

CATALOGO PRODOTTI

I T A L I A





Major, fondata nel 1960 a Torino, è un'azienda specializzata nella produzione di materiali di alta qualità per i laboratori odontotecnici e per gli studi odontoiatrici.

La linea di prodotti per il laboratorio comprende denti artificiali in resina acrilica e materiali compositi; materiali per ponti e corone; resine acriliche per protesi dentale; siliconi; abrasivi ed attrezzature da laboratorio.

I prodotti per lo studio dentistico includono una gamma completa di materiali per impronta (siliconi ed alginati). Tutti i prodotti Major sono realizzati presso lo stabilimento di Moncalieri e certificati in accordo alle normative della Comunità Europea.

I materiali sono accuratamente selezionati al fine di rispondere ai requisiti degli standard internazionali e controllati per garantire una qualità costante nel tempo.

Major si propone di produrre materiali innovativi e di alta qualità per gli specialisti del settore dentale.

Questa strategia è realizzata attraverso la selezione di personale qualificato, l'impiego di tecniche produttive all'avanguardia ed un costante investimento in attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con laboratori ed istituti di ricerca esterni.

L'attenzione per la qualità si riflette anche nell'organizzazione della distribuzione: i prodotti Major sono commercializzati in tutto il mondo attraverso una selezionata rete di distributori per assicurare sempre il miglior servizio possibile ai nostri clienti.




MAJOR PLUS COMP

MAJOR PLUS COMP WFA

DENTI ARTIFICIALI

2



MAJOR PLUS COMP

I denti Major Plus Comp sono in materiale composito, con dentina e colletto in materiale acrilico per garantire una perfetta adesione chimica alle resine per palati.

- Elevatissima durezza superficiale.
- Ottima resistenza all'abrasione.
- Profili occlusali precisi.
- Forme e colori di aspetto naturale.
- Superiore stabilità del colore nel tempo.
- Forme anatomiche con inclinazione cuspidale tra 25° e 28°.



T	Posteriori Tecnici
A	Posteriori Anatomici

T2031	set Anteriori Major Plus Comp	A1-D4 x6
T2032	set Posteriori Major Plus Comp	A1-D4 x8
T2052	Major Plus Comp WFA	A1-D4 x8

DENTI ARTIFICIALI

3



MAJOR PLUS COMP WFA

Il nuovo dente MAJOR PLUS COMP WFA segue la filosofia di montaggio secondo il Prof. Albert Gerber, la cuspidale palatina del 5°, 6° e 7° occlude nella rispettiva fossa del 5° 6° e 7° antagonista; nel 4° questa occlusione è invertita, la cuspidale vestibolare del mandibolare occlude nella fossa del 4° mascellare. Il termine WFA (Wide Functional Area) indica il tipo di occlusione effettuata durante la masticazione, non è un solo punto di contatto ad essere interessato ma un'ampia zona funzionale di circa 2 mm.

COMPOSIZIONE: La linea di denti WFA è disponibile in resina (Major Plus WFA) ed in composito (Major Plus Comp WFA). Il dente MAJOR PLUS COMP WFA è formato da 4 strati di resina sovrapposti: • colletto • dentina • smalto • glasure. Colletto e dentina sono in resina acrilica per dare la maggiore adesione possibile con la resina per palati e conferire un'elevata elasticità al dente stesso. Lo smalto è in materiale composito per garantire il mantenimento della dimensione verticale e quindi la maggiore durata nel tempo della protesi.

PROFILI OCCLUSALI: I tavolati occlusali rispettano il concetto di mortaio e pestello. L'ampia fossa così concepita permette un ampio spettro di contatti occlusali senza interferenze. I denti MAJOR PLUS COMP WFA hanno una precisione tale da rendere minimo un eventuale molaggio selettivo da parte dell'operatore.

FORME E COLORI: Il dente MAJOR PLUS COMP WFA è disponibile nella scala colori universale A1-D4. La necessità di semplificare e rendere più rapide le procedure cliniche e tecniche, mantenendo elevato lo standard qualitativo, hanno suggerito una scelta limitata a tre forme posteriori: SMALL, MEDIUM, LARGE adattabili a tutte le forme anteriori MAJOR PLUS.

DENTI ACRILICI MULTISTRATO



MAJOR PLUS

Major Plus è progettato per raggiungere i più elevati standard funzionali ed estetici della tecnica protesica moderna, realizzato in materiale acrilico, presenta forme posteriori differenziate di tipo Anatomico e Tecnico. Disponibile nella colorazione A1-D4, in un assortimento completo di 48 forme anteriori e 20 posteriori.

- Elevata durezza e resistenza all'abrasione.
- Profili occlusali precisi.
- Forme nuove e naturali.
- Utilizzabile con qualunque tecnica di montaggio.
- Forme anatomiche con inclinazione cuspidale tra 25° e 28°.
- Adatto per tutti i tipi di protesi totale e parziale.



T2011	set Anteriori Major Plus	A1-D4 x6
T2012	set Posteriori Major Plus	A1-D4 x8

T	Posteriori Tecnici
A	Posteriori Anatomici

DENTI ACRILICI A TRE STRATI



SUPER LUX

Dente acrilico. Estetica raffinata e naturale; disegno funzionale delle forme posteriori adatto a qualunque tecnica di montaggio. Indicato per la protesi totale, parziale e scheletrata. Disponibile nelle colorazioni: A1-D4, 1A-6D, in un assortimento completo di 31 forme anteriori e 24 posteriori.

- Grande durezza e resistenza all'abrasione.
- Trasparenza naturale dello smalto.
- Forme anteriori realizzate secondo il metodo Williams.
- Naturalità delle forme.
- Elevata stabilità di colore.



L	Posteriori L-cusp
N	Posteriori N-cusp
T	Posteriori Tecnici
A	Posteriori Anatomici

T3011	set Anteriori	A1-D4 x6
T3012	set Posteriori	A1-D4 x8
T3021	set Anteriori	1A-6D x6
T3022	set Posteriori	1A-6D x8


DENTI ACRILICI A DUE STRATI



MAJOR DENT-V

Dente acrilico. Durezza e resistenza all'abrasione identiche a quelle dei denti di categoria superiore. Indicato per protesi totale, parziale e scheletrata. Disponibile nella colorazione A1-D4 in un assortimento completo di 36 forme anteriori e 20 posteriori.

- Due tipi di tavolati occlusali posteriori.
- Estetica naturale.
- Indicato per protesi terapeutiche.
- Ottimo legame chimico fra dente e resina in protesi totale.
- Trasparenza naturale dello smalto.




FP	Posteriori FP
MA	Posteriori MA

T4111	set Anteriori	A1-D4 x6
T4112	set Posteriori	A1-D4 x8

MAJOR PLUS WFA

Major Plus WFA è un dente multistrato in materiale acrilico PMMA che garantisce una perfetta adesione chimica alla resina per palati. È disponibile nella colorazione A1-D4.



T2062	Major Plus WFA	A1-D4 x8
-------	----------------	----------




MAJOR DENT

Dente acrilico. Durezza e resistenza all'abrasione identiche a quelle dei denti di categoria superiore. Indicato per protesi totale, parziale e scheletrata. Disponibile nella colorazione 2C-3R in un assortimento completo di 36 forme anteriori e 20 posteriori.

- Due tipi di tavolati occlusali posteriori.
- Estetica naturale.
- Indicato per protesi terapeutiche.
- Ottimo legame chimico fra dente e resina in protesi totale.
- Trasparenza naturale dello smalto.

T4141	set Anteriori	2C-3R x6
T4142	set Posteriori	2C-3R x8



FP	Posteriori FP
MA	Posteriori MA

DENTI PER PROTESI PEDODONTICHE



BAMBINO TOOTH

Dente acrilico per protesi pedodontiche. Bambino Tooth è disponibile nei colori 59 (bianco - latte) e 61 (bianco - giallo) e nelle due forme A (Anteriore superiore e inferiore) e B (Posteriore superiore e inferiore).

- Indicato come contenitore di spazio (onde garantire una giusta linearità a livello articolare ed estetico).
- Per rifacimenti estetici.
- Per riabilitazioni articolari.

T5001	set Anteriori	59-61 x6
T5002	set Posteriori	59-61 x4

FACCETTE MAJOR AF COMP E DENTI MAJOR PLUS COMP



Le faccette MAJOR AF COMP posteriori ed i denti MAJOR PLUS COMP posteriori sono disponibili in forme occlusali di tipo ANATOMICO, TECNICO e WFA (WIDE FUNCTIONAL AREA).

CARATTERISTICHE

- Maggiore resistenza all'abrasione e durata rispetto ai denti in resina acrilica
- Costo contenuto rispetto ai denti in ceramica
- Migliore compatibilità coi denti antagonisti (rispetto ai denti in ceramica)
- Sovrastrutture implantari

T6111	set Anteriori	A1 - D3 x6
T6112	set Posteriori	A1 - D3 x4

SCALE COLORI



MAJOR CHROM

Scala colori per Major Plus in colorazione A1-D4 ordinata secondo gruppi cromatici e gradazioni di tonalità, permette la scelta del colore in protesi totale e fissa.

S1011	Major Chrom Shade Guide	1 pezzo
-------	-------------------------	---------



MAJOR DENT-V SHADE GUIDE

Scala colori per denti Major Dent-V, permette la scelta del colore in protesi totale e fissa. In colorazione A1-D4.

S4114	Major Dent Shade Guide	1 pezzo
-------	------------------------	---------



S.L. SHADE GUIDE

Scala colori per denti Super Lux. Disponibile nelle colorazioni: A1-D4 e 1A-6D.

S3011	S.L. Shade Guide A1-D4	1 pezzo
S3012	S.L. Shade Guide 1A-6D	1 pezzo



M.D. SHADE GUIDE

Scala colori per denti Major Dent. Disponibile nella colorazione: 2C-3R.

S4014	M.D. Shade Guide	1 pezzo
-------	------------------	---------

MOBILI PER DENTI



TOOTH CABINET 1000

Mobiletto in metallo, con 15 cassetti in metallo. Capacità (per cassetto): 5 scatole di denti. Scatola anteriori 18 file, scatola posteriori 12 file.

T8040	Tooth Cabinet 1000	1 pezzo
-------	--------------------	---------



TOOTH CABINET 300

Mobiletto in plastica, capacità (per cassetto): 36 file anteriori oppure 22 file posteriori.

T8030	Tooth Cabinet 300	1 pezzo
-------	-------------------	---------

SISTEMA MAJOR AF COMP

MAJOR AF COMP

6



MAJOR AF è un sistema costituito da una linea di faccette e materiali compositi progettati specificamente per ricostruzioni e rivestimenti estetici. Il sistema può essere utilizzato in molteplici applicazioni, direttamente in studio dal dentista o in laboratorio dall'odontotecnico. Il sistema MAJOR AF è composto da una gamma di denti e di faccette estetiche in materiale composito, ideali per coniugare estetica e funzione. Il sistema offre una linea di materiali per incollaggio e di masse in materiale composito ed in resina acrilica, utilizzabili per la caratterizzazione estetica delle faccette.

T6111	set Anteriori	A1 - D3 x6
T6112	set Posteriori	A1 - D3 x4

ANTERIORI SUPERIORI

GAMMA COLORI

A1	B3
A2	B4
A3	C2
A3,5	C3
A4	D2
B2	D3

Forme anteriori

I denti anteriori comprendono 10 forme superiori e 4 inferiori sviluppate in accordo con i più moderni standards estetici. Sono disponibili in:

- 10 forme superiori suddivise in tre misure diverse: S (small) - M (medium) - B (large)
- 4 forme inferiori L

SMALL	MEDIUM	LARGE
S2	M2	B2
S4	M4	B4
S6	M6	B6
	M8	

ANTERIORI INFERIORI

L1	L3	L5	L7
---------------	---------------	---------------	---------------

POSTERIORI A/T

A33 upper R	A33 upper L
A33 lower R	A33 lower L
T13 upper R	T13 upper L
T13 lower R	T13 lower L

Posteriori anatomici A

Le forme anatomiche presentano un'inclinazione cuspidale accentuata (tra 25° e 31°). La morfologia delle forme anatomiche mostra superfici sempre in contatto con una conseguente diminuzione della spinta laterale ed una maggiore stabilità della protesi. L'aspetto naturale del dente, caratterizzato da profondi solchi, permette una masticazione migliore e da alla protesi un valore mimetico più alto.

Posteriori tecnici T

Le forme tecniche si caratterizzano per un tavolato oclusale equilibrato secondo precise regole geometriche. Il dente presenta una cuspidazione a disegno geometrico inclinato (superiore a 20°) con piani di scorrimento di tipo piatto, con i quali si articola nel suo antagonista, consentendo un ingranamento facile e veloce.

POSTERIORI WFA

WM upper R	WM upper L
WM lower R	WM lower L
WL upper R	WL upper L
WL lower R	WL lower L

Posteriori WFA

Le forme seguono la filosofia di montaggio secondo il Prof. Albert Gerber, la cuspidale palatina del 5°, 6° e 7° superiore occlude nella rispettiva fossa del 5° 6° e 7° inferiore; nel 4° questa occlusione è invertita, la cuspidale vestibolare dell'inferiore occlude nella fossa del 4° superiore. Il termine WFA (Wide Functional Area) indica il tipo di occlusione effettuata durante la masticazione, non è un solo punto di contatto ad essere interessato ma un'ampia zona funzionale di circa 2 mm. I tavolati


occlusali rispettano il concetto di mortaio e pestello. L'ampia fossa così concepita permette un ampio spettro di contatti occlusali senza interferenze. I denti MAJOR AF COMP hanno una precisione tale da rendere minimo un eventuale molaggio selettivo da parte dell'operatore.

MAJOR AF COMP

7

TABELLA COLORI														
PRODOTTO	COLORI / REFERENZE													
MAJOR AF COMP DENTINE FLOW	A1		A2-B2		A3		A3,5		A4		B3-B4		C2-C3	
MAJOR AF COMP DUAL CEM	DC-L		DC-M		DC-D									
MAJOR AF COMP PASTE OPAQUER	OL		OM		OD									
MAJOR AF COMP INCISAL FLOW	IF-CLEAR		IF-RED		IF-BLUE									
MAJOR AF COMP BONDOPAQUER	OC-PINK													
MAJOR AF COMP GENGIVE PASTE	GP-PINK L		GP-PINK M		GP-PINK D									
MAJOR AF COMP GENGIVE FLOW	GF-PINK L		GF-PINK M		GF-PINK D									

TABELLA COMBINAZIONE COLORI												
PRODUTTI / COLORI	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3
MAJOR AF COMP PASTE OPAQUER	OL	OL	OM	OM	OM	OM	OM	OD	OM	OD	OL	OD
MAJOR AF COMP DUAL CEM	DC-L	DC-M	DC-M	DC-D	DC-D	DC-M	DC-D	DC-D	DC-M	DC-D	DC-M	DC-D
MAJOR AF COMP DENTINE FLOW	A1	A2-B2	A3	A3,5	A4	A2-B2	B3-B4	B3-B4	C2-C3	C2-C3	D2-D3	D2-D3



GAMMA PRODOTTI COMPOSITO



METAL PRIMER

Confezione: 5ML + 1 BRUSH
Codice: B6151



BONDOPAQUER

Colori: OC-PINK
Confezione: 3 G
Codice: B6152



DUAL CEM

Colori: DC-L / DC-M / DC-D
Confezione: 8 G + 8 TIPS
Codice: B6141-L / B6141-M / B6141-D



GENGIVE FLOW

Colori: GF-PINK L / GF-PINK M / GF-PINK D
Confezione: 3 G + 10 TIPS
Codice: B6164-FL / B6164-FM / B6164-FD



GENGIVE PASTE

Colori: GP-PINK L / GP-PINK M / GP-PINK D
Confezione: 5 G
Codice: B6164-PL / B6164-PM / B6164-PD



PASTE OPAQUER

Colori: OL / OM / OD
Confezione: 3 G
Codice: B6121-L / B6121-M / B6121-D



DENTINE FLOW

Colori: A1 / A2-B2 / A3 / A3,5 / A4 / B3-B4 / C2-C3 / D2-D3
Confezione: 3 G + 10 TIPS
Codice: B6111-A1 / B6111-A2 / B6111-A3 / B6111-35 / B6111-A4 / B6111-B3 / B6111-C2 / B6111-D2



INCISAL FLOW

Colori: IF-CLEAR / IF-RED / IF-BLUE
Confezione: 3 G + 10 TIPS
Codice: B6131-C / B6131-R / B6131-B



BONDING

Confezione: 7 ML
Codice: B6153



MODELLING

Confezione: 5 ML
Codice: B6154

B6151	Metal Primer	1 pezzo
B6152	Bondopaquer	1 pezzo
B6141	Dual Cem (L-M-D)	1 pezzo
B6164	Gengive Flow (FL-FM-FD)	1 pezzo
B6164	Gengive Paste (PL-PM-PD)	1 pezzo
B6121	Paste Opaquer (L-M-D)	1 pezzo
B6111	Dentine Flow (A1-A2-A3-35-A4-B3-C2-D2)	1 pezzo
B6131	Incisal Flow (C-R-B)	1 pezzo
B6153	Bonding	1 pezzo
B6154	Modelling	1 pezzo

MAJOR.REPAIR

RESINE ACRILICHE

10



Polimero autopolimerizzante per protesi dentale. A base di poli-metilmetacrilato. Polvere e liquido. Per riparazioni e ribasature di protesi. Colori: k, kv, i, iv, m, mv. Major.Repair è una resina sviluppata per raggiungere i più elevati standard odontotecnici ed eccede i requisiti della norma EN ISO 20795-1:2013. Major.Repair garantisce elevata stabilità dimensionale e di colore nel tempo, facilità nella lavorazione ed un perfetto legame chimico con resine a caldo per basi.

Major.Repair è disponibile nella versione standard o venata, in 3 differenti colorazioni naturali, selezionate per adattarsi fedelmente alle tinte Major.Base 20.

Major.Repair può essere impiegata nella tecnica a colata o polimerizzata sotto pressione, garantendo sempre eccellenti risultati.

C3100	Liquido 10 x 500 m	*1 Intro set:	Polvere 100 g Liquido 100 ml
C3110	Polvere 10 x 500 g		
C3120	Intro Set*1	*2 Standard set:	Polvere 2 x 500 g Liquido 1 x 500 ml Contenitore in plastica Misurini.
C3121	Standard Set*2		

MAJOR.BASE 20

Polimero per basi di protesi dentale. A base di poli-metilmetacrilato. Polimerizzazione a caldo. Polvere e liquido. Colori: k, kv, i, iv, m, mv, t. Major.Base 20 è una resina sviluppata per raggiungere i più elevati standard odontotecnici ed eccede i requisiti della norma EN ISO 20795-1:2013.

Major.Base 20 è disponibile nella versione standard o venata, in 3 differenti colorazioni naturali, selezionate per soddisfare ogni esigenza in ambito clinico. Major.Base 20 garantisce elevata stabilità dimensionale e di colore nel tempo e facilità nella lavorazione. Il tempo di presa rapido riduce drasticamente i tempi di attesa durante la procedura di polimerizzazione.

C3000	Liquido 10 x 500 ml	*1 Intro set:	Polvere 100 g Liquido 100 ml
C3010	Polvere 10 x 500 g		
C3020	Intro Set*1	*2 Standard set:	Polvere 2 x 500 g Liquido 1 x 500 ml Contenitore in plastica Misurini.
C3021	Standard Set*2		

MAJOR.SKEL

Polimero autopolimerizzante per protesi dentale. A base di poli-metilmetacrilato. Polvere e liquido. Per la costruzione di apparecchi scheletrati o protesi parziali. Colori: m, mv. Major.Skel è una resina sviluppata per raggiungere i più elevati standard odontotecnici ed eccede i requisiti della norma EN ISO 20795-1:2013.

Major.Skel garantisce elevata stabilità dimensionale e facilità nella lavorazione. Major.Skel è disponibile in colorazione rosa, nella versione standard o venata. Per prevenire reazioni allergiche al prodotto, Major.Skel è priva di ammine ed ha un basso tenore di monomero residuo.

C3200	Liquido 10 x 500 ml	*1 Intro set:	Polvere 100 g Liquido 100 ml
C3210	Polvere 10 x 500 g		
C3220	Intro Set*1	*2 Standard set:	Polvere 2 x 500 g Liquido 1 x 500 ml Contenitore in plastica Misurini.
C3221	Standard Set*2		



MAJOR.ORTHO

Polimero autopolimerizzante. A base di poli-metilmetacrilato. Polvere e liquido. Per la costruzione di apparecchi ortodontici mobili, di "bite" protesici o placche trasparenti per il montaggio in protesi totale. Colori (liquido): rosa, trasparente. Eccede i requisiti della norma EN ISO 20795-2 :2013.

C3300	Liquido 10 x 500 ml	*1 Intro set:	Polvere 100 g Liquido 100 ml
C3310	Polvere 10 x 500 g		
C3320	Intro Set*1	*2 Standard set:	Polvere 2 x 500 g Liquido 1 x 500 ml Contenitore in plastica Misurini.
C3321	Standard Set*2		



MAJOR.TRAY

Polimero autopolimerizzante. A base di poli-metilmetacrilato. Polvere e liquido. Per la costruzione di portaimpronte individuali. Colori: giallo, verde, blu, rosa.

C3400	Liquido 10 x 500 ml	*1 Intro set:	Polvere 100 g Liquido 100 ml
C3410	Polvere 10 x 500 g		
C3420	Intro Set*1	*2 Standard set:	Polvere 2 x 500 g Liquido 1 x 500 ml Contenitore in plastica Misurini.
C3421	Standard Set*2		



MAJOR FIBRILS

Fibrille sintetiche per protesi totali e parziali.

C9000	Major Fibrils	5 g
-------	---------------	-----



LIGHTCURE TRAY

Placchette fotopolimerizzanti per la costruzione di basi e portaimpronte individuali. Disponibile nei colori rosa e trasparente.

C1501	Lightcure Tray rosa	50 pezzi
C1502	Lightcure Tray trasparente	50 pezzi

RESINE ACRILICHE

11

SILICONI PER CONDENSAZIONE

SILICONI PER ADDIZIONE

SILICONI
DA LABORATORIO

12



ORMALAB 95

Materiale per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab 95 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni di durezza e resistenza al calore.

- CARATTERISTICHE:

 - Elevata resistenza al calore senza alterazioni, supera i 120°C.
 - Durezza (dopo 24h): 95 (±3) Shore-A, comparabile al gesso in fase di fresatura.
 - Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti.
 - Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
- dei dettagli.

 - Assenza di deformazioni.
- UTILIZZO:

 - Mascherine per protesi fisse e totali.
 - Duplicazioni.
 - Riparazioni di protesi.
 - Mascherine per provvisori protesici.

M9500	Ormalab 95 (1600 g / 900 ml)
M9510	Ormalab 95 (5 kg)
M9520	Ormalab 95 (5 kg) + 2 Ormactivator (60 ml)

ORMALAB 75

Materiale per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab 75 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni qualitative.

- CARATTERISTICHE:

 - Durezza (dopo 24h): 75 (±3) Shore-A.
 - Perfetta compatibilità con le resine acriliche autopolimerizzanti.
 - Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
 - Assenza di deformazioni.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
- UTILIZZO:

 - Mascherine per protesi fisse e totali.
 - Riparazioni di protesi.
 - Mascherine per provvisori protesici.

M7500	Ormalab 75 (1600 g / 900 ml)
M7510	Ormalab 75 (5 kg)
M7520	Ormalab 75 (5 kg) + 2 Ormactivator (60 ml)

ORMACTIVATOR GEL

Attivatore Gel per Ormalab 75 e Ormalab 95.



M1090	Ormactivator Gel (35 ml)
M1092	Ormactivator Gel (60 ml)

SILICONI
DA LABORATORIO

13



ORMAPLUS LAB

Materiale da laboratorio a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione.

- CARATTERISTICHE:

 - Durezza (dopo 24h): 90 (±3) Shore A.
 - Tempo di presa (a 23°C): 4'30"
 - Recupero da deformazione: 99,5%
 - Rapporto di miscelazione: 1:1
 - Variazione dimensionale lineare: -0,05%
 - Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti.
 - Elevata resistenza al calore
- senza alterazioni.

 - Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
- UTILIZZO:

 - Mascherine per protesi fisse e totali.
 - Duplicazioni.
 - Riparazione di protesi.
 - Mascherine per provvisori.

M4000	Ormaplus Lab	0,9 kg Base + 0,9 kg Catalizzatore
M4005	Ormaplus Lab	2,5 kg Base + 2,5 kg Catalizzatore

ORMADUPLO 22

Materiale da duplicazione a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione, per l'uso in laboratorio. Ormaduplo 22 garantisce un'elevata stabilità dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella riproduzione dei dettagli.

- SPECIFICHE TECNICHE:

 - Tempo di lavoro: 3' minimo.
 - Tempo di presa (a 23°C): 15' max.
 - Recupero da deformazione: 99,95%
 - Durezza: 22 Shore-A.
 - Rapporto di miscelazione
- (Massa base : Catalizzatore): 1:1

 - Variazione dimensionale lineare: 0,05%
- UTILIZZO:

 - Duplicazione di modelli.

M3090	Ormaduplo 22	1 kg Massa Base + 1 kg Catalizzatore
M3096	Ormaduplo 22	6 kg Massa Base + 6 kg Catalizzatore

ACRILICI PER PROVVISORI

ATTREZZATURE

MATERIALI
PER PONTI E CORONE

14



TEMPORARY.COLD.V

Dentina autopolimerizzante per ponti e corone provvisorie.
A base di poli-metilmetacrilato.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Colori: A2 / A3 / A3,5 / B3 / C2 / D3
- A3,5 disponibile nei ricambi colore
- Resistenza a flessione: 44N.
- Assorbimento d'acqua: 18,2-18,7 µg/mm³
- Solubilità in acqua: 1,3-2,3 µg/mm³
- Standard tecnico di riferimento: EN ISO 10477:2004 type II
- Polvere: 100 / 500 g

- Liquido: 100 / 500 ml

UTILIZZO:

- Per la costruzione di ponti e corone provvisorie.
- Per la tecnica della colata in mascherina in gesso o silicone.
- Per la riparazione rapida di ponti e corone realizzati in materiale acrilico.

B4100	Temporary.Cold.V	Standard Set*
* Standard Set:	5 x 100 g Dentina (A2 / A3 / B3 / C2 / D3) 1 x 100 g Smalto Universale 2 x 100 ml Liquido	

SELF-CURE.DENTINE

Dentina autopolimerizzante per ponti e corone provvisorie.
A base di poli-metilmetacrilato.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Colori: 2C / 1D / 5D / 3F / 4F / 2L / 1R
- Resistenza a flessione: 45N.
- Assorbimento d'acqua: 23,1-25,0 µg/mm³
- Solubilità in acqua: 0,2-1,7 µg/mm³
- Standard tecnico di riferimento: EN ISO 10477:2004 type II
- Polvere: 100 / 500 / 1000 g
- Liquido: 100 / 500 ml

UTILIZZO:

- Per la costruzione di ponti e corone provvisorie.
- Per la tecnica della colata in mascherina in gesso o silicone.
- Per la riparazione rapida di ponti e corone realizzati in materiale acrilico.

B4300	Self-Cure.Dentine	Standard Set*
* Standard Set:	7 x 100 g Dentina 1 x 100 ml Liquido	



ACRILICI PER PONTI E CORONE

C&B-V DENTINE

Materiale acrilico per ponti e corone. A base di poli-metilmetacrilato. Disponibile sia a caldo che a freddo.

CARATTERISTICHE:

- 16 colori da A1 a D4.
- Effetti-colletto, dentine opache, modificatori di colore per smalto, polveri gengivali.
- Polimerizzazione a calore e pressione in termopressa, polimerizzazione a calore in muffola, polimerizzazione a freddo.
- Sicura adesione degli strati modellati successivamente.
- Eccellente riproduzione della tinta

anche per spessori variabili.

- Opacizzanti liquidi, facili e veloci da stendere a pennello.
- Ottima e facile finibilità e lucidità fino alla massima brillantezza.

UTILIZZO:

- Stratificazione e polimerizzazione in muffola.
- Modellazione libera con spatola o pennello e polimerizzazione in apparecchio a pressione.

- Tecnica della mascherina.
- Polimerizzazione a freddo per riparazioni e provvisori.
- Rivestimenti di ponti e corone.
- Corone a giacca.
- Fissaggio di faccette per corone a giacca e per ponti e corone.
- Ponti e corone provvisori.
- Correzione e riparazione di ponti e corone (a freddo).

B3102	C&B-V Dentine	Standard Set*
* Standard Set:	4 x 100 g Dentina 2 x 100 g Incisivo 4 x 10 ml Opaco 2 x 100 ml Liquido	



MINI 2000

Termopressa universale per la polimerizzazione a caldo e a freddo di resine e compositi in generale.

E2000	Mini 2000	1 pezzo
-------	-----------	---------



POLIMERIZZATORE UV

Il polimerizzatore UV è dotato di 4 lampade UV-A da 9 W.

Sul retro è posto un tasto di accensione/spegnimento e un pulsante per i 3 tipi di timer: 120", 180" e infinito.

E3200	Polimerizzatore UV	1 pezzo
-------	--------------------	---------

ABRASIVI

DISCHI PER SGROSSARE

Dischi per sgrossare in materiale resinoso.
Confezione: 100 pezzi.



L4310	Dischi 32 x 2,2	L4320	Dischi 22 x 3,5	L4330	Dischi 35 x 1,7
-------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------

TAGLIAPERNI

Tagliaperni in materiale resinoso.
Confezione: 100 pezzi.



L4210	Tagliaperni 35 x 0,7	L4220	Tagliaperni 40 x 1
-------	----------------------	-------	--------------------

SERIE M

Punte montate in corindone per leghe non preziose. Confezione: 100 pezzi.



L4010	Serie M
-------	---------

SERIE PK

Punte montate in corindone semi poroso per la finitura di resine acriliche. Confezione: 6 pezzi.



L4030	Serie PK
-------	----------

SEPARATORI

Separatori in materiale resinoso. Confezione: 100 pezzi.



L4110	Separatori 22 x 0,6	L4120	Separatori 25 x 0,7
-------	---------------------	-------	---------------------

ATTREZZATURE

15

ABRASIVI

ALGENIUX

ALGINATI

16



Alginato di alto livello. Alginato di qualità superiore con una nuova formulazione raffinata per raggiungere il massimo livello di riproduzione dei dettagli, ottima elasticità e resistenza allo strappo durante la presa dell'impronta. Grazie alla tecnologia MAP (modified atmosphere packaging) la durata del prodotto è di 6 anni. L'eccellente stabilità dimensionale permette di colare il modello dopo 5 giorni (se conservato correttamente in contenitore ermetico).

A7010	Algeniux	10 x 453 g
A7024	Algeniux	24 x 453 g

CARATTERISTICHE:

- Aroma: menta
- Colore: rosa
- Elasticità superiore e resistenza allo strappo
- Formula ipoallergenica stabilizzata
- Formulazione estremamente raffinata
- Elevata fluidità e facilità di miscelazione
- Privo di cadmio e piombo. Eccellente biocompatibilità

- Esente da polvere per un lavoro sicuro e igienico
- Rapido tempo di imbibimento per ottenere un impasto consistente e plastico ed una facile miscelazione
- Ottima compatibilità con i gessi
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione, eccedente gli standard ISO.

DATI TECNICI:

- EN ISO 21563:2013
- Tempo di miscelazione: 35" a 23°C
- Tempo di lavorazione: 1' 40" a 23°C
- Tempo di presa: 3' 00" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni (tecnologia MAP)
- Colatura del modello (se l'impronta è conservata correttamente): 5 giorni

ALGINMAX

Alginato cromatico per impronte dentali di precisione.

- Formula ipoallergenica stabilizzata.
- Indicazione cromatica delle fasi di lavorazione per un impiego facile e preciso, indipendentemente dalla temperatura e durezza dell'acqua.
- Esente da polvere per un lavoro sicuro e igienico.
- Rapido tempo di imbibimento per ottenere un impasto consistente e plastico ed una facile miscelazione.
- Ottima compatibilità con i gessi.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione, eccedente gli standard ISO.

- Sapore: vaniglia - menta.
- Colore: azzurro.
- Tempo di presa: 2'00" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni.
- Presa immediata per un impiego rapido e confortevole per il paziente.
- Privo di cadmio e piombo.
- Eccellente biocompatibilità.
- Confezione: 453 g / 1 lb.



A2010	Alginmax	10 x 453 g
A2024	Alginmax	24 x 453 g

ALGINPLUS

Alginato cromatico per impronte dentali di precisione. Nuova formulazione arricchita per una maggior precisione nella riproduzione dei dettagli.

- Formula ipoallergenica stabilizzata.
- Formulazione estremamente raffinata.
- Indicazione cromatica delle fasi di lavorazione per un impiego facile e preciso, indipendentemente dalla temperatura e durezza dell'acqua.
- Esente da polvere per un lavoro sicuro e igienico.
- Rapido tempo di imbibimento per ottenere un impasto consistente e plastico ed una facile miscelazione.
- Ottima compatibilità con i gessi.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione, eccedente gli standard ISO.

- Sapore: frutti tropicali.
- Colore: giallo.
- Tempo di presa: 2'00" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni.
- Presa immediata.
- Privo di cadmio e piombo.
- Eccellente biocompatibilità.
- Elevata fluidità e facilità di miscelazione.
- Confezione: 453 g / 1 lb.



A6010	Alginplus	10 x 453 g
A6024	Alginplus	24 x 453 g

ALGINMAJOR

Alginato per impronte dentali di precisione.

- Formula ipoallergenica stabilizzata.
- Esente da polvere, garantisce un impiego sicuro ed igienico.
- Rapido tempo di imbibimento per ottenere un impasto consistente e plastico ed una facile miscelazione.
- Ottima compatibilità con i gessi.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione, eccedente gli standard ISO.
- Sapore: tutti frutti.
- Colore: arancio.
- Tempo di presa: 2'00" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni.
- Presa immediata.
- Privo di cadmio e piombo.
- Eccellente biocompatibilità.
- Confezione: 453 g / 1 lb.



A1010	Alginmajor	10 x 453 g
A1024	Alginmajor	24 x 453 g

ALGINKID

Alginato ortodontico ad elevata resistenza per impronte dentali di precisione.

- Formula ipoallergenica stabilizzata.
- Tempo di presa rapido e sapore piacevole, per un maggiore comfort dei pazienti più giovani.
- Esente da polvere.
- Rapido tempo di imbibimento per ottenere un impasto consistente e plastico ed una facile miscelazione.
- Ottima compatibilità con i gessi.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione, eccedente gli standard ISO.
- Sapore: tutti frutti.
- Colore: giallo.
- Tempo di presa: 1'50" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni.
- Privo di cadmio e piombo.
- Eccellente biocompatibilità.
- Confezione: 453 g / 1 lb.



A3010	Alginkid	10 x 453 g
A3024	Alginkid	24 x 453 g

ALGINPLUS TROPICAL

Alginato cromatico per impronte dentali di precisione.

Formulazione avanzata. Alginato per climi tropicali. Progettato espressamente per ambienti caldi e umidi.

- Formula ipoallergenica stabilizzata.
- Formulazione estremamente raffinata.
- Indicazione cromatica delle fasi di lavorazione per un impiego facile e preciso, indipendentemente dalla temperatura e durezza dell'acqua.
- Esente da polvere per un lavoro sicuro e igienico.
- Rapido tempo di imbibimento per ottenere un impasto consistente e plastico ed una facile miscelazione.
- Ottima compatibilità con i gessi.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione, eccedente gli standard ISO.
- Sapore: frutti tropicali.
- Colore: giallo.
- Tempo di presa: 3'20" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni.
- Presa immediata per un impiego rapido e confortevole per il paziente.
- Privo di cadmio e piombo.
- Eccellente biocompatibilità.
- Elevata fluidità e facilità di miscelazione.
- Confezione: 453 g / 1 lb.



A5010	Alginplus Tropical	10 x 453 g
A5024	Alginplus Tropical	24 x 453 g

ACCESSORI



SPATOLA

Spatola in nylon per alginati.

A9020	Spatola	1 pezzo
-------	---------	---------



SCODELLA

Scodella per alginati.

A9050	Scodella	1 pezzo
-------	----------	---------



ALGINBOX

A9060	Alginbox	1 pezzo
-------	----------	---------



MISCELATORE PER ALGINATO

Z4009	Miscelatore	1 pezzo
Z4011	Ricambio Tazza	1 pezzo

ALGINATI

17

ORMA KIT



Kit introduttivo per prima e seconda impronta di precisione.
Materiale a base di polisilossani reticolanti per condensazione.

Composizione kit:

- 1 Ormadent Putty (900 ml)
- 1 Ormamax Light (150 ml)
- 2 Ormactivator Gel (35 ml)

M1020	Ormakit	(Ormadent 900 ml + Ormamax Light 150 ml + 2 Ormactivator Gel 35 ml)
-------	---------	---



M1000	Ormadent Putty	1500 g (900 ml)
-------	----------------	-----------------

ORMADENT PUTTY

Materiale di consistenza molto elevata (putty), a base di polisilossani reticolanti per condensazione, per prima impronta di precisione. EN ISO 4823:2000, Type 0.

- Materiale malleabile non appiccicoso.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
- Tempo di lavoro totale adeguato ad ogni impiego.
- Facile controllo della miscelazione grazie al contrasto cromatico con il catalizzatore gel.

La formulazione di Ormadent Putty, a base di cariche silicee sferoidali, garantisce ineguagliabile fluidità abbinata ad una perfetta stabilità dimensionale finale. L'elevata scorrevolezza iniziale e la rigidità finale del prodotto, rappresentano la soluzione ideale per qualsiasi tecnica di impiego.



M2010	Ormamax Light	150 ml (165 g)
-------	---------------	----------------

ORMAMAX LIGHT

Materiale a bassa viscosità, a base di polisilossani reticolanti per condensazione, per seconda impronta di precisione. EN ISO 4823:2000, Type 3.

- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
- Tempo di lavoro totale adeguato ad ogni impiego.
- Facile controllo della miscelazione grazie al contrasto cromatico con il catalizzatore gel.

La formulazione specifica di Ormamax Light garantisce la miglior

fluidità iniziale per un perfetto scorrimento intraorale del prodotto. Ormamax Light non cola ed è applicabile con siringa direttamente sulla preparazione. La spiccata idrocompatibilità e la consistenza del prodotto permettono un perfetto rilevamento e lettura dei dettagli in ogni situazione clinica.



M2000	Ormamax Regular	150 ml (205 g)
-------	-----------------	----------------

ORMAMAX REGULAR

Materiale a media viscosità, a base di polisilossani reticolanti per condensazione, per impronte di precisione. EN ISO 4823:2000, Type 2.

- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
- Tempo di lavoro totale adeguato ad ogni impiego.
- Facile controllo della miscelazione grazie al contrasto cromatico con il catalizzatore gel.

La formulazione specifica di Ormamax Regular garantisce

un perfetto scorrimento intraorale del prodotto. La consistenza di Ormamax Regular permette una perfetta lettura dei dettagli in ogni situazione clinica. Ormamax Regular può essere impiegato per eseguire impronte funzionali o abbinato a Ormadent Putty, nella tecnica della doppia impronta, per ottenere riproduzioni più accurate.

ORMACTIVATOR GEL

Attivatore in gel per Ormadent Putty, Ormamax Light, Ormamax Regular.



M1090	Ormactivator	35 ml
M1092	Ormactivator	60 ml

ORMACTIVATOR LIQUID

Attivatore liquido per Ormadent Putty, Ormamax Light, Ormamax Regular.



M1091	Ormactivator	20 ml
-------	--------------	-------

ORMAPLUSPUTTY



Materiale di consistenza molto elevata (putty), a base di vinilpolisilossano reticolante per addizione, per prima impronta di precisione.

Ormapius Putty Soft è disponibile nelle versioni:

- **Fast:** tempo di presa 4' 00" • **Regular:** tempo di presa 5' 30"

Ormapius Putty Soft è progettato per garantire la massima precisione nella riproduzione dei dettagli ed una perfetta adesione chimica ai materiali da seconda impronta. Ormapius Putty Soft è facilmente impastabile e, grazie alla sua elasticità, può essere facilmente rimosso dalla bocca del paziente. La particolare formulazione di Ormapius Putty Soft garantisce elevata resistenza alla lacerazione e alla compressione abbinata ad un eccellente recupero elastico.

M3035	Ormapius Putty Fast setting	600 ml / 1060 g (300 ml base paste + 300 ml hardener paste)
M3045	Ormapius Putty Regular setting	600 ml / 1060 g (300 ml base paste + 300 ml hardener paste)

ORMAPLUS LV

Materiale a bassa viscosità, a base di vinilpolisilossano reticolante per addizione, per seconda impronta di precisione.

Ormapius LV è disponibile in due versioni:

- Fast set (per la tecnica della doppia impronta "two-step putty/wash") a tempo di presa intraorale rapido (2'45"); offre un maggior comfort per il paziente.

- Regular set (per la tecnica della doppia miscelazione "one-step putty/wash") a tempo di presa intraorale normale (4').

Ormapius LV è un materiale tissotropico, indicato nelle tecniche della doppia impronta e della doppia

miscelazione, nella tecnica sandwich e per impronte per ribasature. Grazie all'impiego di nuovi tensioattivi nella formulazione di Ormapius LV, l'idrocompatibilità del prodotto risulta più spiccata, permettendo la realizzazione di impronte precise anche in presenza di fluidi orali.

Grazie alla elevata resistenza alla lacerazione di Ormapius LV, le riproduzioni delle zone interdentali non vengono danneggiate durante la rimozione dell'impronta dalla bocca o durante la colata del modello.

M3000	Ormapius LV Fast set	100 ml / 128 g (2 x 50 ml + 12 Mixing Tips)
M3010	Ormapius LV Regular set	100 ml / 128 g (2 x 50 ml + 12 Mixing Tips)



M3040	Ormaplus Bite	100 ml (2 x 50 ml + 12 Bite Tips)
-------	---------------	-----------------------------------

ORMAPLUS BITE

Materiale per registrazioni occlusali, a base di vinilpolisilossano reticolante per addizione, ad indurimento rapido. Ormaplus Bite grazie alla sua durezza finale molto elevata è facilmente fresabile e garantisce una perfetta stabilità dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella registrazione occlusale.

UTILIZZO:

- Materiale iniettabile per registrazioni occlusali, in protesi totale e fissa.
- Materiale da applicare sulla forchetta per registrazione.



M3011	Ormaplus Monophase	100 ml (2 x 50 ml + 6 Mixing Tips)
-------	--------------------	------------------------------------

ORMAPLUS MONOPHASE

Materiale a media viscosità per impronte monofase, a base di vinilpolisilossano reticolante per addizione.

UTILIZZO:

- Materiale per impronte di posizione in protesi combinata ed implantologia (riporto della posizione dei transfer e di parti di ponti).
- Materiale per impronte funzionali.
- Materiale monofase per ponti, corone ed intarsi.
- Materiale per impronte per ribasature.
- Materiale iniettabile, per le tecniche della doppia miscelazione, sandwich e putty/wash.
- Materiale per il trasferimento dei perni canalari nella ricostruzione indiretta del moncone.
- Materiale per la tecnica degli anelli di rame.

ACCESSORI



ORMAPLUS ADHESIVE

Lacca adesiva per materiali reticolanti per addizione. Aumenta l'adesione del materiale su metalli e resine.

M3080	Ormaplus Adhesive	(10 ml)
-------	-------------------	---------



ORMAMIX

Pistola dosatrice per materiali a bassa viscosità.

M3091	Ormamix	1 pezzo
-------	---------	---------



LV - MIXING TIPS

Cannule di miscelazione per materiali a bassa viscosità.

Ø: 4,0 mm

M3060	LV Mixing Tips	72 pezzi
-------	----------------	----------



BITE - MIXING TIPS

Cannule di miscelazione per materiali di media viscosità.

Ø: 6,5 mm

M3050	Bite Mixing Tips	60 pezzi
-------	------------------	----------



ORAL TIPS

Cannule intraorali per una precisa applicazione dei materiali a bassa viscosità.

M3070	Oral Tips	96 pezzi
-------	-----------	----------

MAJOR TOTAL SOFT



Materiale per ribasatura morbida a base di vinilpolisilossano per applicazioni dirette ed indirette. Materiale biocompatibile ed anallergico.

UTILIZZO:

- Ribasatore diretto
- Supporto terapeutico
- Supporto stabilizzante
- Supporto provvisorio
- Ribasatore indiretto
- Materiale da riparazione

C3500	Major Total Soft	Standard Set
C3501	Major Total Soft	Refill Package
C3508	MTS Cartuccia	50 ml
C3502	MTS Silicone Sealant	50 ml

ACCESSORI



MTS - MIXING TIPS

Cannule di miscelazione per Major Total Soft.

Ø: 6,5 mm

C3504	MTS Mixing Tips	6 pezzi
-------	-----------------	---------



MTS - MIXING TIPS

Cannule di miscelazione per MTS Silicone Sealant.

Ø: 3,2 mm

C3505	MTS Silicone Sealant Mixing Tips	6 pezzi
-------	----------------------------------	---------



MTS ADHESIVE

Lacca adesiva per Major Total Soft. Aumenta l'adesione del silicone sulla resina.

C3503	MTS Adhesive	(10 ml)
-------	--------------	---------



BRUSH

Pennello per una precisa applicazione delle lacche adesive.

C3507	Porta pennelli	1 pezzo
C3506	Pennelli	20 pezzi

PRODOTTI PER IL LABORATORIO ODONTOTECNICO

DENTI ARTIFICIALI	2	RESINE ACRILICHE	10
MAJOR PLUS COMP - MAJOR PLUS COMP WFA	2-3	MAJOR.REPAIR	10
DENTI ACRILICI MULTISTRATO	2	MAJOR.BASE 20	10
MAJOR PLUS - MAJOR PLUS WFA	2	MAJOR.SKEL	10
DENTI ACRILICI A TRE STRATI	3	MAJOR.ORTHO	11
SUPER LUX	3	MAJOR.TRAY	11
DENTI ACRILICI A DUE STRATI	3	MAJOR.FIBRILIS	11
MAJOR DENT-V	3	LIGHTCURE TRAY	11
MAJOR DENT	4		
DENTI PER PROTESI PEDODONTICHE	4	SILICONI DA LABORATORIO	12
BAMBINO TOOTH	4	SILICONI PER CONDENSAZIONE	12
FACCETTE MAJOR AF COMP E DENTI MAJOR PLUS COMP	4	ORMALAB 95	12
		ORMALAB 75	12
		ORMACTIVATOR GEL	12
ACCESSORI	5	SILICONI PER ADDIZIONE	13
SCALE COLORI	5	ORMAPLUS LAB	13
MAJOR CHROM	5	ORMADUPLO 22	13
MAJOR DENT-V	5	MATERIALI PER PONTI E CORONE	14
S.L. SHADE GUIDE	5	ACRILICI PER PROVVISORI	14
M.D. SHADE GUIDE	5	TEMPORARY.COLD.V	14
MOBILI PER DENTI	5	SELF-CURE.DENTINE	14
TOOTH CABINET 1000	5	ACRILICI PER PONTI E CORONE	14
TOOTH CABINET 300	5	C&B-V.DENTINE	14
MAJOR AF COMP	6	ATTREZZATURE	15
Anteriori superiori	6	MINI 2000	15
Small	6	POLIMERIZZATORE UV MAJOR	15
Medium	6		
Large	6	ABRASIVI	15
Gamma colori	6	DISCHI PER SGROSSARE	15
Anteriori inferiori	6	TAGLIAPERNI	15
Posteriori A/T	7	SERIE M	15
Posteriori WFA	7	SERIE PK	15
Tabella colori	8	SEPARATORI	15
Tabella combinazione colori	8		
Gamma prodotti composito	9		
Metal primer	9		
Paste opaquer	9		
Bondopaquer	9		
Dentine flow	9		
Dual cem	9		
Incisal flow	9		
Gengive flow	9		
Bonding	9		
Gengive paste	9		
Modelling	9		

PRODOTTI PER LO STUDIO ODONTOIATRICO

ALGINATI	16	ORMAMAX LIGHT	18
ALGENIUX	16	ORMAMAX REGULAR	18
ALGINMAX	16	ORMACTIVATOR GEL	19
ALGINPLUS	16	ORMACTIVATOR LIQUID	19
ALGINMAJOR	17	SILICONI RETICOLANTI PER ADDIZIONE	19
ALGINKID	17	ORMAPLUS PUTTY	19
ALGINPLUS TROPICAL	17	ORMAPLUS LV	19
ACCESSORI	17	ORMAPLUS BITE	20
		ORMAPLUS MONOPHASE	20
SILICONI RETICOLANTI PER CONDENSAZIONE	18	ACCESSORI	20
ORMAKIT	18	MAJOR TOTAL SOFT	20
ORMADENT PUTTY	18	ACCESSORI	21

