

Cosmetic solutions
to make you smile



DISTRIBUTORE LOCALE:

CATALOGO MYERSON



Incontro con **JIM SWARTOUT** Presidente della Myerson

Quello che piu' mi piace di Myerson è che possediamo l'energia e l'entusiasmo di una nuova impresa, ma con in piu' la stabilità e l'esperienza raggiunte in quasi cento anni di presenza sul mercato.

Myerson ha una grande storia all'interno dell'industria dentale; e per tutto questo tempo ci siamo concentrati sulle protesi rimovibili creando prodotti che offrono prestazioni superiori e che al tempo stesso rispondono eccellentemente alle piu' elevate esigenze estetiche.

Il nostro fondatore, il Dottor Myerson, insieme ai suoi figli, ha dato le basi nel 1917 ad una realta' duratura, sulla quale ancor oggi si fonda una compagnia dentale vibrante ed in costante crescita.



James H. Swartout
Presidente e Amministratore Delegato
jswartout@myersontooth.com

Innovazione • Convenienza • Affidabilita'

Protesi parziali **flessibili**

Il meglio viene sempre a galla! A differenza delle protesi parziali flessibili in nylon che assorbono l'umidità, DuraFlex è un materiale termoplastico avanzato, così leggero da galleggiare.

Myerson DuraFlex è un materiale termoplastico all'avanguardia, per la realizzazione di protesi parziali rimovibili e ganci, nel colore del tessuto gengivale che raggruppa in sé flessibilità,

traslucenza e resistenza. DuraFlex è virtualmente indistruttibile, resistente alle macchie e agli odori, facile da rifinire e lucidare e non richiede asciugatura prima del processo di iniezione. Ideato per essere iniettato con la nuova unità digitale automatica di iniezione FlexPress Myerson, il materiale DuraFlex è compatibile anche con tutti gli altri sistemi di iniezione.



Myerson DuraFlex


Nylon

A differenza dei parziali rimovibili in nylon che assorbono umidità,
Duraflex è un materiale termoplastico avanzato, così leggero da galleggiare!

Risultati affidabili e riproducibili

Il Myerson FlexPress è in grado di iniettare un'ampia gamma di materiali termoplastici per la realizzazione di protesi parziali flessibili, ganci, unilaterali e provvisori.

Potrete creare protesi parziali flessibili DuraFlex, ganci trasparenti Myerson VisiClear e protesi cosmetiche definitive Myerson DuraCetal usando le impostazioni già memorizzate.



Impostazioni pre-memorizzate per Myerson DuraCetal, DuraFlex e VisiClear

Potrete altresì salvare le vostre impostazioni per altri materiali termoplastici.

L'unità riscaldante integrata e l'iniettore garantiscono una colata uniforme di materiale termoplastico.

Caratteristiche **principali**



- Unità riscaldante integrata che fonde il materiale termoplastico e pre-riscalda la muffola per l'iniezione
- Controller digitale che permette un'impostazione altamente accurata della temperatura
- Temperatura di fusione, tempo di fusione e di stabilizzazione per Myerson DuraCetal,

Myerson DuraFlex e Myerson VisiClear sono valori preimpostati

- Ripete un profilo di iniezione semplicemente premendo un pulsante
- Programmate e salvate le vostre impostazioni personali (fino a 3)

- La porta USB permette di eseguire con facilità l'aggiornamento del software
- 3 anni di garanzia
- Prodotto negli USA
- Peso netto: 13.15 KG
- Dimensioni reali: 43 x 28 x 25 cm

*Richiede l'allacciamento all'aria compressa, minimo 6,2 bar

E' possibile creare ganci in meno di **30 minuti**

Con l'utilizzo della pistola portatile ad iniezione Myerson HotShotElite potete creare ganci flessibili per protesi rimovibili in meno di trenta minuti dall'inizio alla fine della lavorazione.

Il gancio si crea direttamente sul modello, senza bisogno di utilizzo della muffola.

INCREDIBIL-
MENTE
LEGGERO,
ESTREMAMENTE
DUREVOLE

La temperatura di fusione è facilmente programmabile, ecco perché la pistola portatile HotShotElite può essere usata con tutti i tre materiali termoplastici myerson evoluti: Myerson VisiClear, Myerson DuraFlex e Myerson DuraCetal.



	MELT TIME (MIN)	MELT TEMP (F)	MODEL (MIN)	MODEL (F)
VisiClear™	4	446°	4	235°
DuraFlex™	6	446°	6	235°
DuraCetal®	8	392°	8	233°

Tubetti di iniezione rimovibili



Caratteristiche **principali**

- E' possibile creare ganci direttamente sul modello (senza utilizzo della muffola)
- Tubetti di iniezione rimovibili
- Temperature di fusione facilmente programmabili
- Disponibile nei kits:
 - Basic
 - Advanced
 - Professional
- Un anno di garanzia
- Prodotto negli USA

Materiale termoplastico all'avanguardia

- **Materiale termoplastico avanzato, virtualmente indistruttibile**
- **Facile da riparare ribasare e ancor piu' facile da lucidare**
- **Non assorbe umidita': resistente agli odori e alle macchie**
- **Sottili e traslucenti, i parziali DuraFlex sono virtualmente invisibili**

Myerson DuraFlex è un materiale termoplastico all'avanguardia, per la realizzazione di protesi parziali rimovibili e ganci, nel colore del tessuto gengivale che raggruppa in sé flessibilità, traslucenza e resistenza. DuraFlex è virtualmente indistruttibile, resistente alle macchie e agli odori, perché non contiene nylon!

Facile da rifinire e lucidare e non richiede asciugatura prima del processo di iniezione. Ideato per essere iniettato con la nuova unità digitale automatica di iniezione FlexPress Myerson, il materiale DuraFlex è compatibile anche con tutti gli altri sistemi di iniezione.



DURAFLEX™
PARTIALS



DuraFlex Confezione da 6 iniezioni singole

Contenuto	7 gr.
DF-PNK-SS-6PK	DuraFlex Rosa
DF-MPNK-SS-6PK	DuraFlex Rosa Medio
DF-DPNK-SS-6PK	DuraFlex Rosa Scuro
DF-TTP-SS-6PK	DuraFlex Tessuto Colorazione Rosa
DF-TRU-SS-6PK	DuraFlex Rosa Naturale

DuraFlex barattolo da 400 gr.

Nota: in caso di iniezione con il sistema Succes FRS, usare con i Universal Plunger Savers (Art. n. AP-0024).

Art.	Descrizione
DF-PNK-400G	DuraFlex Rosa
DF-MPNK-400G	DuraFlex Rosa Medio
DF-DPNK-400G	DuraFlex Rosa Scuro
DF-TTP-400G	DuraFlex Tessuto Colorazione Rosa
DF-TRU-400G	DuraFlex Rosa Naturale

DuraFlex confezione da 6 cartucce per presso-iniezione

Contenuto cartucce grandi	22 gr.
Contenuto cartucce medie	17 gr.
Contenuto cartucce piccole	10 gr.
DF-PNK	DuraFlex Rosa
DF-MPNK	DuraFlex Rosa Medio
DF-DPNK	DuraFlex Rosa Scuro
DF-TTP	DuraFlex Tessuto Colorazione Rosa
DF-TRU	DuraFlex Rosa Naturale

Cartucce vuote, confezione da 24

Art.	Descrizione	Diam	Lungh
EC-SM-24PK	Piccole	25mm	50mm
EC-MD-24PK	Medie	25mm	70mm
EC-LG-24PK	Grandi	25mm	90mm
EC-J100-24PK		22mm	



Una scelta trasparente per ganci flessibili estetici

Monomero
al 100%
Non contiene nylon

Myerson VisiClear è un materiale termoplastico all'avanguardia che permette di realizzare ganci estetici trasparenti in meno di 30 minuti utilizzando la pistola per ganci portatile HotShotElite di Myerson. Myerson VisiClear non contiene nylon, è robusto, flessibile e anti-macchia.

Le cartucce Myerson VisiClear possono essere usate per realizzare protesi parziali flessibili trasparenti usando il sistema di iniezione automatico digitale Myerson FlexPress o altri sistemi.



VISICLEAR®
CLASPS & FRAMEWORKS

E' possibile creare ganci ed altro, in meno di 30 minuti con la pistola Myerson HotShotElite

VisiClear confezione da 6 iniezioni singole

Flaconi	Contenuto: 7 gr. (pacco da 6)
Art.	Descrizione
VC-0201	Iniezioni singole

VisiClear Cartucce

Cartucce	Pacco da 6
Art.	Descrizione
VC-LG-6PK	Grande 22 gr.
VC-MD-6PK	Media 17 gr.
VC-SM-6PK	Piccola 10 gr.

VisiClear barattolo 400 gr.

Barattolo	Contenuto: 400 gr.
Art.	Descrizione
VC-400G	Barattolo VisiClear

Cartucce vuote, confezione da 24

Art.	Descrizione	Diam	Lungh
EC-SM-24PK	Piccola	25mm	50mm
EC-MD-24PK	Media	25mm	70mm
EC-LG-24PK	Grande	25mm	90mm
EC-J1-24PK		22mm	

Gancio VisiClear



DURACETAL[®]
COSMETIC APPLIANCES

resina copolimerica acetlica altamente cristallina

Myerson Duracetal un'alternativa valida, confortevole ed ideale alle protesi parziali tradizionali e alle scheletriche. È altresì indicata per ganci, unilaterali e corone e ponti provvisori

Disponibile in
22 colorazioni!



Iniezioni singole


Art.	Descrizione
SS-A10	Colore A1
SS-A20	Colore A2
SS-A30	Colore A3
SS-A35	Colore A3.5
SS-A40	Colore A4
SS-B10	Colore B1
SS-B20	Colore B2
SS-B30	Colore B3
SS-B40	Colore B4
SS-C10	Colore C1
SS-C20	Colore C2
SS-C30	Colore C3
SS-C40	Colore C4
SS-D20	Colore D2
SS-D30	Colore D3
SS-D40	Colore D4
SS-G10 (Bleaching Shade)	Colore G1
SS-G20 (Bleaching Shade)	Colore G2
SS-G30 (Bleaching Shade)	Colore G3
SS-P10 (Colore gengivale)	Rosa 1
SS-P20 (Colore gengivale)	Rosa 2
SS-P30 (Colore gengivale)	Rosa 3

Cartucce

Art.	Descrizione
DC-A10	Colore A1
DCA20	Colore A2
DC-A30	Colore A3
DC-A35	Colore A3.5
DC-A40	Colore A4
DC-B10	Colore B1
DC-B20	Colore B2
DC-B30	Colore B3
DC-B40	Colore B4
DC-C10	Colore C1
DC-C20	Colore C2
DC-C30	Colore C3
DC-C40	Colore C4
DC-D20	Colore D2
DC-D30	Colore D3
DC-D40	Colore D4
DC-G10 (Bleaching Shade)	Colore G1
DC-G20 (Bleaching Shade)	Colore G2
DC-G30 (Bleaching Shade)	Colore G3
DC-P10 (Colore gengivale)	Rosa 1
DC-P20 (Colore gengivale)	Rosa 2
DC-P30 (Colore gengivale)	Rosa 3

Bottiglie da 225 gr.

Art.	Descrizione
ACE-A10-270-BO8	Colore A1
ACE-A20-270-BO8	Colore A2
ACE-A30-270-BO8	Colore A3
ACE-A35-270-BO8	Colore A3.5
ACE-A40-270-BO8	Colore A4
ACE-B10-270-BO8	Colore B1
ACE-B20-270-BO8	Colore B2
ACE-B30-270-BO8	Colore B3
ACE-B35-270-BO8	Colore B4
ACE-B40-270-BO8	Colore C1
ACE-C10-270-BO8	Colore C2
ACE-C20-270-BO8	Colore C3
ACE-C30-270-BO8	Colore C4
ACE-D20-270-BO8	Colore D2
ACE-D30-270-BO8	Colore D3
ACE-D40-270-BO8	Colore D4
ACE-G10-270-BO8 (Bleaching Shade)	Colore G1
ACE-G20-270-BO8 (Bleaching Shade)	Colore G2
ACE-G30-270-BO8 (Bleaching Shade)	Colore G3
ACE-PN1-270-BO8 (Colore gengivale)	Rosa 1
ACE-PN2-270-BO8 (Colore gengivale)	Rosa 2
ACE-PN3-270-BO8 (Colore gengivale)	Rosa 3



Cartucce vuote, confezione da 24

Art.	Descrizione	Diam	Lungh
EC-SM-24PK	Piccole	25mm	50mm
EC-MD-24PK	Medie	25mm	70mm
EC-LG-24PK	Grandi	25mm	90mm
EC-J1-24PK		22mm	

Accessori



KIT DI LUCIDATURA MYERSON

Il kit include:

- Dischi gialli (6)
- Dischi rossi (6)
- Dischi blu (6)
- Dischi verdi (6)
- Mandrini di plastica (4)
- Disco in mussola da 8 cm per lucidatura finale*
- Fine Scratch Remover **FN-0200** (1 kit)

Articoli individuali

- Dischi lucidanti gialli **FN-0201** (conf. da 6)
- Dischi lucidanti rossi **FN-0202** (conf. da 6)
- Dischi lucidanti blu **FN-0203** (conf. da 6)
- Dischi lucidanti verdi **FN-0204** (conf. da 6)
- Mandrini di plastica **FN-0205** (conf. da 4)
- Disco in mussola da 8 cm **FN-0104**
- Fine Scratch Remover **AP-0240**



MYERSON FINE SCRATCH REMOVER

Il Fine Scratch Remover Myerson è una pasta lucidante specificatamente messa a punto per VisiClear, Duraflex, DuraCetal così come per altre tipologie di termoplastici, come acrilico, nylon o policarbonato.

Fine Scratch Remover (56 g) **AP-0240**



MYERSON THERMOPLASTIC MODEL SEPARATOR

(Separatore di modello termoplastico) Il punto di partenza per una perfetta lucidatura e' il Thermoplastic Model Separator (Separatore di modello termoplastico)

Thermoplastic Model Separator (1 oz) **MS-0200**

TMS Tamponi (10) **MS-0202**

TMS Vassoi (10) **MS-0201**



MYERSON DURAFLEX CLEANSER

Il Cleanser Duraflex e' la soluzione ideale per pulire i parziali Duraflex e ogni altra protesi dentale rimovibile. In soli 15 minuti il Cleanser Duraflex rimuove le macchie superficiali come caffè, tè, placca e tartaro.

DuraFlex Cleanser (6 oz, 170g)

DURACETAL®

Dischi da fresatura



IDEALE PER UNA VARIETÀ DI APPARECCHI RIMOVIBILI

- Bite di fissaggio e bite di svincolo occlusale
- Corone e ponti provvisori
- Scheletrici per protesi parziali
- Snap-on Smile

Disponibile in 5 colorazioni Vita:

A1, A2, A3.5, B1 e G2 (col. Bleach)

- I dischi misurano 98.5 mm in diametro con un collo di 10 mm
- 3 spessori: 15, 20 e 25 mm

FlexPress™ Accessori



Martelletto pneumatico SC-0100
Scalpello sostitutivo SC-0201



Gesso DuraCetal (11kg) UNISTONE-25LB
Gesso DuraCetal (2.4 kg) UNISTONE-5LB
Gesso di rivestimento (2.4 kg) INVSTONE-5LB
Gesso di rivestimento (11 kg) INVSTONE-25LB



Gesso DuraCetal (15 buste da 150 gr.)
DC-STONE 150G



Muffola per Myerson FlexPress
BS-0104

HotShotElite® Accessori



ASSORTIMENTO INIEZIONI SINGOLE PER MYERSON HOTSHOTELITE

La confezione mista contiene un flacone singolo da 8 gr di tutte le 22 colorazioni DuraCetal, due flaconi singoli da 7 gr. di VisiClear e due flaconi singoli da 7 gr. cad. di DuraFlex in Rosa, rosa medio e rosa scuro.

Nota: Tubetti di iniezione multipla non inclusi

Descrizione: Confezione mista (30)

- DuraCetal (22) • VisiClear (2)
- DuraFlex (6) **VP-0100**



TEMPORARY KIT

Con il kit provvisorio potete aumentare le funzionalità di Myerson HotShotElite includendo unilaterali e corone e ponti provvisori DuraCetal.

Il kit include

- Anello di iniezione largo
- Anello di iniezione piccolo
- Vassoio di iniezione
- Argilla per vassoio di iniezione
- Utensile per gesso
- (2) Gesso universale (2,5 kg)
- Gesso di rivestimento (11 kg)
- Garanzia limitata di 1 anno
- Supporto tecnico. **AP-0230** (1 kit)

MYERSON EXTRA HARD PUTTY A&B



Le proprietà duttili, il tempo di posa e la durezza del silicone CDM Extra Hard Putty A&B sono appositamente formulati per l'uso con la pistola per ganci portatile Myerson HotShotElite. **AP-0220** (1 A & B / 900 gr. cad.)

TUBETTI DI INIEZIONE ELITE



Tubetto di iniezione rosso con beccuccio EG-0107

Tubetto di iniezione blu con beccuccio EG-0106

Tubetto di iniezione argento con beccuccio EG-0105


KIT PROVVISORIO ARTICOLI INDIVIDUALI



Anello di iniezione grande
AP-0228 (1 each)



Anello di iniezione piccolo
AP-0226 (1 each)



Vassoio di iniezione
AP-0225 (1 each)



Utensile per gesso
EG-0207 (1 each)



Argilla per vassoio di iniezione
AP-0229 (2 bars)

Utensile per gesso

EG-0208 (1 each)

Imbuto

AP-0203 (1 each)

Misurino

AP-0208 (1 each)

Supporto pistola Elite

EG-0203 (1 each)

Custodia rigida in metallo

AP-0200 (1 each)

Supporto per tubetti di iniezione Elite

EG-0204-1

Guanti protettivi

AP-0206

(Medi x 1 paio)

AP-0207

(Larghi x 1 paio)

AP-0206XL

(Extra Large x 1 paio)



Per riposare **meglio la notte**

L'apnea ostruttiva del sonno e il russamento possono essere trattati in modo sicuro ed efficace con l'utilizzo dell'apparecchio orale EMA di Myerson.



Come funziona?



Morbido

Medio

Rigido

Extra Rigido


L'apparecchio orale EMA di Myerson funziona grazie all'apertura del bite che muove delicatamente la mandibola in avanti con elastici intercambiabili, aumentando lo spazio delle vie respiratorie. È fatto di un polimero termoplastico brevettato che fornisce una maggiore resistenza agli urti rispetto all'acrilico ad un costo più basso rispetto al policarbonato.

Gli elastici EMA sono disponibili in 9 diverse lunghezze e in 4 gradi di rigidità. Quanto più corto è l'elastico EMA, tanto più ampio è l'avanzamento mandibolare.

36 diversi tipi di elastici assicurano la correzione più efficace con il massimo comfort. L'apparecchio orale EMA viene creato tramite dischi termoformanti. Con una manutenzione adeguata, il vostro apparecchio EMA customizzato in laboratorio, correggerà i vostri disturbi dovuti all'apnea notturna per anni.


Non tutti i tipi di macchinari sono adatti alla fabbricazione dell'apparecchio orale EMA. Myerson consiglia di utilizzare uno di questi 3 tipi: Druformat, Erkopress o Biostar.

Vie aeree ostruite da tessuti molli



Senza l'apparecchio EMA

Vie aeree libere, grazie all'apparecchio EMA



Con l'apparecchio EMA

Supporto Tecnico • Training

www.skillbond.com/cpd



ROY DAVIES CDT Dip RCS England

Con una vera e propria passione per l'odontoiatria dalla più giovane età, Roy Davies ha iniziato i suoi studi in al Llandaff College nel Galles. Ha poi acquisito esperienza dal lavorare con diversi laboratori privati prima di lavorare con un dentista protesico per 15 anni durante i quali ha acquisito una grandissima esperienza nel settore. Roy ha poi continuato a lavorare direttamente per Myerson Europa come Consulente Tecnico e Trainer. Continua a viaggiare molto in Europa, Russia e Stati Uniti presentando il suoi corsi di specializzazione e i suoi seminari Myerson "True-to-life". Roy collabora spesso con diverse riviste specializzate come The Dental Lab Journal, Dental Technologies (Europa) e Private Dental Laboratory.

Pur continuando con la sua attività accademica, Roy lavora anche per Oakview Restorations ed è il responsabile del loro team protesico, essendosi qualificato come Tecnico Dentale nel Giugno 2015. Roy ha anche sperimentato l'uso di molti materiali e tecniche all'avanguardia, compresi sofisticati dispositivi anti-russamento e trattamenti per l'apnea del sonno con l'obiettivo generale di raggiungere il massimo in termini di estetica per protesi rimovibili.

ALESSANDRO TARANTINO

In qualità di proprietario di un laboratorio protesico in Italia da oltre 20 anni, Alessandro ha una vasta esperienza all'interno dell'ambiente clinico odontoiatrico privato, avendo lavorato nelle città di Roma, Torino e Genova, dove ha collaborato con una unità sanitaria locale per 3 anni. Nel corso degli ultimi 2 anni ha dedicato il suo tempo a trasmettere la sua vasta conoscenza della gamma di prodotti Myerson, prevalentemente in tutta Italia, ma anche in altri paesi europei e del Medio Oriente, attraverso corsi di formazione, conferenze, mostre e seminari. Oltre a dimostrare le tradizionali soluzioni protesiche Myerson, Alessandro continua a creare con successo protesi 'Snap-on Smile' con DuraCetal e ad introdurre tecniche innovative che non richiedono preparazione del dente o anestesia. Grazie alla sua esperienza con i prodotti Myerson, Alessandro è in grado di offrire le migliori soluzioni tecniche e professionalmente rispondere a quesiti tecnici.



DENTI MYERSON

Cataloghi disponibili per le diverse linee

