



■ Ditta New Platident - Barzanò (LC)



■ Magazzino



■ Magazzino e Ufficio



Tray Paper

Fogli in pura ovatta di cellulosa medica crespata.
 Misure 27,8 x 18 cm.
 Pacco da 250 pezzi, 10 pacchi a cartone.
 Colori azzurro, verde, bianco.

Rulli salivari

Rulli salivari in cotone 100%, misure 1-2-3.
 Confezione da 300 gr.

Plasti Mask Base - Plasti Mask Plus

Mascherine chirurgiche senza lattice e fibre di vetro

- con lacci
- con elastici
- con visiera protettiva
- con sistema antiappannante



■ **Plasti Towel**

Tovaglioli plastificati assorbenti, 2 strati di ovatta + 1 di polietilene. Misura cm. 34 x 48. Colori verde o azzurro.

■ **Mantella per paziente**

Mantella lavabile in PVC, con piega raccogliogocce, collo coreana con velcro, colori bianco, verde o azzurro. Misura cm. 55 x 85.

■ **Mantelline "New Nat"**

Mantelline monouso per pazienti

- In polietilene nei colori azzurro o verde
- In polietilene accoppiato con ovatta di cellulosa assorbente, nei colori azzurro, bianco e verde.

■ **Tovaglioli in pura ovatta di cellulosa**

Tovaglioli in pura ovatta, disponibili a 2 o 3 strati, colori bianco o verde. Misure cm. 40 x 40.



■ ***Camice monouso per Operatore***

Camice in SMS idrorepellente e traspirante, ottima resistenza meccanica. Con polsini in cotone e lacci in vita e velcron al collo. Colore azzurro.

■ ***Cuffiette per assistente***

Cuffie in TNT rotonde con elastico. Colori bianco, verde.

■ ***Camice monouso per paziente/assistente***

Camice in TNT con polsino in maglia elasticizzata e lacci per la regolazione. Colore verde.

■ ***Cappellino con lacci***

Cappellino in TNT con lacci. Colori azzurro, verde.



■ **Copririunito e Copripoggiatesta**

Coprisedile e coprischienale in TNT con elastico e lacci per fissaggio, misura universale per tutti i tipi di riunito. Copritestiera in TNT, misura universale con elastico all'estremità.

Colori bianco, verde

■ **Teli Chirurgici sterili**

Teli in TNT e polietilene, sterilizzati con ossido di etilene, confezionati singolarmente. Colore azzurro. Misure 50x50 - 50x75 - 75x90 - 75x115 cm a "V".

■ **Copriscarpe**

Copriscarpe in TNT idrorepellente. Colore verde. Copriscarpe in Pe goffrato. Colore azzurro.



■ **Carte verticali**

Asciugamani a svolgimento centrale, in ovatta di cellulosa a 2 veli con prestrappo.

- Tipo "Maxi" Altezza 21cm, diametro 19 cm.
- Tipo "Mini" Altezza 21cm, diametro 14 cm.

■ **Asciugamani piegati a "C"**

In pura ovatta di cellulosa a 2 veli e 1 velo bianca o 1 velo ecologica verde.

Misura 22,5 x 9,5 cm piegata.

Misura 22,5 x 33,5 cm stesa.

■ **Distributori per Carte verticali**

Eleganti distributori in plastica ABS, con ottime caratteristiche di robustezza e funzionalità.

- Versione "Maxi".
- Versione "Mini".

■ **Distributori per Asciugamani piegati a "C"**

In plastica ABS e trasparente, per il controllo del livello di carica.

- Versione "Piccolo".
- Versione "Standard".



■ **Carte Orizzontale - Distributore**

- Carta asciugamani a svolgimento orizzontale in ovatta di cellulosa a 1 velo senza prestrappo o a 2 veli con prestrappo, diametro 13 cm.
- Distributore in plastica ABS e trasparente, con parte dentellata per strappo carta.

■ **Bobinone Asciugatutto**

Bobina in ovatta di cellulosa a 2 veli con prestrappo, diametro 26 cm.

■ **Distributore di carta asciugamani "Dual"**

Distributore in plastica ABS per carte asciugamani in rotolo o per fazzoletti piegati a "C", con lama basculante e spia lenticolare per il controllo-riserva. Capacità rotolo: L-Max 25 cm - Ø 16 cm (spalline regolabili). Capacità con i fazzoletti piegati: 250 pz circa. Colore Bianco.

■ **Portabobinoni**

Portabobine asciugatutto in struttura metallica cromata con piano di taglio per carta.

- Versione "Muro/Banco".
- Versione "Terra".



■ **Dispenser Asciugo**

Dispenser in plexiglass per carta Asciugo.

■ **Sapone Softy**

Detergente liquido a PH fisiologico, adatto per l'igiene e la pulizia della pelle, 6 flaconi da 500 ml.

■ **Asciugo**

Carte asciugamani/tovaglette per pazienti:

- Formato Short 21x24 cm - 120 fogli/scatola, 25 scatole a cartone.
- Formato Long 42x24 cm - 60 fogli/scatola, 25 scatole a cartone.

■ **Sapone Softy**

Detergente liquido a PH fisiologico, adatto per l'igiene e la pulizia della pelle, Tanica da 5 kg.



■ ***Distributore di sapone***

Distributore in plastica ABS bianco/fumè, da 500 ml.

■ ***Distributore di sapone a schiuma***

Distributore in plastica ABS con sistema di pompaggio autopulente, contiene cartucce da 400 ml. Chiusura a chiave e spia lenticolare per il controllo della riserva. Colore bianco.

■ ***Distributore di sapone a gomito***

Distributore in plastica ABS a rabbocco da 1000 ml. Serratura a chiave e spia lenticolare per il controllo del livello del sapone. Colore bianco.

■ ***Cartuccia di sapone a schiuma***

Sapone mousse, ricco e cremoso, delicatamente profumato, estremamente idratante.



■ Occhiali protettivi

Occhiali a lenti trasparenti per la protezione meccanica da impatti, lenti in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante, regolazione delle aste.

■ Occhiali e lenti protettive da luce UV e Alogena

S039 Occhiali a mascherina in policarbonato con aste regolabili.

S041 Lenti a clips fissabili agli occhiali.

S042 Lente a cerchio fissabile alla lampada alogena.

S040 Occhiali con montatura metallica.



■ **Visiere Protettive**

- S046** Visiera protettiva con banda elastica regolabile, bardatura in morbida spugna anallergica sulla fronte.
- S048** Visiera protettiva con banda elastica regolabile, bardatura in morbida spugna anallergica sulla fronte, con schermo a copertura integrale anche su parte della nuca.
- S047** Visiera protettiva con montatura metallica.

Tutte con schermo in acetato antiappannante termoformato di spessore 0,75 mm, con trattamento antigraffio e antiappannante da ambo i lati, ribaltabile a 90°.

■ **Visiera e Occhiali a mascherina**

- S049** Visiera monouso in acetato trasparente spessore mm. 0,15.
- S050** Occhiali a mascherina in PVC trasparente con ponte nasale anatomico, lente in policarbonato antigraffio e antiappannante, ampia fascia elastica in tessuto anallergico.
- S051** Montatura in PVC trasparente con lente in policarbonato antigraffio e antiappannante, fascia elastica in tessuto.



■ **VISIERA ON-OP**

Visiera protettiva realizzata in plastica abs, dal design moderno ed elegante, leggera e resistente, dotata di pratiche alette posteriori per una regolazione ottimale per ogni circonferenza cranica. Struttura integrale, utilizzabile anche se indossati occhiali e mascherine, dotata di schermi protettivi in acetato con pellicola protettiva su ambo i lati, da rimuovere prima dell'utilizzo.

Colori disponibili: Bianco

Kit completo: 3 schermi grandi, 1 schermo piccolo frontale

Ricambi: 3 schermi grandi

Gli schermi sono lavabili con sapone neutro e asciugabili con un panno morbido.

■ **A** - Dettagli alette

■ **B** - Dettagli schermo piccolo frontale

■ **C** - Dettagli alette regolabili



■ **Modello 710**

Visiera protettiva con regolazione a 90°.
Visiera intercambiabile con trattamento antiappannante.
Sovrapponibili agli occhiali da vista.
Fascia elastica regolabile.

■ **Modello 712**


Visiera composta da 5 montature dai colori accattivanti. Lenti monouso intercambiabili con trattamento antiappannante.
Sovrapponibili agli occhiali da vista.
Kit formato da: 5 montature + 20 visiere ricambio

■ **Modello 711**

Visiera con montatura in plastica trasparente.
Visiera intercambiabile con trattamento antiappannante.
Sovrapponibili agli occhiali da vista. Monouso.
Kit formato da: 1 montatura + 10 visiere ricambio

■ **Modello 513**

Occhiale dall'elegante design innovativo.
Terminali in morbido materiale per miglior comfort.
Monolente in policarbonato ad alta resistenza all'impatto. Placchette nasali in morbida gomma antiscivolo. Trattamento antiappannante.



■ **Ghiaccio istantaneo**

Sacco Gelo monouso in TNT.

■ **Rotoli per sterilizzazione**

Rotoli per sterilizzazione piatti, misure mm. 50-75-100-150-200-250-300, lunghezza 200 metri.

■ **Copritestiera**

Copripoggiatesta piegato a busta, composto da 1 velo di ovatta di cellulosa + 1 velo di polietilene, cm. 25x33 cartone da 500 pezzi.

■ **Aghi**

Aghi per applicazioni di liquidi e mordenzanti
Attacco Nero, 20 Gauge, busta da 100 pezzi.
Attacco Azzurro 25 Gauge, busta da 100 pezzi.



■ Armadietti per pronto soccorso

In metallo verniciato colore bianco con serratura a chiave, a norma del DM 388 del 15/07/2003

Foto in alto a sx: Armadietto allegato 2 maggiorato, fino a due(2) lavoratori

Contenuto:

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE • 3 Buste compressa garza sterile cm 18x40 • 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 2 Confezioni di cotone idrofilo • 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti • 1 Pinza sterile • 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 2 Benda di garza da m 3,5x10 cm • 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 1 Laccio emostatico • 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 • 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 • 1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210 • 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido • 3 bustine salviette disinfettanti • 2 bustine salviette ammoniaca • 1 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile • 1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M • 2 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR • 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Foto in lato in alto a dx: Armadietto allegato 1 base, oltre tre (3) lavoratori

Contenuto:

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi • 3 Flaconi Soluzione

fisiologica sterile 500 ml CE • 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 • 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR • 2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo • 1 Astuccio benda tubolare elastica • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 3 Lacci emostatici • 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari • 1 Termometro clinico digitale CE • 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio • 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

■ Valigetta di rianimazione

Kit di primo intervento contenente i prodotti per una prima ed efficace rianimazione. Idoneo per studi dentistici, centri sportivi, aziende industriali, mezzi di soccorso, ecc.

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, chiusure con clips a scatto.

Peso: kg 3

Misure: mm.500x360x120

Contenuto:

1 NEW ASIBAG pallone di rianimazione AZZURRO • 2 ASIMASK maschere oronasali • 1 PINOCCHIO apribocca elicoidale • 1 pinza tiralingua in policarbonato • 3 cannule di guedel sterili (s.m.l.) • 1 OXY 70 bombola ossigeno monouso lt.110 • 1 mascherina per ossigeno con tubo antischiacciamento



■ **Distributori di bicchieri**

Distributore verniciato nel colore bianco in acciaio Inox - in plastica ABS.

■ **Catenella**


Catenella reggitovagliolo in metallo con fermo autoclavabile o senza fermo.

■ **Bicchieri monouso**

Bicchieri in materiale plastico rinforzato e atossico, con bordino arrotondato salvagoccia. Capienza 165 cc.

■ **Pinzette RX**

Pinzette portaradiografie in acciaio inox. Tipo "Lungo" 8 cm - Tipo "Corto" 5 cm. Confezione da 10 pezzi.



■ **Film protettivo**

Pellicola adesiva per la protezione delle superfici, pannelli - manici - siringhe - lampade

- altezza 10 cm x 180 metri
- altezza 15 cm x 180 metri

■ **Plasti Bloc - Scala dosaggio**

- Blocchetti per impasti ad uso universale da 100 fogli, in plastica trasparente, tipo:
 "Mini" 3,5x4 cm - "Midi" 5x5 cm - "Small" 7x8 cm
 "Large" 14x8 cm.
- Scala graduata da 25 fogli per miscelazione di siliconi, 15x21 cm.

■ **Tappeto decontaminante**

Tappeto batteriostatico decontaminante, adesivizzato su ogni lato, 30 fogli di dimensioni 45x115 cm.

■ **Blocchi impasto**

Blocchi in carta speciale patinata, da 100 fogli.

- Misura 5 x 5 cm.
- Misura 7,5 x 10 cm.
- Misura 10 x 15 cm.
- Misura 15 x 20 cm.



■ **Perni endodontici cilindrici**

Perni endodontici per la ricostruzione canale:

- in fibra di carbonio
- in fibra di vetro e resina

Misure da mm. 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

lunghezza mm. 20

Forma cilindrica con punta conica, ultimi 3 mm.

■ **Sistemi di monitoraggio di sterilizzazione per autoclavi**

- Bowie & Disk test
- Helix test
- Indicatori chimici di sterilità in strisce

■ **Perni endodontici Conici (6%)**

Perni endodontici per la ricostruzione canale:

- in fibra di vetro e resina

lunghezza mm. 20, misure:

- punta mm. 0,55 - testa mm. 1,55
- punta mm. 0,75 - testa mm. 1,75
- punta mm. 0,95 - testa mm. 1,95
- punta mm. 1,15 - testa mm. 2,15

■ **Schede pazienti**

Cartelle cliniche per pazienti,
formato A e B 23x17 cm, formato C 14x14 cm.



■ **Applicatori monouso**

Accessori per composito per l'applicazione di liquidi, con microfibre non assorbenti, in barattolo tondo o in dispenser rettangolare. Misure regular, fine.

■ **Pennellini per composito**

Pennellini monouso con setole in nylon, utili per l'applicazione di liquidi, vernici e medicamenti. Tipi medio, fine, nei colori bianco o nero. Confezione da 100 pezzi.

■ **Applicatori monouso**

Accessori per composito per l'applicazione di liquidi, con pennellino, in barattolo tondo o in dispenser rettangolare. Misura standard.

■ **Puntali miscelatori e terminali intraorali**

Puntali per cartucce a 2 fori, rapporto 1:1
Small gialli, Medium rosa, Large verdi. Rossi, marroni.
Terminali intraorali Oral Tips, Small gialli, Large trasparenti.



■ **Laboratory Calk**

Silicone per mascherine, ad uso laboratorio odontotecnico. Secchiello da 5 kg.

■ **Cere preformate occlusali**

Cere preformate da 2 mm rosa, da 4 mm blu con separatore in alluminio.

■ **Plasti Silicon**

Fluido siliconico per protezione di denti in protesi mobile.

■ **Plasti Cier**

- Cera per modellare in confezione da 450 gr. o in scatoletta da 50 gr. Colori: bianco - blu - verde.
- Cera collante in confezione da 450 gr. o in scatoletta da 50 gr. Colori: rosso



■ **Plasti Basplet - Masticoni - Cera in fogli**

- Piastre basali superiori o inferiori, colori argento, marrone o rosa, confezione da 100 pezzi.
- Masticoni in barre diritte o arcate, conf. da 100 pz.
- Cera in fogli spessore 2 mm, tipo invernale o estivo. Confezione da 500 gr.

■ **Strisce e Sticks per bordaggio**

Cere adesive in strisce per la zoccolatura del modello.
 Cere adesive in stick, per boxaggio delle impronte funzionali, a sezione romboidale da 3 mm e da 5 mm.

■ **Resine fotopolimerizzabili**

Placche fotopolimerizzabili per base-plates e cucchiai individuali.
 Confezione da 50 pezzi nei colori rosa - verde menta verde trasparente.

■ **Cera in profilati**

Filo di cera in rocchette da 250 gr., colore blu.
 Misure da 2 a 5 mm.



■ **Perni moncone**


Perni ottone con o senza spillo, nelle misure 1, 2 o 3.
Confezioni da 100 o 1000 pezzi.

■ **Seghetto per modelli**

- seghetto in acciaio con lame intercambiabili e manico in plastica rossa.
- Lame di ricambio in busta da 12 pezzi
Misure: 0,12x5 mm - 0,25x5 mm
0,25x3 mm - 0,18x3 mm.

■ **Mandrini**

- 1 - Mandrino per cartavetro forma conica.
- 2 - Mandrino per cartavetro linea dritta.
- 3 - Mandrino nichelato per dischi, per contrangolo.
- 4 - Mandrino nichelato per dischi, per manipolo.
- 5 - Mandrino inox per dischi, per contrangolo.
- 6 - Mandrino inox per dischi, per manipolo.
- 7 - Mandrino per gommini con dado.
- 8 - Mandrino per gommini a spirale.
- 9 - Mandrino per dischi Moore, per contrangolo.
- 10 - Mandrino per dischi Moore, per manipolo.
- 11 - Mandrino tienifresa FG, con riduttore.
- 12 - Mandrino tienifresa FG, con molla autoreggente.
- 13 - Mandrino tienifresa FG, cavo.



■ **Dischi Termoplastici**

Dischi termoplastici per Cappette di precisione, in confezione da 100 pezzi:

- Dischi 0,1 - 0,6 mm "trasparenti" Ø 43
- Dischi 0,1 - 0,5 - 0,8 mm "trasparenti" Ø 38
- Dischi 0,5 - 0,8 mm "bianchi" Ø 38

■ **Spine fusione**

- Spine cerate con nutrice in materiale plastico calcinabile. Misure 2A - 2B - 2C in confezione da 400 pezzi.
- Spine termoplastiche con nutrice in materiale autestingente. Misure 1A - 1B - 1C in confezione da 200 pezzi. Colori blu, verde o rosso.

■ **Dischi per Termostampaggio**

Dischi per termostampatrici, diametro 135 mm., colori bianco o trasparente.
Misure da 0,3 a 5 mm.

■ **Perni calcinabili e Plastic pins**

- Perni calcinabili per impronte dirette o indirette Ø 0,6 - 0,8 - 1 mm.
- Plastic pins zigrinati per resina Duralay.



■ **Plasti Lux - Olio**

- Brillantante per resine e metalli, 500 ml.
- Olio speciale per compressori, 500 ml.

■ **Plasti Perl – Plasti Lack**

Sferette acriliche di ritenzione da 0,4 mm e 0,6 mm.
Lacca adesiva per sfere acriliche.

■ **Box portamodelli**

Contenitore plastico in polipropilene, utilizzabile per il trasporto sino a sei modelli, dotato di gomme sagomate antiurto. Dimensioni: 20x13x11 cm.

■ **Piastre magnetiche e Basi in gomma**

Piastre magnetiche per posizionare il modello in gesso sull'articolatore.