




Orthodontic Products



Indice

-- 2016 --



Nickel Titanio / *Nickel Titanium*

pag. A1 - A10



Acciaio / *Steel*

pag. B1 - B10



Estetica / *Aesthetic*

pag. C1 - C6



Attacchi Metallici / *Metal Brackets*

pag. D1 - D10



Bande e Tubi / *Bands and Tubes*

pag. E1 - E10



Bonding

pag. F1 - F4



Elastomeri - Trazioni / *Elastomers - Traction*s

pag. G1 - G8



Accessori / *Accessories*

pag. H1 - H8



S&TCR

pag. I1 - I4



Laboratorio / *Laboratory*

pag. J1 - J10



Pinze e Strumenti / *Pliers and Instruments*

pag. K1 - K7



Attrezzatura / *Equipment*

pag. L1 - L3

Forme Archi / Archwires shape

Tutti gli archi vengono contrassegnati nella parte mediana in maniera permanente, con tre linee per i superiori e una linea per gli inferiori, ad esclusione degli archi Australiani ed estetici, che sono marcati ad inchiostro (e quindi removibile) nella linea mediana, nero per i superiori, rosso per gli inferiori.

All arches are midline-etched for permanent identification, three lines for the upper arches and one line for the lower ones, Australian and aesthetic arches are ink-midline marked only (removable), black ink for the upper arches and red ink for the lower ones.

Imbustamento Archi (solo-pack)







Aggiungendo la "S" alla fine del codice, gli archi saranno imbustati singolarmente.

By adding "S" at the end of the item code, the arches will be individually packed.

Ansa Mediana - Dimpled

Archi con ansa mediana per evitare scorrimenti laterali. Disponibili su richiesta, aggiungendo (D) alla fine del codice.

Arches with middle dimple to avoid lateral slidings. Available on request, by adding (D) at the end of the code.





Eclipse archi Ni-Ti / Ni-Ti archwires

Eclipse Archwires è il nuovo brand di qualità della linea Ortho World. Le proprietà elastiche e di memoria della lega Nickel Titanio garantiscono indeformabilità e superelasticità. La superficie, accuratamente rifinita, favorisce lo scorrimento del filo negli slot riducendo notevolmente le resistenze da attrito.

Eclipse Archwires is a brand new Ortho World line. Ni-Ti alloy allows the archwire to remain active until its full form is achieved. Its surface allows wire sliding.

Over Ni-Ti

	NATURALFORM	
	UPPER	LOWER
.012	NS012	NI012
.014	NS014	NI014
.016	NS016	NI016
.018	NS018	NI018
.020	NS020	NI020
.016x.016	NS1616	NI1616
.016x.022	NS1622	NI1622
.017x.025	NS1725	NI1725
.018x.025	NS1825	NI1825
.019x.025	NS1925	NI1925
.021x.025	NS2125	NI2125
10 pcs / pack		

NI-TI Superelastic (Solo Pack)

	NATURALFORM	
	UPPER	LOWER
.012	NSS012	NIS012
.014	NSS014	NIS014
.016	NSS016	NIS016
.018	NSS018	NIS018
.020	NSS020	NIS020
.016x.016	NSS1616	NIS1616
.016x.022	NSS1622	NIS1622
.017x.025	NSS1725	NIS1725
.018x.025	NSS1825	NIS1825
.019x.025	NSS1925	NIS1925
.021x.025	NSS2125	NIS2125
10 pcs / pack *		

* archi imbustati singolarmente / individually sealed archwires



Eclipse archi Termici Ni-Ti / Thermal Ni-Ti archwires

Gli archi ad attivazione termica possono essere piegati a temperatura ambiente, ma una volta posizionati in bocca, ad una temperatura di 37°, tornano ad assumere la loro forma iniziale

They are thermal activated, can be bent at room temperature and, within the oral cavity (37°) they return to original shape.

NI-TI Thermal (Solo-Pack)

	NATURALFORM	
	UPPER	LOWER
.012	TSS012	TIS012
.014	TSS014	TIS014
.016	TSS016	TIS016
.018	TSS018	TIS018
.020	TSS020	TIS020
.016x.016	TSS1616	TIS1616
.016x.022	TSS1622	TIS1622
.017x.025	TSS1725	TIS1725
.018x.025	TSS1825	TIS1825
.019x.025	TSS1925	TIS1925
.021x.025	TSS2125	TIS2125
10 pcs / pack *		

* archi imbustati singolarmente / individually sealed archwires



Merce disponibile / Goods available

Merce a richiesta / Goods on request



Eclipse archi Cu-NiTi / Cu-NiTi archwires

Gli archi Cu-NiTi sono realizzati con una innovativa lega di Nickel, Titanio, rame e cromo. La particolarità consiste nell'aggiunta del rame che ottimizza le proprietà termiche e aumenta la resistenza alla deformazione del filo.
Gli archi in lega Cu-NiTi inoltre risultano avere le superfici ancora più lisce al fine di massimizzare le caratteristiche di scorrimento negli slot.

Cu-NiTi wires are made with an innovative Ni-Ti copper and chromium alloy; the presence of copper enhances the thermal properties and the resistance to wire strains. Cu-NiTi wires have smoother surfaces to maximize the sliding characteristics.

Temperatura di attivazione 35°
Activating temperature 35°

Cu-NiTi composition material
Nikel = 48,8 %
Titanio= Bilalance
Copper= 5 %
Chromium= 0.5 % max



Cu Ni-Ti (Solo Pack)

	NATURALFORM	
	UPPER	LOWER
.013	CNS013	CNI013
.014	CNS014	CNI014
.016	CNS016	CNI016
.018	CNS018	CNI018
.014x.025	CNS1425	CNI1425
.016x.025	CNS1625	CNI1625
.018x.025	CNS1825	CNI1825
10 pcs / pack *		

* archi imbustati singolarmente / individually sealed archwires

Cu Ni-Ti (Solo Pack)


	EUROFORM	
	UPPER	LOWER
.013	CES013	CEI013
.014	CES014	CEI014
.016	CES016	CEI016
.018	CES018	CEI018
.014x.025	CES1425	CEI1425
.016x.025	CES1625	CEI1625
.018x.025	CES1825	CEI1825
10 pcs / pack *		

* archi imbustati singolarmente / individually sealed archwires

Archi Ni-Ti superelastici / Ni-Ti superelastic archwires

La qualità della lega in Nickel Titanio è realizzata con proprietà di memoria elastica che consente di effettuare pieghe sullo stesso filo. Questa caratteristica risulta particolarmente facilitata sui fili a sezione tonda, i quadrati e i rettangolari risultano più rigidi. La linea mediana è contrassegnata con tre tacche sui superiori e una sugli inferiori.

Nickel-Titanium alloy is realized to offer shape memory, in order to bend archwires. Rectangular archwires are more rigid. Midline is marked with 3 lines for upper arches and one for lower ones.






Aggiungendo la "S" alla fine del codice, gli archi saranno imbustati singolarmente
By adding "S" at the end of the item code, the arches will be individually packed.

Ni-Ti superelastic archwires

Damon compatible*

	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SETFU012	SETFL012	SEEFU012	SEEFL012	SEEFU112	SEEF112
.013	-	-	-	-	SEEFU113	SEEF113
.014	SETFU014	SETFL014	SEEFU014	SEEFL014	SEEFU114	SEEF114
.016	SETFU016	SETFL016	SEEFU016	SEEFL016	SEEFU116	SEEF116
.018	SETFU018	SETFL018	SEEFU018	SEEFL018	SEEFU118	SEEF118
.020	SETFU020	SETFL020	SEEFU020	SEEFL020	SEEFU120	SEEF120
.014x.025	-	-	SEEFU1425	SEEF1425	SEEFU3425	SEEF3425
.016x.016	SETFU1616	SETFL1616	SEEFU1616	SEEF1616	SEEFU3616	SEEF3616
.016x.022	SETFU1622	SETFL1622	SEEFU1622	SEEF1622	SEEFU3622	SEEF3622
.016x.025	-	-	SEEFU1625	SEEF1625	SEEFU3625	SEEF3625
.017x.025	SETFU1725	SETFL1725	SEEFU1725	SEEF1725	SEEFU3725	SEEF3725
.018x.018	SETFU1818	SETFL1818	SEEFU1818	SEEF1818	SEEFU3818	SEEF3818
.018x.025	SETFU1825	SETFL1825	SEEFU1825	SEEF1825	SEEFU3825	SEEF3825
.019x.025	SETFU1925	SETFL1925	SEEFU1925	SEEF1925	SEEFU3925	SEEF3925
.020x.020	SETFU2020	SETFL2020	SEEFU2020	SEEF2020	SEEFU3020	SEEF3020
.021x.025	SETFU2125	SETFL2125	SEEFU2125	SEEF2125	SEEFU3125	SEEF3125



10 pcs / pack



Ni-Ti superelastic archwires

	STANDARD		BIOARCH III	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SESFU012	SESFL012	SEBF3U012	SEBF3L012
.014	SESFU014	SESFL014	SEBF3U014	SEBF3L014
.016	SESFU016	SESFL016	SEBF3U016	SEBF3L016
.018	SESFU018	SESFL018	SEBF3U018	SEBF3L018
.020	SESFU020	SESFL020	SEBF3U020	SEBF3L020
.016x.016	SESFU1616	SESFL1616	SEBF3U1616	SEBF3L1616
.016x.022	SESFU1622	SESFL1622	SEBF3U1622	SEBF3L1622
.017x.025	SESFU1725	SESFL1725	SEBF3U1725	SEBF3L1725
.018x.018	SESFU1818	SESFL1818	SEBF3U1818	SEBF3L1818
.018x.025	SESFU1825	SESFL1825	SEBF3U1825	SEBF3L1825
.019x.025	SESFU1925	SESFL1925	SEBF3U1925	SEBF3L1925
.020x.020	SESFU2020	SESFL2020	SEBF3U2020	SEBF3L2020
.021x.025	SESFU2125	SESFL2125	SEBF3U2125	SEBF3L2125

10 pcs / pack



* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.

* MBT is a claimed trademark of 3M Unitek.



■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Ni-Ti termici / Thermal Ni-Ti

Gli archi in Nickel Titanio termico consentono una distribuzione di forze basse e costanti nel tempo. Gli archi ad attivazione termica possono essere piegati a temperatura ambiente, ma una volta posizionati in bocca, ad una temperatura di 37°, tornano ad assumere la loro forma iniziale.

Thermal Ni-Ti archwires allow distributing low and constant forces. They are thermal activated, can be bent at room temperature and, within the oral cavity (37°) they return to original shape.



Thermal Ni-Ti archwires

	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	TTFU012	TTFL012	TEFU012	TEFL012	TEFU112	TEFL112
.014	TTFU014	TTFL014	TEFU014	TEFL014	TEFU114	TEFL114
.016	TTFU016	TTFL016	TEFU016	TEFL016	TEFU116	TEFL116
.018	TTFU018	TTFL018	TEFU018	TEFL018	TEFU118	TEFL118
.020	TTFU020	TTFL020	TEFU020	TEFL020	TEFU120	TEFL120
.014x.025	-	-	-	-	TEFU3425	TEFL3425
.016x.016	TTFU1616	TTFL1616	TEFU1616	TEFL1616	TEFU3616	TEFL3616
.016x.022	TTFU1622	TTFL1622	TEFU1622	TEFL1622	TEFU3622	TEFL3622
.016x.025	-	-	-	-	TEFU3625	TEFL3625
.017x.025	TTFU1725	TTFL1725	TEFU1725	TEFL1725	TEFU3725	TEFL3725
.018x.018	TTFU1818	TTFL1818	TEFU1818	TEFL1818	TEFU3818	TEFL3818
.018x.025	TTFU1825	TTFL1825	TEFU1825	TEFL1825	TEFU3825	TEFL3825
.019x.025	TTFU1925	TTFL1925	TEFU1925	TEFL1925	TEFU3925	TEFL3925
.020x.020	TTFU2020	TTFL2020	TEFU2020	TEFL2020	TEFU3020	TEFL3020
.021x.025	TTFU2125	TTFL2125	TEFU2125	TEFL2125	TEFU3125	TEFL3125
10 pcs / pack						

Damon compatible*

Thermal Ni-Ti archwires

	STANDARD		BIOARCH III	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	TSFU012	TSFL012	TBF3U012	TBF3L012
.014	TSFU014	TSFL014	TBF3U014	TBF3L014
.016	TSFU016	TSFL016	TBF3U016	TBF3L016
.018	TSFU018	TSFL018	TBF3U018	TBF3L018
.020	TSFU020	TSFL020	TBF3U020	TBF3L020
.016x.016	TSFU1616	TSFL1616	TBF3U1616	TBF3L1616
.016x.022	TSFU1622	TSFL1622	TBF3U1622	TBF3L1622
.017x.025	TSFU1725	TSFL1725	TBF3U1725	TBF3L1725
.018x.018	TSFU1818	TSFL1818	TBF3U1818	TBF3L1818
.018x.025	TSFU1825	TSFL1825	TBF3U1825	TBF3L1825
.019x.025	TSFU1925	TSFL1925	TBF3U1925	TBF3L1925
.020x.020	TSFU2020	TSFL2020	TBF3U2020	TBF3L2020
.021x.025	TSFU2125	TSFL2125	TBF3U2125	TBF3L2125
10 pcs / pack				

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.

Fili diritti e spolette in Ni-Ti / Ni-Ti spools and straight wires

Fili diritti e spolette in Nickel Titanio superelastico per archi e applicazioni settoriali, disponibile in fili dritti da 7" e spolette da 15ft.

Superelastic spools and straight wires for sectional applications. Available in 7" lenght and 15ft spool.



Ni-Ti spools and straight wires

	ROUND		SPOLED
010	SENT010	SESP010	
012	SENT012	SESP012	
014	SENT014	SESP014	
016	SENT016	SESP016	
018	SENT018	SESP018	
020	SENT020	SESP020	
10 pcs / pack			

Ni-Ti straight wires

RECTANGULAR	
014x025	SENT1425
016x016	SENT1616
016x022	SENT1622
017x025	SENT1725
018x018	SENT1818
018x025	SENT1825
019x025	SENT1925
020x020	SENT2020
021x025	SENT2125
10 pcs / pack	

■ Merce disponibile / Goods available
■ Merce a richiesta / Goods on request

Ni-Ti curva inversa / Reverse curve Ni-Ti

Realizzati in Nickel Titanio superelastico o termico, sviluppano eccellenti forze atte a realizzare rapidamente ed efficientemente modifiche del morso.

Manufactured in both superelastic and thermal Ni-Ti, they provide excellent forces to achieve bite modifications quickly and efficiently.

REVERSE CURVE I



Esclusiva con moderata curva torque e distal toe-in

Original with moderate curve torque and distal toe-in.

Reverse curve Ni-Ti

	REVERSE CURVE I			
	SUPERELASTIC		THERMAL	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SERCU012	SERCL012	TRCU012	TRCL012
.014	SERCU014	SERCL014	TRCU014	TRCL014
.016	SERCU016	SERCL016	TRCU016	TRCL016
.018	SERCU018	SERCL018	TRCU018	TRCL018
.020	SERCU020	SERCL020	TRCU020	TRCL020
.016x.016	SERCU1616	SERCL1616	TRCU1616	TRCL1616
.016x.022	SERCU1622	SERCL1622	TRCU1622	TRCL1622
.017x.025	SERCU1725	SERCL1725	TRCU1725	TRCL1725
.018x.018	SERCU1818	SERCL1818	TRCU1818	TRCL1818
.018x.025	SERCU1825	SERCL1825	TRCU1825	TRCL1825
.019x.025	SERCU1925	SERCL1925	TRCU1925	TRCL1925
.020x.020	SERCU2020	SERCL2020	TRCU2020	TRCL2020
.021x.025	SERCU2125	SERCL2125	TRCU2125	TRCL2125
10 pcs / pack				

REVERSE CURVE III



Parte finale dritta identica alla forma TRUEARCH I dei nostri archi, con moderata curva senza distal toe-in o torque posteriore.

Straight leg identical to our Truearch I with moderate curve and no distal toe-in or posterior torque.


Reverse curve Ni-Ti

	REVERSE CURVE III			
	SUPERELASTIC		THERMAL	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SERCU3012	SERCL3012	TRCU3012	TRCL3012
.014	SERCU3014	SERCL3014	TRCU3014	TRCL3014
.016	SERCU3016	SERCL3016	TRCU3016	TRCL3016
.018	SERCU3018	SERCL3018	TRCU3018	TRCL3018
.020	SERCU3020	SERCL3020	TRCU3020	TRCL3020
.016x.016	SERCU31616	SERCL31616	TRCU31616	TRCL31616
.016x.022	SERCU31622	SERCL31622	TRCU31622	TRCL31622
.017x.025	SERCU31725	SERCL31725	TRCU31725	TRCL31725
.018x.018	SERCU31818	SERCL31818	TRCU31818	TRCL31818
.018x.025	SERCU31825	SERCL31825	TRCU31825	TRCL31825
.019x.025	SERCU31925	SERCL31925	TRCU31925	TRCL31925
.020x.020	SERCU32020	SERCL32020	TRCU32020	TRCL32020
.021x.025	SERCU32125	SERCL32125	TRCU32125	TRCL32125
10 pcs / pack				

Ni-Ti curva inversa compatibile Damon* / Ni-Ti reverse curve Damon* compatible


Nuovi archi in Nickel Titanio a curva inversa compatibili con la tecnica Damon*, con o senza gli stop da grippare.

New reverse curve Ni-Ti wires in a Damon* compatible Archform, with or without crimpable stops.



Ni-Ti reverse curve
Damon* compatible

Aggiungendo alla fine del codice;
Add letter to end of code;
- "S"= solo pack
- "CS"= solo pack + stop



Euroarch II

	UPPER
.013	G4RCD113
.014	G4RCD114
.016	G4RCD116
.018	G4RCD118
.014x.025	G4RCD3425
.016x.016	G4RCD3616
.016x.025	G4RCD3625
.017x.017	G4RCD3717
.017x.025	G4RCD3725
.018x.018	G4RCD3818
.018x.025	G4RCD3825
.019x.025	G4RCD3925
.020x.020	G4RCD3020
10 pcs / pack	

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.

Archi linguali Ni-Ti e Acciaio / Ni-Ti & Stainless Steel lingual archwires


Gli archi linguali sono prodotti con i migliori materiali e vengono usati per i moderni trattamenti linguali. Sono disegnati per essere adattati nell'anatomia linguale.

Lingual wires are produced with the best materials and used for modern lingual treatments. They are designed and adapted to lingual anatomy.

Ni-Ti Lingual Archwires

UPPER			
	.010	.013	.016
LINGUAL SMALL (1)	G4LSU010	G4LSU013	G4LSU016
LINGUAL MEDIUM (2)	G4LMU010	G4LMU013	G4LMU016
LINGUAL LARGE (3)	G4LLU010	G4LLU013	G4LLU016
2 pcs / pack			

LOWER			
	.010	.013	.016
LINGUAL SMALL (1)	G4LSL010	G4LSL013	G4LSL016
LINGUAL MEDIUM (2)	G4LML010	G4LML013	G4LML016
LINGUAL LARGE (3)	G4LLL010	G4LLL013	G4LLL016
2 pcs / pack			




Thermal Ni-Ti Lingual Archwires

UPPER				
	.016	.016x.022	.017x.017	.017x.025
LINGUAL SMALL (1)	M5LSU016	M5LSU1622	M5LSU1717	M5LSU1725
LINGUAL MEDIUM (2)	M5LMU016	M5LMU1622	M5LMU1717	M5LMU1725
LINGUAL LARGE (3)	M5LLU016	M5LLU1622	M5LLU1717	M5LLU1725
2 pcs / pack				


LOWER				
	.016	.016x.022	.017x.017	.017x.025
LINGUAL SMALL (1)	M5LSL016	M5LSL1622	M5LSL1717	M5LSL1725
LINGUAL MEDIUM (2)	M5LML016	M5LML1622	M5LML1717	M5LML1725
LINGUAL LARGE (3)	M5LLL016	M5LLL1622	M5LLL1717	M5LLL1725
2 pcs / pack				

Archi linguali Universali / Universal lingual archwires



S304 Stainless Steel Lingual Archwires

UNIVERSAL		
.014	S304 STAINLESS STEEL LINGUAL FORM	S3L014
.016	S304 STAINLESS STEEL LINGUAL FORM	S3L016
.018	S304 STAINLESS STEEL LINGUAL FORM	S3L018
.016x.022	S304 STAINLESS STEEL LINGUAL FORM	S3L1622
5 pcs / pack		




Ni-Ti Universal Lingual Archwires

UNIVERSAL						
	.010	.012	.014	.016	.016x.022	.017x.017
LINGUAL SMALL	G4SLUN010	G4SLUN012	G4SLUN014	G4SLUN016	-	-
LINGUAL MEDIUM	G4MLUN010	G4MLUN012	G4MLUN014	G4MLUN016	-	-
LINGUAL LARGE	G4LLUN010	G4LLUN012	G4LLUN014	G4LLUN016	-	-
LINGUAL EXTRA LARGE	G4XLUN010	G4XLUN012	G4XLUN014	G4XLUN016	G4XLUN1622	G4XLUN1717
5 pcs / pack						

Molle Ni-Ti aperte / Ni-Ti open coil springs

La particolarità di queste molle è l'altissima memoria attiva, creata dalle caratteristiche del materiale di cui sono composte. Il Nickel Titanio consente un'automatica attivazione progressiva e permette anche di evitare le frequenti sostituzioni delle molle come le tradizionali in acciaio. Sono disponibili in confezioni da 7" in tubi o in spolette da 21".

The main characteristic of these springs is their high active memory. Ni-Ti enables a progressive activation and avoids frequent replacements. Available in 7" straight lengths and 21" spools.



Ni-Ti open coil springs

Ø WIRE	SPRING	FORCE	7" STRAIGHT	21" SPOOL
.009"	.030	Ex-Light	OCNT09307	OCNT093021
.010"	.030	Light	OCNT10307	OCNT103021
.010"	.036	Med-Light	OCNT10367	OCNT103621
.012"	.030	Medium	OCNT12307	OCNT123021
.012"	.036	Medium-Heavy	OCNT12367	OCNT123621
.014"	.030	Heavy	OCNT14307	OCNT143021
.014"	.036	Ex-Heavy	OCNT14367	OCNT143621
.010"	.045	Facebow/lip	OCNT10457	OCNT104521
3 pcs / pack for straight lengths				

Molle Ni-Ti aperte / Ni-Ti open coil springs


Le molle aperte in Nickel Titanio superelastico aprono spazi fino a 15mm. Vengono compresse fino a 3mm rilasciando una forza continua e leggera.

Ni-Ti open coil springs are designed for opening spaces up to 15 mm. They compress to 3 mm and release a continuous and light force.



Ni-Ti open coil springs


SPRING	FORCE	15mm
.036	100gr Light	OCNT15100
.036	150gr Medium	OCNT15150
.036	200gr Heavy	OCNT15200
10 pcs / pack		



Molle Ni-Ti aperte per distalizzare / Distalizing open coil springs

Dotate di forze leggere da 100gr per distalizzare in media 1mm / 1,5mm al mese, sono ideali per apparecchiature di distalizzazione.

Distalizing open coil springs deliver gentle 100 grams of force to achieve average 1 mm to 1,5 mm distalization per month.



Distalizing open coil springs

7" Straight	OCNT7045
21" Spool	OCNT2145
3 pcs / pack	

■ Merce disponibile / Goods available
 ■ Merce a richiesta / Goods on request

Molle Ni-Ti chiuse / Ni-Ti closed coil springs

Le molle chiuse in Nickel Titanio in spoletta da 21" con diametro .030 esprimono forze che variano dai 100gr ai 250gr.

Ni-Ti closed coil springs deliver forces 100 grams to 250 grams. Available on 21" spool, .030 diameter.





Ni-Ti closed coil springs

SPRING	FORCE	21" SPOOL
.030	100gr Ultra Light	CCNT21075
.030	150gr Light	CCNT21150
.030	200gr Medium	CCNT21200
.030	250gr Heavy	CCNT21250
Spool		

Molle chiuse nickel titanio / Ni-Ti closed coil springs

Le molle chiuse in Nickel Titanio esprimono forze fino a 250 gr. con estensione fino a 12 mm. Possono essere applicate ai ganci degli attacchi, o ai ganci dei tubi, e vengono utilizzati abitualmente per chiudere gli spazi.

Ni-Ti closed springs deliver forces up to 250 grams, with extension up to 12 mm. They can be applied to brackets or tube hooks and are usually used to close spaces.



Ruler CCOFMG
20 pcs / pack

Misuratore:

Il righello mostra su un lato evidenziati a colori, i punti di riferimento dell'estensione delle molle. Dall'altro lato sono identificati, con diversi colori corrispondenti ai pesi delle molle.

Measuring Gauge:

Unique CC ruler features holes to engage a hook simulating a spring eyelet. Measurements from one hook to the opposing hook are exact. Dual sided ruler displays landmark extensions highlighted in red on one side and the corresponding 150 gr spring referenced by color coded ID on the other.

		Forze espresse nella estensione indicata in grammi / Extension force								
(Passive Spring Length) Lenght	Size	(Force Rating) Force	(10 springs/box) Order Numbers	11mm	14mm	17mm	21mm	28mm	36mm	
	9F	Feather Light 50gr	CCOF9FL	30	35	40	50*	-	-	
	9X	Extra Light 100gr	CCOF9XL	60	70	80	100*	-	-	
	9L	Light 150gr	CCOF9LT	95	115	130	150*	-	-	
	9M	Medium 200gr	CCOF9MD	120	145	165	200*	-	-	
	9H	Heavy 250gr	CCOF9HV	135	175	210	250*	-	-	
	12F	Feather Light 50gr	CCOF12FL	-	30	32	35	40	50*	
	12X	Extra Light 100gr	CCOF12XL	-	60	65	70	80	100*	
	12L	Light 150gr	CCOF12LT	-	95	100	115	130	150*	
	12M	Medium 200gr	CCOF12MD	-	120	130	145	165	200*	
	12H	Heavy 250gr	CCOF12HV	-	135	150	175	210	250*	
		10 pcs / pack								

Merce disponibile / Goods available
Merce a richiesta / Goods on request

Cucchiaini porta impronte per ortodonzia / Disposable Impression Tray

Cucchiaini porta impronte in plastica rigida anatomici dotati di manico lungo (che permette un'ottima presa da parte del medico) e di strisce perforate (che offrono all'alginato una maggiore aderenza senza bisogno di adesivi). Disponibili in differenti formati a partire dal N° 1 (piccolo) al N° 6 (grande). La misura è visibile sul manico del cucchiaino.

G&H® trays are rigid, color-coded anatomical plastic trays with perforation strips that offer economical use and disposability. Long handles provide sure grip while retention slots secure alginate without need for adhesives. They are available in size 1 (smallest) through size 6 (largest); size is imprinted on handle.



Disposable Impression Tray

	UPPER	LOWER
N°1	DITU01	DITL01
N°2	DITU02	DITL02
N°3	DITU03	DITL03
N°4	DITU04	DITL04
N°5	DITU05	DITL05
N°6	DITU06	DITL06
10 pcs / pack		
Assorted	DITAS	
60 pcs / pack		



■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request



Archi e fili dritti in acciaio / Stainless Steel archwires and wires

Gli archi e i fili in acciaio sono realizzati esclusivamente con acciaio di grado 304v per uso medicale. Grazie all'utilizzo di macchinari di ultimissima generazione, gli archi e i fili in acciaio assicurano precisione e costanza nei risultati.

Stainless Steel archwires and wires are only made with 304v medical grade stainless steel. Thanks to last generation equipment, Stainless Steel archwires and wires ensure precise and constant results.

Damon compatible*

Stainless Steel Archwires


	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II		STANDARD	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SSTFU012	SSTFL012	SSEFU012	SSEFL012	SSEFU112	SSEFL112	SSSFU012	SSSFL012
.014	SSTFU014	SSTFL014	SSEFU014	SSEFL014	SSEFU114	SSEFL114	SSSFU014	SSSFL014
.016	SSTFU016	SSTFL016	SSEFU016	SSEFL016	SSEFU116	SSEFL116	SSSFU016	SSSFL016
.018	SSTFU018	SSTFL018	SSEFU018	SSEFL018	SSEFU118	SSEFL118	SSSFU018	SSSFL018
.020	SSTFU020	SSTFL020	SSEFU020	SSEFL020	SSEFU120	SSEFL120	SSSFU020	SSSFL020
.016x.016	SSTFU1616	SSTFL1616	SSEFU1616	SSEFL1616	SSEFU3616	SSEFL3616	SSSFU1616	SSSFL1616
.016x.022	SSTFU1622	SSTFL1622	SSEFU1622	SSEFL1622	SSEFU3622	SSEFL3622	SSSFU1622	SSSFL1622
.017x.017	SSTFU1717	SSTFL1717	SSEFU1717	SSEFL1717	SSEFU3717	SSEFL3717	SSSFU1717	SSSFL1717
.017x.022	SSTFU1722	SSTFL1722	SSEFU1722	SSEFL1722	SSEFU3722	SSEFL3722	SSSFU1722	SSSFL1722
.017x.025	SSTFU1725	SSTFL1725	SSEFU1725	SSEFL1725	SSEFU3725	SSEFL3725	SSSFU1725	SSSFL1725
.018x.018	SSTFU1818	SSTFL1818	SSEFU1818	SSEFL1818	SSEFU3818	SSEFL3818	SSSFU1818	SSSFL1818
.018x.022	SSTFU1822	SSTFL1822	SSEFU1822	SSEFL1822	SSEFU3822	SSEFL3822	SSSFU1822	SSSFL1822
.018x.025	SSTFU1825	SSTFL1825	SSEFU1825	SSEFL1825	SSEFU3825	SSEFL3825	SSSFU1825	SSSFL1825
.019x.019	SSTFU1919	SSTFL1919	SSEFU1919	SSEFL1919	SSEFU3919	SSEFL3919	SSSFU1919	SSSFL1919
.019x.025	SSTFU1925	SSTFL1925	SSEFU1925	SSEFL1925	SSEFU3925	SSEFL3925	SSSFU1925	SSSFL1925
.020x.020	SSTFU2020	SSTFL2020	SSEFU2020	SSEFL2020	SSEFU3020	SSEFL3020	SSSFU2020	SSSFL2020
.021x.025	SSTFU2125	SSTFL2125	SSEFU2125	SSEFL2125	SSEFU3125	SSEFL3125	SSSFU2125	SSSFL2125

25 pcs / pack

14" Straight Wires

ROUND		RECTANGULAR	
.012	STSS012	.016x.016	STSS1616
.014	STSS014	.016x.022	STSS1622
.016	STSS016	.017x.017	STSS1717
.018	STSS018	.017x.025	STSS1725
.020	STSS020	.018x.018	STSS1818
.022	STSS022	.018x.022	STSS1822
.024	STSS024	.018x.025	STSS1825
.026	STSS026	.019x.019	STSS1919
.028	STSS028	.019x.025	STSS1925
.030	STSS030	.020x.020	STSS2020
.032	STSS032	.021x.025	STSS2125
.036	STSS036	25 pcs / pack	
.040	STSS040		
.045	STSS045		
.051	STSS051		

25 pcs / pack



Eclipse archi in Acciaio / Eclipse Stainless Steel Archwires

Stainless Steel Archwires

	NATURALFORM	
	UPPER	LOWER
.012	ASS012	AIS012
.014	ASS014	AIS014
.016	ASS016	AIS016
.018	ASS018	AIS018
.020	ASS020	AIS020
.016x.016	ASS1616	AIS1616
.016x.022	ASS1622	AIS1622
.017x.025	ASS1725	AIS1725
.018x.025	ASS1825	AIS1825
.019x.025	ASS1925	AIS1925
.021x.025	ASS2125	AIS2125

10 pcs / pack



** MBT is a claimed trademark of 3M Unitek.

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Archi e fili in acciaio intrecciati / *Multi-strand stainless steel archwires*

I fili intrecciati offrono una maggiore flessibilità e resistenza alla rottura rispetto al filo singolo, grazie ad una accurata finitura saldamente avvolta, che permette anche un ottimo scorrimento. I fili intrecciati garantiscono una forza elastica nel tempo, senza effetti traumatici per il paziente nelle prime fasi del trattamento. Inoltre, non si staccano nei punti di taglio.

Multi-strand stainless steel archwires give higher flexibility and resistance than single wires thanks to external texture that allows an excellent sliding. Multi-strand wires keep elastic force and comfort for patient in early treatment.



Archi e fili intrecciati, 3 fili.

Multi-strand archwires and wires, 3 strands.

Three Strand

ARCH	TRUEARCH I		STANDARD		STRAIGHT 14"	SPOOLS 30"
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER		
.0155	CTFU155	CTFL155	CSFU155	CSFL155	MS3155	SST3155
.0175	CTFU175	CTFL175	CSFU175	CSFL175	MS3175	SST3175
.0195	CTFU195	CTFL195	CSFU195	CSFL195	MS3195	SST3195
.0215	CTFU215	CTFL215	CSFU215	CSFL215	MS3215	SST3215
.016x.016	CTFU1616	CTFL1616	CSFU1616	CSFL1616	MS3616	-
.016x.022	CTFU1622	CTFL1622	CSFU1622	CSFL1622	MS3622	-
.017x.025	CTFU1725	CTFL1725	CSFU1725	CSFL1725	MS3725	-
.018x.025	CTFU1825	CTFL1825	CSFU1825	CSFL1825	MS3825	-
.019x.025	CTFU1925	CTFL1925	CSFU1925	CSFL1925	MS3925	-
.021x.025	-	-	-	-	MS3125	-
25 pcs / pack					25 pcs / pack	Spools



Archi e fili intrecciati, 6 fili.

Multi-strand archwires and wires, 6 strands.

Six Strand

ARCH	TRUEARCH I		STANDARD		STRAIGHT 14"	SPOOLS 30"
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER		
.0155	CTFU6155	CTFL6155	CSFU6155	CSFL6155	MS6155	SST6155
.0175	CTFU6175	CTFL6175	CSFU6175	CSFL6175	MS6175	SST6175
.0195	CTFU6195	CTFL6195	CSFU6195	CSFL6195	MS6195	SST6195
.0215	CTFU6215	CTFL6215	CSFU6215	CSFL6215	MS6215	SST6215
25 pcs / pack					25 pcs / pack	Spools



Archi e fili intrecciati, 7 fili.

Multi-strand archwires and wires, 7 strands.

Seven Strand

	STRAIGHT 14"	SPOOLS 30"
.0155	MS7155	SST7155
.0175	MS7175	SST7175
.0195	MS7195	SST7195
.0215	MS7215	SST7215
25 pcs / pack		Spools



Archi e fili intrecciati, 8 fili.

Multi-strand archwires and wires, 8 strands.

Eight Strand

ARCH	TRUEARCH I		STANDARD	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.016x.016	CTFU8616	CTFL8616	CSFU8616	CSFL8616
.016x.022	CTFU8622	CTFL8622	CSFU8622	CSFL8622
.017x.025	CTFU8725	CTFL8725	CSFU8725	CSFL8725
.018x.025	CTFU8825	CTFL8825	CSFU8825	CSFL8825
.019x.025	CTFU8925	CTFL8925	CSFU8925	CSFL8925
.021x.025	CTFU8125	CTFL8125	CSFU8125	CSFL8125
25 pcs / pack				

- Merce disponibile / Goods available
- Merce a richiesta / Goods on request

A.J. Wilcock® filo australiano / A.J. Wilcock® Australian wire

Il filo australiano A.J. Wilcock® è da sempre uno dei fili più conosciuti sul mercato ortodontico grazie alla sua composizione in acciaio di altissima qualità ed alla straordinaria resilienza mostrata. Regular e Regular Plus sono facilmente modellabili ed eccellenti per usi generici. Special, Special Plus e Premium sono indicati per l'apertura del morso. Premium Plus e Supreme sono ideali per ausiliari. Confezionati in spolette da 7.65 mt.

A.J. Wilcock Australian wire is one of the most known orthodontic wires, thanks to the use of excellent stainless steel and extraordinary resilience. Regular and Regular Plus can be easily modelled and used for general treatments. Special Plus and Premium are indicated for bite opening, while Premium Plus and Supreme for auxiliary appliances. Packed in 7.65 mt. spools.



	REGULAR	REGULAR+	SPECIAL	SPECIAL+
	PINK	GREEN	BLUE	YELLOW
.012	AW229-000	AW229-010	AW229-020	AW229-030
.014	AW230-100	AW230-110	AW230-120	AW230-130
.016	AW231-300	AW231-310	AW231-320	AW231-330
.018	AW232-400	AW232-410	AW232-420	AW232-430
.020	AW233-500	AW233-510	AW233-520	AW233-530
.022	AW234-600	-	-	AW234-630
.024	AW235-700	-	-	AW235-730

	PREMIUM	PREMIUM+	SUPREME
	PURPLE	GOLD	BEIGE
.009	-	-	AW227-060
.010	-	AW228-050	AW228-060
.011	-	AW228-150	AW228-160
.012	AW229-040	AW229-050	-
.014	AW230-140	AW230-150	-
.016	AW231-340	AW231-350	-
.018	AW232-440	AW232-450	-
.020	AW233-540	-	-

Filo dritto pulse A.J. Wilcock / Pulse A.J. Wilcock straight wire

Il filo australiano PULSE dritto migliora la risposta martensica e grazie alla superficie liscia, riduce notevolmente gli attriti. I diametri larghi sono ideali per applicazioni di intrusione, mentre i diametri piccoli sono maggiormente indicati per i trattamenti iniziali di allineamento.

A.J. Wilcock Pulse Straightened wire improves martensitic response and, thanks to smooth surface, it reduces friction. Larger wires are suitable for intrusion appliance while smaller wires are indicated for early alignment treatment.

	SPECIAL	SPECIAL+
RECTANGULAR	BLUE	YELLOW
.016x.016	AW601-616	AW611-616
.016x.022	AW700-622	AW720-622
.017x.022	AW700-722	AW720-722
.017x.025	AW700-725	AW720-725
.018x.022	AW700-822	AW720-822
.018x.025	AW700-825	AW720-825
.019x.025	AW700-925	-
.021x.025	AW700-125	-
.0215x.027	AW700-1527	-
10 pcs / pack		

	PREMIUM	PREMIUM+	SUPREME
	PURPLE	GOLD	BEIGE
.009	-	-	AW227-061
.010	-	AW228-051	AW228-061
.011	-	AW228-151	AW228-161
.012	AW229-041	AW229-051	-
.014	AW230-141	AW230-151	-
.016	AW231-341	AW231-351	-
.018	AW232-441	AW232-451	-
.020	AW233-541	-	-
30 pcs / pack			

	REGULAR	REGULAR+	SPECIAL	SPECIAL+
	PINK	GREEN	BLUE	YELLOW
.012	AW229-001	AW229-011	AW229-021	AW229-031
.014	AW230-101	AW230-111	AW230-121	AW230-131
.016	AW231-301	AW231-311	AW231-321	AW231-331
.018	AW232-401	AW232-411	AW232-421	AW232-431
.020	AW233-501	AW233-511	AW233-521	AW233-531
.022	AW234-601	-	-	AW234-631
.024	AW235-701	-	-	AW235-731
30 pcs / pack				



■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Orthology archi e fili Blu / Blue Orthology wires and archwires

La lega Orthology, a base di cromo cobalto come l'Elgiloy®, ha eccezionali caratteristiche di malleabilità e resilienza. Orthology può essere usato nel suo stato originale, oppure temperato per aumentarne la durezza. Disponibile in archi preformati o in fili dritti, è consigliato per la tecnica Ricketts.

Chromium-cobalt base Orthology, like Elgiloy®, is a very resilient alloy. May be heat treated to increase strenght. Recommended for Ricketts technique.

Archwires

	TRUEARCH I		BIOARCH	BIOARCH III		BIOARCH
	UPPER	LOWER	I	UPPER	LOWER	V
.014	CBTFU014	CBTFL014	CBBF114	CBBF3U014	CBBF3L014	CBBF514
.016	CBTFU016	CBTFL016	CBBF116	CBBF3U016	CBBF3L016	CBBF516
.018	CBTFU018	CBTFL018	CBBF118	CBBF3U018	CBBF3L018	CBBF518
.016x.016	CBTFU1616	CBTFL1616	CBBF1616	CBBF3U1616	CBBF3L1616	CBBF5616
.016x.022	CBTFU1622	CBTFL1622	CBBF1622	CBBF3U1622	CBBF3L1622	CBBF5622
.017x.022	CBTFU1722	CBTFL1722	-	-	-	-
.017x.025	CBTFU1725	CBTFL1725	CBBF1725	CBBF3U1725	CBBF3L1725	CBBF5725
.018x.025	CBTFU1825	CBTFL1825	CBBF1825	CBBF3U1825	CBBF3L1825	CBBF5825
.019x.025	CBTFU1925	CBTFL1925	CBBF1925	CBBF3U1925	CBBF3L1925	CBBF5925
.021x.025	CBTFU2125	CBTFL2125	CBBF1125	CBBF3U2125	CBBF3L2125	CBBF5125


25 pcs / pack

* Elgiloy Ricketts e Bioprogressiva sono marchi registrati della Rocky Mountain Orthodontics

Straight wires 14"

.014	STRCB014
.016	STRCB016
.018	STRCB018
.028	STRCB028
.030	STRCB030
.032	STRCB032
.036	STRCB036
.040	STRCB040
.045	STRCB045
.051	STRCB051
.016x.016	STRCB1616
.016x.022	STRCB1622
.017x.025	STRCB1725
.018x.025	STRCB1825
.019x.025	STRCB1925
.021x.025	STRCB2125

25 pcs / pack



BioTitan archi e fili / BioTitan arches and wires

Gli estimatori del TMA® apprezzeranno l'equivalente prodotto BioTitan. I fili e gli archi hanno caratteristiche di adattabilità e maneggevolezza tipiche dell'acciaio con memoria di forma. Con la sua forza moderata, un ampio range di azione ed una eccellente duttilità, il filo in Beta Titanio può essere usato facilmente durante tutte le fasi del trattamento e specialmente in tutti i pazienti allergici al Nickel.

BioTitan arches and wires have the same adaptability characteristics of steel. Thanks to these characteristics, Beta Titanium wire can be easily used during all treatment phases, especially to patients who are allergic to Ni-Ti.

Archwires

	TRUEARCH I		STANDARD		EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.016	TMTFU016	TMTFL016	TMSFU016	TMSFL016	-	-
.018	TMTFU018	TMTFL018	TMSFU018	TMSFL018	-	-
.016x.016	TMTFU1616	TMTFL1616	TMSFU1616	TMSFL1616	-	-
.016x.022	TMTFU1622	TMTFL1622	TMSFU1622	TMSFL1622	TMEFU3622	TMEFL3622
.017x.025	TMTFU1725	TMTFL1725	TMSFU1725	TMSFL1725	TMEFU3725	TMEFL3725
.018x.018	TMTFU1818	TMTFL1818	TMSFU1818	TMSFL1818	-	-
.018x.025	TMTFU1825	TMTFL1825	TMSFU1825	TMSFL1825	-	-
.019x.025	TMTFU1925	TMTFL1925	TMSFU1925	TMSFL1925	TMEFU3925	TMEFL3925
.020x.020	TMTFU2020	TMTFL2020	TMSFU2020	TMSFL2020	-	-
.021x.025	TMTFU2125	TMTFL2125	TMSFU2125	TMSFL2125	-	-

10 pcs / pack

Damon compatible*

SENSITIVE
NICKEL-FREE
PATIENTS

Titanium
Molybdenum
Alloy**

Straight wires 14"

0.16	STTM016
0.18	STTM018
0.20	STTM020
0.28	STTM028
0.32	STTM032
0.36	STTM036
0.40	STTM040
0.45	STTM045
0.51	STTM051
.016x.016	STTM1616
.016x.022	STTM1622
.017x.025	STTM1725
.018x.018	STTM1818
.018x.025	STTM1825
.019x.025	STTM1925
.020x.020	STTM2020
.021x.025	STTM2125

10 pcs / pack

■ Merce disponibile / Goods available
■ Merce a richiesta / Goods on request

* TMA è un marchio registrato della ditta ORMCO

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.

Archi in acciaio looped, posted / Stainless Steel looped, posted archwires

Si definiscono archi superiori quelli dalla misura 34mm alla misura 44mm; sono invece inferiori quelli dalla misura 22mm alla misura 32 mm, con incrementi di 2 mm. Per ordinare correttamente gli archi occorre completare i codici sotto citati inserendo la misura corretta, individuabile mediante la misurazione della distanza dall'angolo incisale distale alla parte incisale del laterale opposto.

Upper archwires are 34 to 44 mm, lower are 22 to 32 mm; available in 2 mm increments. * Insert preferred millimeter size to the end part of code. To select a proper size looped arch, measure along incisal edge from distal of lateral to distal of opposite lateral with a ruler.

Archi con Post dritto / Straight Post Archwires

Si definiscono archi superiori quelli che vanno dalla misura 34mm alla misura 44mm. Sono invece considerati inferiori dalla misura 22mm alla misura 32 mm.

Upper archwires are 34 to 44 mm, lower are 22 to 32 mm; available in 2 mm increments.



Straight POSTED archwires


	TRUEARCH I	EUROPA I	EUROPA II
.016	PSTF016*	PSEF016*	-
.018	PSTF018*	PSEF018*	-
.020	PSTF020*	PSEF020*	-
.016x.016	PSTF1616*	PSEF1616*	-
.016x.022	PSTF1622*	PSEF1622*	-
.016x.025	-	-	PSEF3625*
.017x.025	PSTF1725*	PSEF1725*	PSEF3725*
.018x.025	PSTF1825*	PSEF1825*	-
.019x.025	PSTF1925*	PSEF1925*	PSEF3925*
.020x.020	PSTF2020*	PSEF2020*	-
.021x.025	PSTF2125*	PSEF2125*	PSEF3125*
10 pcs / pack	* inserire le misure in 2mm. di incremento		

* KIT a richiesta confezione da 100pz., incluso di dispenser e misuratore

Archi con Post a palla / Ball Post archwires

Gli archi Ball Post offrono una migliore ritenzione per l'aggancio degli elastici, con saldatura in ottone.

Ball Post archwires offer the comfort and retention of ball ends plus a bendable brass post.



* KIT a richiesta confezione da 100pz., incluso di dispenser e misuratore

** non implica l'approvazione del dott. Damon


T-LOOP archwires



	TRUEARCH I	STANDARD
	2 LOOP	2 LOOP
.016x.022	TLTF1622*	TLSF1622*
.017x.025	TLTF1725*	-
.019x.025	TLTF1925*	TLSF1925*
10 pcs / pack	* inserire le misure in 2mm. di incremento	

Upper 34 to 44mm. - Lower 22 to 32mm.


TEARDROP archwires



	TRUEARCH I	STANDARD
	2 LOOP	2 LOOP
.016x.022	TDTF1622*	TDSF1622*
10 pcs / pack	* inserire le misure in 2mm. di incremento	


Upper 34 to 44mm. - Lower 22 to 32mm.

KEYHOLE archwires



	TRUEARCH I		STANDARD	
	2 LOOP	4 LOOP	2 LOOP	4 LOOP
.016x.022	KHTF21622*	KHTF41622*	KHSF21622*	KHSF41622*
.017x.025	KHTF21725*	KHTF41725*	KHSF21725*	-
.019x.025	KHTF21925*	KHTF41925*	KHSF21925*	-
10 pcs / pack	* inserire le misure in 2mm. di incremento			

Upper 34 to 44mm. - Lower 22 to 32mm.



BALL POST archwires

Damon compatible*

	EUROARCH I	EUROARCH II	BIOARCH III
.016x.022	-	-	PXBB31622*
.016x.025	-	PXBD3625*	-
.017x.025	PXBE1725*	-	PXBB31725*
.019x.025	PXBE1925*	PXBD3925*	PXBB31925*
10 pcs / pack	* inserire le misure in 2mm. di incremento		

Upper 34 to 44mm. - Lower 22 to 32mm.

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request


Molle in acciaio / Stainless Steel springs

Le molle in acciaio, disponibili nel pratico confezionamento a spoletta, sono fabbricate in due varianti: aperte e chiuse.

Our stainless steel open and closed coil springs are available on 21" spools.



Open Spring



Closed Spring

Open coil springs

.010x.028	SSOC1028
.010x.030	SSOC1030
.010x.036	SSOC1036
21" Spool	

Closed coil springs

.010x.030	SSCC1030
21" Spool	

Micro stop da grippare / Crimpable Micro-Stops

Usato come ancoraggio per limitare i movimenti dentali, può scorrere sul filo e lo si può bloccare dove si desidera con l'apposita pinza.

Used as an anchor to limit tooth movement. Thread wire through micro-stop, then crimp with any plier.



Closed-stop .020 to .019x.025

Large	CSTOPLG
50 pcs pack	

Closed-stop .012 to .018

Small	CSTOPSM
50 pcs pack	



Open-stop .018 to .021x.025

CSTOPOW
10 pcs pack

Pinza per grippare / Crimping Plier

Pinza indispensabile per grippare ganci chirurgici, stop chiusi ed aperti. Realizzata in acciaio inossidabile. Sterilizzabile in autoclave.

Stainless Steel plier for crimping hooks, open and closed stops. Sterilizable in autoclave.



Surgical hook crimping Plier PL-633




Ganci chirurgici da grippare / Surgical Hooks


I ganci chirurgici da grippare sono dotati di gancio a palla e fabbricati in due varianti: chiusi ed aperti.

Open and Closed ball surgical hooks.


Aperto Curvo/Open Curved




Chiusi Curvo/Closed Curved



Aperto Universale/Open Universal



Chiusi Dritto/Closed Straight



Ball surgical hooks ϕ 2mm

	.018	.022
1 Open DX	ARHK630CR	ARHK631CR
1 Open SX	ARHK630CL	ARHK631CL
2 Closed	ARHK632C	ARHK633C
10 pcs / pack		

Ball surgical hooks ϕ 2mm

	.018x.025	.022x.028
3 Open (Universal)	SURHK622C	
4 Closed Straight	SURHK620C	SURHK621C
10 pcs / pack		


Merce disponibile / Goods available

Merce a richiesta / Goods on request

Barre palatali / Palatal Bars

Le barre palatali sono realizzate in acciaio, con diametro .036"; vengono usate per la rotazione e la distalizzazione dei molari.

Palatal Bars are formed in .036" diameter. For molar rotation and distalization.



	MESIAL LOOP	DISTAL LOOP
35 mm	PAB35	PAB135
37 mm	PAB37	PAB137
39 mm	PAB39	PAB139
41 mm	PAB41	PAB141
43 mm	PAB43	PAB143
45 mm	PAB45	PAB145
47 mm	PAB47	PAB147
49 mm	PAB49	PAB149
51 mm	PAB51	PAB151
53 mm	PAB53	PAB153
55 mm	PAB55	PAB155
KIT	PABK050	PABK150
5 pcs / pack - KIT 50 pcs / pack		

Bottone per estrusione / Extrusion Button

Bottone ideale per l'estrusione di denti inclusi. Rivestito in oro 14k per escludere possibilità di allergie e retrazioni.

Ultimate button for the extrusion of internal teeth. It is 14 carats gold covered to exclude possible allergies and retractions.



Gold Extrusion hook with chain	EXHK14K
1 pc / pack with chain	

Occhielli in composito / Composite Eyelets

Occhielli in composito, spesso usati in zone affollate per retainer. Apertura fino a .021" x .025".

Composite Eyelets, used for retainer. Opening until .021" x .025"





CMEYE
5 pcs / pack

Bottoni Linguali / Lingual Buttons

Bottoni linguali, costruiti con un particolare design arrotondato, per garantire un ottimo comfort al paziente.

Precision and rounded formed for patient is comfort.



Lingual Buttons

	BONDABLE	WELDABLE
A- Flat	BLBF20	WLBF20
B-Contoured	BLBC20	WLBC20
C-Round	BMBC20	-
20 pcs / pack		



Lingual Cleats Button

Lingual cleats button	93-004-01
10 pcs / pack	

Extrusion Buttons

Steel extrusion button	EXHK
10 pcs / pack	

Lingual sheaths

Realizzati per montare barre palatali, Quad Helix o altri apparecchi removibili con diametri .036"x.072".


Designed to accept palatal bars, Quad Helix and other appliances with diameter .036" x .072".

With Hook

Lingual Sheaths left	WLS055L
Lingual Sheaths right	WLS055R
10 pcs / pack	

Without Hook

Universal	WLS155
10 pcs / pack	



■ Merce disponibile / Goods available
 ■ Merce a richiesta / Goods on request

Legature metalliche preformate *Pre-cut ligature ties*



.010	Standard	SLT010
500 pcs / pack		

Legature metalliche Kobayashi *Kobayashi ligature ties*



Legature Kobayashi **CORTE / SHORT**

SHORT	
.012	SKH012
.014	SKH014
100 pcs / pack	



Legature Kobayashi **LUNGHE / LONG**

LONG	
.012	KH012
.014	KH014
100 pcs / pack	

Legature preformate lunghe *Stainless Steel ligatures ties*



LONG	
.008	LT008
.009	LT009
.010	LT010
.011	LT011
.012	LT012
.014	LT014
1000 pcs / pack	

Legature metalliche preformate ESTETICHE *Tooth colour pre-cut ligature ties*



.012	Standard	TCSLT012
100 pcs / pack		

Legature metalliche Kobayashi ESTETICHE *Tooth colour Kobayashi ties*



SHORT	
.014	TSKH014
100 pcs / pack	

Legature preformate lunghe ESTETICHE *Tooth colour Stainless Steel ligatures ties*



LONG	
.012	TCLT012
100 pcs / pack	

Filo in matassa per legature / *Spooled bulk ligature wire*



.008	SBLW08	.008	SBLW108
.009	SBLW09	.009	SBLW109
.010	SBLW10	.010	SBLW110
.011	SBLW11	.011	SBLW111
.012	SBLW12	.012	SBLW112
20 gr. / spool		450 gr. / spool	


Mimetic mini viti ortodontiche / Orthodontic mini screws

Mini Impianti Mimetic, studiati per l'uso dei trattamenti ortodontici. Realizzati in acciaio medico, con superficie non trattata, permettono di non osteointegrarsi per una facile rimozione dopo il trattamento. Disponibili in varie lunghezze, 6 - 8 e 10mm e diametri che variano da 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8. Sono venduti in confezioni sterili pronte all'uso.

Medical steel mini implant, for orthodontic treatment. Easy to remove. Different sizes available 6 - 8 and 10 mm, diameter 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8. Sterile packaging.


Standard Head Type

SIZE (mm)	
1,2x6L	OA1206
1,2x8L	OA1208
1,4x6L	OA1506
1,4x8L	OA1508
1,4x10L	OA1510
1,6x6L	OA1606
1,6x8L	OA1608
1,6x10L	OA1610
1,8x6L	OA1806
1,8x8L	OA1808
1,8x10L	OA1810
1 pc / pack	




Cross Head Type

SIZE (mm)	
1,4x6L	OC1406
1,4x8L	OC1408
1,4x10L	OC1410
1,6x6L	OC1606
1,6x8L	OC1608
1,6x10L	OC1610
1,8x6L	OC1806
1,8x8L	OC1808
1,8x10L	OC1810
1 pc / pack	



Componenti Kit / Kit components



Small Hand Driver

Short Tip

Drill Tip

Long Tip

Driver Shaft

Handle Driver



Surgical Tray

Surgical Tray	801-61
Handle Driver	801-62
Driver Shaft	801-63
Long Tip	801-64
Short Tip	801-65
Small Hand Driver	801-66
Drill Tip	801-67
Single / pack	

Molle per Microviti Ni-Ti / Micro-screws Ni-Ti


Il design universale dell'occhiello si adatta a tutte le microviti. Disponibile in 4 lunghezze e 3 valori di forza.

The universal eyelet design fits over virtually any implant screws. Available in four lengths and three force values.

	(Passive Length) Length	SIZE	(Force Rating) Force	(10 springs/box) Order Numbers	Extension Measurement Landmarks (mm) / Subsequent Force Values (gms)										
					13mm	15mm	17mm	19mm	22mm	27mm	31mm	36mm	41mm		
A	Extra Short (11mm)	A1	Light (150g)	CCOT45LT	95	125	150*	X	X	X	X	X	X		
		A2	Medium (200g)	CCOT45MD	130	170	200*	X	X	X	X	X	X		
		A3	Heavy (250g)	CCOT45HV	150	210	250*	X	X	X	X	X	X		
B	Short (13mm)	B1	Light (150g)	CCOT6LT	X	95	120	130	150*	X	X	X	X		
		B2	Medium (200g)	CCOT6MD	X	125	150	170	200*	X	X	X	X		
		B3	Heavy (250g)	CCOT6HV	X	150	180	200	250*	X	X	X	X		
C	Medium (15mm)	C1	Light (150g)	CCOT9LT	X	X	85	100	110	130	150*	X	X		
		C2	Medium (200g)	CCOT9MD	X	X	115	140	150	180	200*	X	X		
		C3	Heavy (250g)	CCOT9HV	X	X	145	165	175	220	250*	X	X		
D	Long (17mm)	D1	Light (150g)	CCOT12LT	X	X	X	85	95	110	120	130	150*		
		D2	Medium (200g)	CCOT12MD	X	X	X	110	125	150	170	190	200*		
		D3	Heavy (250g)	CCOT12HV	X	X	X	130	150	175	200	230	250*		


Indispensabile Misuratore per scegliere la molla da montare sul micro impianto.

Use the ruler for choosing the micro implant spring.



Ruler	CCOTMG
20 pcs / pack	

■ Merce disponibile / Goods available
■ Merce a richiesta / Goods on request



Archi estetici / Ultraesthetic archwires

La linea Ultraesthetic di archi ed accessori nasce per offrire un'ampia gamma di possibilità estetiche tali da soddisfare sia le richieste cliniche, sia le esigenze estetiche dei pazienti. La nostra linea di archi Ultraesthetic consente di ottenere alte prestazioni ed efficaci trattamenti, senza compromettere tecniche e risultati. Il rivestimento estetico non riduce le prestazioni del filo.

Ultraesthetic brackets, archwires and accessories are conceived to offer a wide range of aesthetic possibilities, in order to meet both clinical and aesthetic needs. Ultraesthetic archwires allow high performances and efficient treatments without compromising techniques and results. Aesthetic coating doesn't reduces archwire performance.

Ni-Ti Aesthetic archwires

Damon compatible*


	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SETFU012T	SETFL012T	SEEFU012T	SEEFLO12T	SEEFU112T	SEEFLO112T
.014	SETFU014T	SETFL014T	SEEFU014T	SEEFLO14T	SEEFU114T	SEEFLO114T
.016	SETFU016T	SETFL016T	SEEFU016T	SEEFLO16T	SEEFU116T	SEEFLO116T
.018	SETFU018T	SETFL018T	SEEFU018T	SEEFLO18T	SEEFU118T	SEEFLO118T
.020	SETFU020T	SETFL020T	SEEFU020T	SEEFLO20T	SEEFU120T	SEEFLO120T
.016x.022	SETFU1622T	SETFL1622T	SEEFU1622T	SEEFLO1622T	SEEFU3622T	SEEFLO3622T
.017x.025	SETFU1725T	SETFL1725T	SEEFU1725T	SEEFLO1725T	SEEFU3725T	SEEFLO3725T
.018x.018	SETFU1818T	SETFL1818T	SEEFU1818T	SEEFLO1818T	SEEFU3818T	SEEFLO3818T
.018x.025	SETFU1825T	SETFL1825T	SEEFU1825T	SEEFLO1825T	SEEFU3825T	SEEFLO3825T
.019x.025	SETFU1925T	SETFL1925T	SEEFU1925T	SEEFLO1925T	SEEFU3925T	SEEFLO3925T
.020x.020	SETFU2020T	SETFL2020T	SEEFU2020T	SEEFLO2020T	SEEFU3020T	SEEFLO3020T
.021x.025	SETFU2125T	SETFL2125T	SEEFU2125T	SEEFLO2125T	SEEFU3125T	SEEFLO3125T

5 pcs / pack

Stainless Steel Aesthetic archwires

	TRUEARCH I		EUROARCH I	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.014	SSTFU014T	SSTFL014T	SSEFU014T	SSEFL014T
.016	SSTFU016T	SSTFL016T	SSEFU016T	SSEFL016T
.018	SSTFU018T	SSTFL018T	SSEFU018T	SSEFL018T
.020	SSTFU020T	SSTFL020T	SSEFU020T	SSEFL020T
.016x.022	SSTFU1622T	SSTFL1622T	SSEFU1622T	SSEFL1622T
.017x.025	SSTFU1725T	SSTFL1725T	SSEFU1725T	SSEFL1725T
.018x.018	SSTFU1818T	SSTFL1818T	SSEFU1818T	SSEFL1818T
.018x.025	SSTFU1825T	SSTFL1825T	SSEFU1825T	SSEFL1825T
.019x.025	SSTFU1925T	SSTFL1925T	SSEFU1925T	SSEFL1925T
.020x.020	SSTFU2020T	SSTFL2020T	SSEFU2020T	SSEFL2020T
.021x.025	SSTFU2125T	SSTFL2125T	SSEFU2125T	SSEFL2125T

5 pcs / pack




Sezione dell'arco estetico
Aesthetic Archwire section

Ni-Ti Reverse Curve Aesthetic Archwires

	Reverse Curve I	
	UPPER	LOWER
.012	SERCU012T	SERCL012T
.014	SERCU014T	SERCL014T
.016	SERCU016T	SERCL016T
.018	SERCU018T	SERCL018T
.020	SERCU020T	SERCL020T
.016x.022	SERCU1622T	SERCL1622T
.017x.025	SERCU1725T	SERCL1725T
.018x.018	SERCU1818T	SERCL1818T
.018x.025	SERCU1825T	SERCL1825T
.019x.025	SERCU1925T	SERCL1925T
.020x.020	SERCU2020T	SERCL2020T
.021x.025	SERCU2125T	SERCL2125T

5 pcs / pack



■ Merce disponibile / Goods available


■ Merce a richiesta / Goods on request

Attacchi in ceramica / Ceramic Brackets

Attacchi ceramica Iceberg, prodotti in pura allumina al 99,99 %, per adattarsi alle varie gradazioni di colore di un dente naturale. La basetta con ritenzioni meccaniche permette un'altissima adesione, usando i più comuni compositi. Per l'adesione è consigliato il nostro prodotto Ortho Flow, per la sua natura fluida e trasparente.

99.99 % pure alumina ceramic brackets that adapt to natural colour of teeth. Notched base for secure bonds. For its transparent and fluid nature, our Ortho Flow is advised for bonding.

Roth			.018		.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	12°	5°	31-211-11	31-211-21	31-221-11	31-221-21
U2	8°	9°	31-211-12	31-211-22	31-221-12	31-221-22
U3 w/hook	-2°	13°	31-211-13HK	31-211-23HK	31-221-13HK	31-221-23HK
U4,5	-7°	0°	31-211-14	31-211-24	31-221-14	31-221-24
LOWER						
L1/L2	-1°	2°	31-211-31		31-221-31	
L3 w/hook	-11°	7°	31-211-43HK	31-211-33HK	31-221-43HK	31-221-33HK
L4	-17°	-1°	31-211-44	31-211-34	31-221-44	31-221-34
L5	-22°	-1°	31-211-45	31-211-35	31-221-45	31-221-35
Confezione da 1 attacco / 1 pc pack						



Kit Roth

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	0124S-202	0124S-201
20 pcs / pack - 1 case		

MBT			.018		.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	31-311-11	31-311-21	31-321-11	31-321-21
U2	10°	8°	31-311-12	31-311-22	31-321-12	31-321-22
U3 w/hook	-7°	8°	31-311-13HK	31-311-23HK	31-321-13HK	31-321-23HK
U4,5	-7°	0°	31-311-14	31-311-24	31-321-14	31-321-24
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	31-311-31		31-321-31	
L3 w/hook	-6°	3°	31-311-43HK	31-311-33HK	31-321-43HK	31-321-33HK
L4	-12°	-2°	31-311-44	31-311-34	31-321-44	31-321-34
L5	-17°	-2°	31-311-45	31-311-35	31-321-45	31-321-35
1 pc / pack						

Kit MBT

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	0134S-302	0134S-301
20 pcs / pack - 1 case		



Edgewise			.018		.022	
	TORQUE	ANGULATION	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	0°	0°	31-111-11	31-111-21	31-121-11	31-121-21
U2	0°	0°	31-111-12	31-111-22	31-121-12	31-121-22
U3 / L3	0°	0°	31-111-13	31-111-23	31-121-13	31-121-23
U3 w/hook	0°	0°	31-111-13HK	31-111-23HK	31-121-13HK	31-121-23HK
L3 w/hook	0°	0°	31-111-43HK	31-111-33HK	31-121-43HK	31-121-33HK
U4,5 / L4,5	0°	0°	31-111-14	31-111-24	31-121-14	31-121-24
L1,2	0°	0°	31-111-31		31-121-31	
1 pc / pack						

Kit Edgewise

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5 - 5	0114S-102	0114S-101
U/L 3 w/hook	0114S-103	0114S-104
20 pcs / pack - 1 case		




- Merce disponibile / Goods available
- Merce a richiesta / Goods on request

Attacchi in Ceramica Self Ligating / Ceramic Brackets Self Ligating

Attacchi SLB+ in ceramica allumina al 99,99%, Self Ligating o autolegante, con sportellino in acciaio satinato con slot metallico. La basetta ed il corpo dell'attacco sono realizzati con una tecnica, disegnata a nido d'ape, che garantisce una forte tenuta e nel contempo una facile rimozione. Per il bondaggio è consigliato il nostro prodotto Ortho Flow.

99.99 % pure alumina ceramic self ligating brackets, with satin steel clip. Base and main part are designed with a special technique for secure bonding and easy removal. Honeycomb structure. Our Ortho Flow is advised for bonding.

CERAMIC SLOT



Passive

.016
.018
.018 x .018



Interactive

.020 x .020



Active

.018 x .025
.019 x .025

Roth

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	11°	5°	3.2	104-11	104-21	114-11	114-21
U2	8°	9°	2.95	104-12	104-22	114-12	114-22
U3 w/hook	-2°	8°	3.5	104-23(H)	104-23(H)	114-13(H)	114-23(H)
U4 w/hook	-7°	0°	3.2	104-14(H)	104-24(H)	114-14(H)	114-24(H)
U5 w/hook	-7°	0°	3.2	104-15(H)	104-25(H)	114-15(H)	114-25(H)
LOWER							
L1/L2	0°	0°	2.85	104-41/42	104-31/32	114-41/42	114-31/32
L3 w/hook	-11°	7°	3.5	104-43(H)	104-33(H)	114-43(H)	114-33(H)
L4 w/hook	-17°	0°	3.2	104-44(H)	104-34(H)	114-44(H)	114-34(H)
L5 w/hook	-17°	0°	3.2	104-45(H)	104-35(H)	114-45(H)	114-35(H)

Confezione da 1 attacco / 1 pc pack

Kit Roth

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L5-5, 3/4/5 w/hook	104-553	114-553

20 pcs / pack - 1 case

MBT


UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	3.2	124-11	124-21	134-11	134-21
U2	10°	8°	2.95	124-12	124-22	134-12	134-22
U3 w/hook	0°	8°	3.5	124-13(H)	124-23(H)	134-13(H)	134-23(H)
U4 w/hook	-7°	0°	3.2	124-14(H)	124-24(H)	134-14(H)	134-24(H)
U5 w/hook	-7°	0°	3.2	124-15(H)	124-25(H)	134-15(H)	134-25(H)
LOWER							
L1/L2	6°	0°	2.85	124-41/42	124-31/32	134-41/42	134-31/32
L3 w/hook	0°	3°	3.5	124-43(H)	124-33(H)	134-43(H)	134-33(H)
L4 w/hook	-12°	0°	3.2	124-44(H)	124-34(H)	134-44(H)	134-34(H)
L5 w/hook	-12°	0°	3.2	124-45(H)	124-35(H)	134-45(H)	134-35(H)

Confezione da 1 attacco / 1 pc pack

Kit MBT

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L5-5, 3/4/5 w/hook	124-553	134-553

20 pcs / pack - 1 case



Adesione eccellente /
Polvere per microsfere di Allumina

Excellent bonding / Alumina powder

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Attacchi in zaffiro / Sapphire Brackets

Attacchi in zaffiro Mimetic, l'innovativo brackets completamente trasparente in micro cristalli di zaffiro, con proprietà uniche di traslucenza e di totale mimetizzazione con la struttura dentale. Mimetic viene prodotto con tecnologie di avanguardia 3D per adattarsi perfettamente all'anatomia del dente, offrendo massimo comfort al paziente. La basetta è realizzata con una tecnica RMM che garantisce una forte tenuta e nel contempo una facile rimozione. Possono essere usati i più comuni compositi per il bonding.

Sapphire brackets that totally blend with dental structure. Mimetic is designed with advanced 3D technology to offer great adaptation and comfort for the patient. Its base is realized with RMM technique for secure bonding and easy removal. Use common bonding composites.

Roth			.018		.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	11°	5°	181-101	181-201	221-101	221-201
U2	8°	9°	181-102	181-202	221-102	221-202
U3 w/hook	-2°	8°	181-133	181-233	221-133	221-233
U4,5	-7°	0°	181-104		221-104	
LOWER						
L1/L2	0°	0°	181-312		221-312	
L3 w/hook	-11°	7°	181-433	181-333	221-433	221-333
L4	-17°	3°	181-304		221-304	
L5	-21°	6°	181-305		221-305	
Confezione da 1 attacco / 1 pc pack						

Kit Roth

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	181-505	221-505
U/L 3/4/5 w/hook	181-555	221-555
20 pcs / pack - 1 case		

MBT			.018		.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	182-101	182-201	222-101	222-201
U2	10°	8°	182-102	182-202	222-102	222-202
U3 w/hook	0°	8°	182-133	182-233	222-133	222-233
U4,5	7°	0°	182-104		222-104	
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	182-312		222-312	
L3 w/hook	0°	3°	182-333	182-433	222-333	222-433
L4	-12°	2°	182-304		222-304	
L5	-17°	2°	182-305		222-305	
Confezione da 1 attacco / 1 pc pack						

Kit MBT

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	182-505	222-505
U/L 3/4/5 w/hook	182-555	222-555
20 pcs / pack - 1 case		

Edgewise

UPPER / LOWER	TORQUE	ANGULATION	.018	.022
U1	0°	0°	180-101	220-101
U2	0°	0°	180-102	220-102
U3 / L3	0°	0°	180-103	220-103
U4,5 / L4,5	0°	0°	180-205	220-205
L1,2	0°	0°	180-312	220-312
1 pc / pack				

Kit Edgewise

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5 - 5	180-551	220-551
20 pcs / pack - 1 case		

Slot liscio e arrotondato
per un facile scorrimento del filo


Rounded and smooth slot

Contorni arrotondati

Rounded contours

Ampia basetta con
micro ritenzioni meccaniche

*Base with micro-mechanical
bonds*



Attacchi in Resina Mimetic / Mimetic Resin Brackets

Mimetic Brackets, in resina completamente trasparente son slot metallico, restituisce resistenza all'attacco e scorrevolezza al filo. L'unico, che non si macchia nel tempo e si mimetizza totalmente con la struttura dentale grazie alla sua superficie liscia e trasparente, senza porosità. Mimetic ha una basetta con ritenzione meccanica a forma di "coda di rondine", che permette all'attacco di aderire perfettamente al composito senza distacchi.

Totally transparent resin brackets, with metal slot. It does not get spooled and completely camouflages with the tooth structure, thanks to its clear and plain surface. Perfect bonding to the composite is given by a swallow-tail base, which grants mechanical retention.

Roth

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	11°	5°	3.5	600-11	600-21	610-11	610-21
U2	8°	9°	3.25	600-12	600-22	610-12	610-22
U3 w/hook	-2°	8°	3.8	600-13(H)	600-23(H)	610-13(H)	610-23(H)
U4 w/hook	-7°	0°	3.5	600-14(H)	600-24(H)	610-14(H)	610-24(H)
U5 w/hook	-7°	0°	3.5	600-15(H)	600-25(H)	610-15(H)	610-25(H)
LOWER							
L1/L2	0°	0°	3.15	600-41/42	600-31/32	610-41/42	610-31/32
L3 w/hook	-11°	7°	3.8	600-43(H)	600-33(H)	610-43(H)	610-33(H)
L4 w/hook	-17°	0°	3.5	600-44(H)	600-34(H)	610-44(H)	610-34(H)
L5 w/hook	-17°	0°	3.5	600-45(H)	600-35(H)	610-45(H)	610-35(H)

Confezione da 1 attacco / 1 pc pack

Kit Roth

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	600-551	610-551
U/L 3/4/5 w/hook	600-553	610-553

20 pcs / pack - 1 case

MBT

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	3.5	620-11	620-21	630-11	630-21
U2	10°	8°	3.25	620-12	620-22	630-12	630-22
U3 w/hook	0°	8°	3.5	620-13(H)	620-23(H)	630-13(H)	630-23(H)
U4 w/hook	-7°	0°	3.2	620-14(H)	620-24(H)	630-14(H)	630-24(H)
U5 w/hook	-7°	0°	3.2	620-15(H)	620-25(H)	630-15(H)	630-25(H)
LOWER							
L1/L2	-6°	0°	3.15	620-41/42	620-31/32	630-41/42	630-31/32
L3 w/hook	0°	3°	3.5	620-43(H)	620-33(H)	630-43(H)	630-33(H)
L4 w/hook	-12°	0°	3.2	620-44(H)	620-34(H)	630-44(H)	630-34(H)
L5 w/hook	-12°	0°	3.2	620-45(H)	620-35(H)	630-45(H)	630-35(H)

Confezione da 1 attacco / 1 pc pack

Kit MBT

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	620-551	630-551
U/L 3/4/5 w/hook	620-553	630-553

20 pcs / pack - 1 case

Edgewise

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	0°	0°	3.2	640-11	640-21	650-11	650-21
U2	0°	0°	3.15	640-12	640-22	650-12	650-22
U3 w/hook	0°	0°	3.2	640-13(H)	640-23(H)	650-13(H)	650-23(H)
U4	0°	0°	3.2	640-14	640-24	650-14	650-24
U5	0°	0°	3.2	640-15	640-25	650-15	650-25
LOWER							
L1/L2	0°	0°	3.15	640-41/42	640-31/32	650-41/42	650-31/32
L3 w/hook	0°	0°	3.2	640-43(H)	640-33(H)	650-43(H)	650-33(H)
L4	0°	0°	3.2	640-44	640-34	650-44	650-34
L5	0°	0°	3.2	640-45	640-35	650-45	650-35

Confezione da 1 attacco / 1 pc pack



Kit Edgewise

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	640-551	650-551
U/L 3/4/5 w/hook	640-553	650-553

20 pcs / pack - 1 case

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request



Attacchi Eclipse / Eclipse Brackets

Attacchi Eclipse a basso profilo per un maggior comfort ed una minore interferenza con i tessuti molli; identificazione permanente disto-gengivale ed alette progettate per una facile locazione delle legature. Il design dell'attacco, permette un'ottima cementazione adattandosi perfettamente alla morfologia del dente.

Low profile brackets for patient comfort and for minimal occlusion contact. Permanent mark on the distogingival; sweeping tie wing for easy and secure ties. Anatomically contoured to ensure the utmost in bond adhesion.

Roth

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018		.022	
			RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	12°	5°	RB212-11	RB212-21	RB222-11	RB222-21
U2	8°	9°	RB212-12	RB212-22	RB222-12	RB222-22
U3 w/hook	-2°	13°	RB212-13HK	RB212-23HK	RB222-13HK	RB222-23HK
U4,5	-7°	0°	RB212-14		RB222-14	
U4,5 w/hook	-7°	0°	RB212-14HK	RB212-24HK	RB222-14HK	RB222-24HK
LOWER						
L1/L2	-1°	2°	RB212-31		RB222-31	
L3 w/hook	-11°	7°	RB212-43HK	RB212-33HK	RB222-43HK	RB222-33HK
L4	-17°	1°	RB212-44		RB222-44	
L4 w/hook	-17°	1°	RB212-44HK	RB212-34HK	RB222-44HK	RB222-34HK
L5	-17°	1°	RB212-45		RB222-45	
L5 w/hook	-17°	1°	RB212-45HK	RB212-35HK	RB222-45HK	RB222-35HK
10 pcs / pack						

Kit Roth

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	RB13-212	RB22-23
U/L 3/4/5 w/hook	RB13-213	RB22-24
20 pcs / pack - 1 case		

MBT

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018		.022	
			RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	RB312-11	RB312-21	RB322-11	RB322-21
U2	10°	8°	RB312-12	RB312-22	RB322-12	RB322-22
U3 w/hook	-7°	8°	RB312-13HK	RB312-23HK	RB322-13HK	RB322-23HK
U4,5	-7°	0°	RB312-14		RB322-14	
U4,5 w/hook	-7°	0°	RB312-14HK	RB312-24HK	RB322-14HK	RB322-24HK
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	RB312-31		RB322-31	
L3 w/hook	-6°	3°	RB312-43HK	RB312-33HK	RB322-43HK	RB222-33HK
L4	-12°	2°	RB312-44		RB322-44	
L4 w/hook	-12°	2°	RB312-44HK	RB312-34HK	RB322-44HK	RB322-34HK
L5	-17°	2°	RB312-45		RB322-45	
L5 w/hook	-17°	2°	RB312-45HK	RB312-35HK	RB322-45HK	RB322-35HK
10 pcs / pack						

Kit MBT


UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	RB13-12	RB32-23
U/L 3/4/5 w/hook	RB13-24	RB32-24
20 pcs / pack - 1 case		

Edgewise


UPPER / LOWER	TORQUE	ANGULATION	.018	.022
U1	0°	0°	RB112-11	RB122-11
U2	0°	0°	RB112-22	RB122-22
U3 / L3	0°	0°	RB112-13	RB122-13
UL3 / LR3 w/hook	0°	0°	RB112-23HK	RB122-23HK
UR3 / LL3 w/hook	0°	0°	RB112-13HK	RB122-13HK
U4/U5 - L4/L5	0°	0°	RB112-14	RB122-14
L1 / L2	0°	0°	RB112-31	RB122-31
1 pc / pack				

Kit Edgewise

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5 - 5	RB12-11	RB12-20
U/L 3 w/hook	RB12-112	RB12-23
20 pcs / pack - 1 case		



Brackets ID quadrant colored



■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Attacchi BioLine / BioLine Brackets

Attacchi BioLine Nickel Free, sono la scelta ideale per tutti i pazienti, anche per quelli sensibili o intolleranti al Nickel. Questo rivoluzionario prodotto è il risultato di una lega unica che ha performance e caratteristiche superiori ai tradizionali attacchi. I BioLine, sono realizzati con tecnologia M.I.M. e mostrano tutte le caratteristiche fondamentali di un attacco di eccezionale qualità.

Nickel Free brackets, ideal for all patients, also for those who experience sensitivity to nickel. Unique alloy brackets, designed with M.I.M. technology for an excellent quality product.

Roth						.018		.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	OFFSET	IN/OUT	Width (MM)	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	12°	5°	0°	1.0	3.5	APRXRUR118 	APRXRUL118 	APRXRUR122 	APRXRUL122 
U2	8°	9°	0°	1.0	2.9	APRXRUR218 	APRXRUL218 	APRXRUR222 	APRXRUL222 
U3 w/hook	-2°	10°	4°M	.7	3.0	APRXRUR319 	APRXRUL319 	APRXRUR323 	APRXRUL323 
U4,5	-7°	0°	2°D	.7	3.0	APRXRU418  		APRXRU422  	
U4,5 w/hook	-7°	0°	0°	.7	3.0	APRXRUR419 	APRXRUL419 	APRXRUR423 	APRXRUL423 
LOWER									
L1/L2	0°	0°	0°	1.2	2.5	APRXRL118		APRXRL122	
L3 w/hook	-11°	5°	2°M	.7	3.0	APRXRLR319 	APRXRL1319 	APRXRLR323 	APRXRL1323 
L4	-17°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRLR418  		APRXRLR422  	
L4 w/hook	-17°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRLR419 	APRXRL1419 	APRXRLR423 	APRXRL1423 
L5	-22°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRL518  		APRXRL522  	
L5 w/hook	-22°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRLR519 	APRXRL1519 	APRXRLR523 	APRXRL1523 
10 pcs / pack									

Kit Roth

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	KTAPR1935	KTAPR2335
U/L 3/4/5 w/hook	KTAPR1955	KTAPR2355
20 pcs / pack - 1 case		

Kit Dual Dimension

UPPER / LOWER	.018 U/L 1,2	.022 U/L 3,4,5
U/L 3 w/hook	KTAPRDD2335	
U/L 3/4/5 w/hook	KTAPRDD2355	
20 pcs / pack - 1 case		

Bioform Ricketts

						.018	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	OFFSET	IN/OUT	Width (MM)	RIGHT	LEFT
U1	22°	5°	0°	1.0	3.5	APRxBUR118 ●	APRxBUL118 ●
U2	14°	8°	0°	1.0	2.9	APRxBUR218 ●	APRxBUL218 ●
U3 w/hook	7°	7°	0°	.7	3.0	APRxBUR319 ●	APRxBUL319 ●
U4,5	-7°	0°	0°	.7	3.0	APRxBU418 ●●	
U4,5	0°	0°	0°	.7	3.0	APRxBU/L618 ○○	
LOWER						APRXL118	
L1/L2	0°	0°	0°	1.0	2.5	APRXLRL319 ● APRXBL319 ●	
L3 w/hook	7°	5°	0°	.7	3.0	APRXL418 ●	
L4	-11°	0°	0°	1.0	3.0	APRXL518 ●●	
L4 w/hook	-17°	0°	0°	1.0	3.0	APRXL518 ●●	
L5	0°	0°	0°	.7	3.0	APRXL518 ●●	
10 pcs / pack							

Kit Bioform Ricketts

UPPER / LOWER	.018
U/L 3 w/hook	KTAPB1935
20 pcs / pack - 1 case	

Standard Edgewise

						.018	.022
UPPER	TORQUE	ANGULATION	OFFSET	IN/OUT	Width (MM)		
U1	0°	0°	0°	1.0	2.5	APEDU118	APEDU122
U2	0°	0°	0°	.7	3.5	APEDU218	APEDU222
U3-L3	0°	0°	0°	.7	3.5	APEDUN318	APEDUN322
U4-U5 / L4-L5	0°	0°	0°	1.0	3.5	APEDUN418	APEDUN422
L1-L2	0°	0°	0°	1.0	2.5	APEDLUN118	APEDLUN122
10 pcs / pack							



Kit Standard Edgewise

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5-5	KTAPED1855	KTAPED2255
20 pcs / pack - 1 case		

Attacchi BioLine / BioLine Brackets

MBT

UPPER	TORQUE	ANGULATION	OFFSET	IN/OUT	.018		.022	
					RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	0°	1.0	APMBTUR118 ●	APMBTUL118 ●	APMBTUR122 ●	APMBTUL122 ●
U2	10°	8°	0°	1.0	APMBTUR218 ●	APMBTUL218 ●	APMBTUR222 ●	APMBTUL222 ●
U3 w/hook	-7°	8°	0°	.7	APMBTUR319 ●	APMBTUL319 ●	APMBTUR323 ●	APMBTUL323 ●
U4,5	-7°	0°	0°	.7	APMBTU418 ●●		APMBTU422 ●●	
U4,5 w/hook	-7°	0°	0°	.7	APMBTUR419 ●	APMBTUL419 ●	APMBTUR423 ●	APMBTUL423 ●
LOWER								
L1/L2	-6°	0°	0°	1.0	APMBTL118		APMBTL122	
L3 w/hook	-6°	3°	2°M	.7	APMBTLR319 ●	APMBTLL319 ●	APMBTLR323 ●	APMBTLL323 ●
L4	-12°	2°	0°	1.0	APMBTLR418 ●●		APMBTLR422 ●●	
L4 w/hook	-12°	2°	0°	1.0	APMBTLR419 ●	APMBTLL419 ●	APMBTLR423 ●	APMBTLL423 ●
L5	-17°	2°	0°	1.0	APMBTL518 ●●		APMBTL522 ●●	
L5 w/hook	-17°	2°	0°	1.0	APMBTLR519 ●	APMBTLL519 ●	APMBTLR523 ●	APMBTLL523 ●

10 pcs / pack

Kit MBT

UPPER / LOWER 5-5	.018	.022
U/L 3 w/hook	KTAPMBT1935	KTAPMBT2335
U/L 3/4/5 w/hook	KTAPMBT1955	KTAPMBT2355

20 pcs / pack - 1 case

Attacchi Elysium / Elysium Brackets - Low Friction

Attacchi Elysium, dalle forme arrotondate e contenute ed un profilo bassissimo; restituiscono al paziente un elevato comfort. L'innovativo design dell'attacco permette di far scorrere l'arco su una superficie limitata, garantendo un attrito bassissimo tra filo e slot, con una significativa riduzione delle fasi del trattamento.

Elysium brackets are characterized by round and restrained shape and a very low profile intended to offer high comfort to the patient's soft tissues. The innovative design allows small sliding on a limited surface, with very low friction between wire and slot, significantly reducing treatment phases.

Roth

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)		Pad-Base		Mesh-Base	
					.018	.022	.018	.022
U1	12°	5°	3.5	R ●	16-U1-8R	16-U1-2R	26-U1-8R	26-U1-2R
				L ●	16-U1-8L	16-U1-2L	26-U1-8L	26-U1-2L
U1 (Hi-Torque)	22°	5°	3.5	R ●	17-U1-8R	17-U1-2R	--	--
				L ●	17-U1-8L	17-U1-2L	--	--
U2	8°	9°	3.0	R ○	16-U2-8R	16-U2-2R	26-U2-8R	26-U2-2R
				L ○	16-U2-8L	16-U2-2L	26-U2-8L	26-U2-2L
U2 (Hi-Torque)	14°	9°	3.0	R ○	17-U2-8R	17-U2-2R	--	--
				L ○	17-U2-8L	17-U2-2L	--	--
U3 w/hook	0°	11°	3.3	R ●	16-U3-8RK	16-U3-2RK	26-U3-8RK	26-U3-2RK
				L ●	16-U3-8LK	16-U3-2LK	26-U3-8LK	26-U3-2LK
U4-U5	-7°	0°	3.0	U ●●	16-U4-8U	16-U4-2U	26-U4-8U	26-U4-2U
U4-U5 w/hook	-7°	0°	3.0	R ●	16-U4-8RK	16-U4-2RK	26-U4-8RK	26-U4-2RK
				L ●	16-U4-8LK	16-U4-2LK	26-U4-8LK	26-U4-2LK
LOWER								
L1-L2	0°	0°	2.5	U ●●	16-L1-8U	16-L1-2U	26-L1-8U	26-L1-2U
L3	-11°	5°	3.0	R ●	16-L3-8RK	16-L3-2RK	26-L3-8RK	26-L3-2RK
				L ●	16-L3-8LK	16-L3-2LK	26-L3-8LK	26-L3-2LK
L4	-17°	0°	3.0	U ●●	16-L4-8U	16-L4-2U	26-L4-8U	26-L4-2U
L4 w/hook	-17°	0°	3.0	R ●	16-L4-8RK	16-L4-2RK	26-L4-8RK	26-L4-2RK
				L ●	16-L4-8LK	16-L4-2LK	26-L4-8LK	26-L4-2LK
L5	-22°	0°	3.0	U ●●	16-L5-8U	16-L5-2U	26-L5-8U	26-L5-2U
L5 w/hook	-22°	0°	3.0	R ●	16-L5-8RK	16-L5-2RK	26-L5-8RK	26-L5-2RK
				L ●	16-L5-8LK	16-L5-2LK	26-L5-8LK	26-L5-2LK

10 pcs / pack



Kit Roth - Pad-Base

UPPER / LOWER 5-5	.018	.022
U/L 3 w/hook	16K-3-18-01	16K-3-22-01
U/L 3/4/5 w/hook	16K-345-22-01	16K-345-22-01

20 pcs / pack - 1 case

Kit Roth - Mesh-Base

UPPER / LOWER 5-5	.018	.022
U/L 3 w/hook	26K-3-18-01	26K-3-22-01
U/L 3/4/5 w/hook	26K-345-22-01	26K-345-22-01

20 pcs / pack - 1 case

● Merce disponibile / Goods available
 ● Merce a richiesta / Goods on request

Attacchi Elysium / Elysium Brackets - Low Friction

MBT

					Pad-Base		Mesh-Base	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)		.018	.022	.018	.022
U1	17°	4°	3.9	R ● L ●	18-U1-8R 18-U1-8L	18-U1-2R 18-U1-2L	28-U1-8R 28-U1-8L	28-U1-2R 28-U1-2L
U2	10°	8°	3.3	R ○ L ○	18-U2-8R 18-U2-8L	18-U2-2R 18-U2-2L	28-U2-8R 28-U2-8L	28-U2-2R 28-U2-2L
U3 w/hook	-7°	8°	3.3	R ● L ●	18-U3-8RK 18-U3-8LK	18-U3-2RK 18-U3-2LK	28-U3-8RK 28-U3-8LK	28-U3-2RK 28-U3-2LK
U3 w/hook	0°	8°	3.3	R ● L ●	18-U3-8RK0 18-U3-8LK0	18-U3-2RK0 18-U3-2LK0	28-U3-8RK0 28-U3-8LK0	28-U3-2RK0 28-U3-2LK0
U4-U5	-7°	0°	3.5	U ●●	18-U4-8U 18-U4-8L	18-U4-2U 18-U4-2L	28-U4-8U 28-U4-8L	28-U4-2U 28-U4-2L
U4-U5 w/hook	-7°	0°	3.0	R ● L ●	18-U4-8RK 18-U4-8LK	18-U4-2RK 18-U4-2LK	28-U4-8RK 28-U4-8LK	28-U4-2RK 28-U4-2LK
LOWER								
L1-L2	-6°	0°	2.6	U ●●	18-L1-8U 18-L1-8L	18-L1-2U 18-L1-2L	28-L1-8U 28-L1-8L	28-L1-2U 28-L1-2L
L3 w/hook	-6°	3°	3.5	R ● L ●	18-L3-8RK 18-L3-8LK	18-L3-2RK 18-L3-2LK	28-L3-8RK 28-L3-8LK	28-L3-2RK 28-L3-2LK
L3 w/hook	0°	3°	3.5	R ● L ●	18-L3-8RK0 18-L3-8LK0	18-L3-2RK0 18-L3-2LK0	28-L3-8RK0 28-L3-8LK0	28-L3-2RK0 28-L3-2LK0
L4	-12°	0°	3.5	U ●●	18-L4-8U 18-L4-8L	18-L4-2U 18-L4-2L	28-L4-8U 28-L4-8L	28-L4-2U 28-L4-2L
L4 w/hook	-12°	0°	3.5	R ● L ●	18-L4-8RK 18-L4-8LK	18-L4-2RK 18-L4-2LK	28-L4-8RK 28-L4-8LK	28-L4-2RK 28-L4-2LK
L5	-17°	0°	3.5	U ●●	18-L5-8U 18-L5-8L	18-L5-2U 18-L5-2L	28-L5-8U 28-L5-8L	28-L5-2U 28-L5-2L
L5 w/hook	-17°	0°	3.5	R ● L ●	18-L5-8RK 18-L5-8LK	18-L5-2RK 18-L5-2LK	28-L5-8RK 28-L5-8LK	28-L5-2RK 28-L5-2LK
10 pcs / pack								

Kit MBT - Pad-Base

UPPER / LOWER	5-5	.018	.022
U/L 3 w/hook		18K-3-18-01	18K-3-22-01
U/L 3/4/5 w/hook		18K-345-18-01	18K-345-22-01
20 pcs / pack - 1 case			

Kit MBT - Mesh-Base

UPPER / LOWER	5-5	.018	.022
U/L 3 w/hook		28K-3-18-01	28K-3-22-01
U/L 3/4/5 w/hook		28K-345-18-01	28K-345-22-01
20 pcs / pack - 1 case			

Edgewise


UPPER / LOWER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)	.018	.022
U1	0°	0°	3.5	16-CENT-18	16-CENT-22
U2	0°	0°	3.0	16-LAT-18	16-LAT-22
U3 / L3	0°	0°	3.3	16-CUSP-18	16-CUSP-22
U4-5 / L4-5	0°	0°	3.0	16-BIC-18	16-BIC-22
L1 / L2	0°	0°	2.5	16-ANT-18	16-ANT-22
1 pc / pack					

Il sistema è specificatamente studiato per trarre il massimo vantaggio dal principio di Pareto. Eliminando le superfici di contatto superflue, si ottiene una riduzione dell'80% del contatto tra filo e slot ed il restante 20% lavora alla massima efficienza, riducendo l'attrito e permettendo un torque precoce.


The system is specifically intended to get the best result from Pareto's principle. Eliminating the unnecessary surface, it's possible to get a 80% reduction of the contact between wire and slot.

Slot Inferiore Angolato Angled lower slots


- Low Friction -



Slot Laterali Smussati Angled side slot



vista Frontale / Front view



vista Profilo / Side view



Pad - Base

Il Design avanzato dell'Anchor-Lock Pad è caratterizzato da minuscoli piloni che fungono da robuste ancore incorporate nel composito.

- Rifinitura EDM sui 5 lati del pilone per massimizzare la ritenzione dell'attacco;
- I piloni sono progettati per formare un angolo acuto relativo al torque.

The technologically advanced design Anchor-Lock Pad base features miniature pylons that function like sturdy anchors embedded firmly into the adhesive.

- EDM finish on all 5 pylon surface to maximize brackets retention.
- Pylons are designed at an acute angle relative to the torque.

Mesh - Base

Una tradizionale rete intrecciata, fusa alla basetta, per fornire un'adesione sicura e un ottimo legame con l'adesivo.

A traditional woven mesh fused to the base provides secure bonding.

Attacchi Bright V-slot / Bright V-slot brackets

La linea Bright V-slot completa la gamma delle possibilità tecniche disponibili oggi in commercio; l'alta qualità dell'attacco permette di soddisfare a pieno tutte le esigenze funzionali e al comfort del paziente.

Bright line is a further technical possibility; high quality brackets to accomplish functional needs and patient comfort.

Roth Bright

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018		.022	
			RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	12°	5°	VSRUR118 ●	VSRUL118 ●	VSRUR122 ●	VSRUL122 ●
U2	8°	9°	VSRUR218 ●	VSRUL218 ●	VSRUR222 ●	VSRUL222 ●
U3 w/hook	0°	11°	VSRUR319 ●	VSRUL319 ●	VSRUR323 ●	VSRUL323 ●
U4,5	-7°	0°	VSRU418 ●●		VSRU422 ●●	
U4,5 w/hook	-7°	0°	VSRUR419 ●	VSRUL419 ●	VSRUR423 ●	VSRUL423 ●
LOWER						
L1/L2	0°	0°	VSRL118		VSRL122	
L3 w/hook	-11°	5°	VSRLR319 ●	VSRL419 ●	VSRLR323 ●	VSRL423 ●
L4	-17°	0°	VSRL418 ○○		VSRL422 ○○	
L4 w/hook	-17°	0°	VSRLR419 ●	VSRL419 ●	VSRLR423 ●	VSRL423 ●
L5	-22°	0°	VSRL518 ●●		VSRL522 ●●	
L5 w/hook	-22°	0°	VSRLR519 ●●	VSRL519 ●●	VSRLR523 ●●	VSRL523 ●●
10 pcs / pack						

Attacco con slot verticale

V-slot Brackets



THK050
50 pcs / pack

Kit Roth Bright V-slot

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	KTVSR1935	KTVSR2335
U/L 3/4/5 w/hook	KTVSR1955	KTVSR2355
20 pcs / pack - 1 case		

Kit Dual Dimension

.018 U/L 1,2	.022 U/L 3,4,5
U/L 3 w/hook	KTVSRD2335
U/L 3-4-5 w/hook	KTVSRD2355
20 pcs / pack - 1 case	

Attacchi Bright Alexander / Bright Alexander brackets

Alexander

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018	
			RIGHT	LEFT
U1	12°	5°	RXAUR118 ●	RXAUL118 ●
U2	8°	9°	RXAUR218 ●	RXAUL218 ●
U2 w/hook			RXAUR219 ●	RXAUL219 ●
U3	-3°	10°	RXAUR318 ●	RXAUL318 ●
U3 w/hook			RXAUR319 ●	RXAUL319 ●
U4 / U5	-7°	0°	RXAUR418 ●	RXAUL418 ●
U3 w/hook			RXAUR419 ●	RXAUL419 ●
LOWER				
L1/L2	-5°	0°	RXALR118	
L1 / L2 w/hook			RXALR119	
L3	-7°	6°	RXALR318 ●	RXALL318 ●
L3 w/hook			RXALR319 ●	RXALL319 ●
L4	-11°	0°	RXALR418 ●	RXALL418 ●
L4 w/hook			RXALR419 ●	RXALL419 ●
L5	-17°	0°	RXALR518 ●●	RXALL518 ●●
L5 w/hook			RXALR519 ●●	RXALL519 ●●
10 pcs / pack				



Kit Alexander

UPPER / LOWER	.018
w/hook	KTRXA1855
U/L 2 w/hook	KTRXA1925
U/L 3 w/hook	KTRXA1935
U/L 36-4-5 w/hook	KTRXA1955
20 pcs / pack - 1 case	

Attacchi Eclipse Smart Active / Eclipse Smart Active Brackets

Il brackets autolegante Eclipse Smart è definito di tipo interattivo poichè possiede una clip che entra nello slot e va ad interagire con archi rettangolari. Inoltre, può essere definito passivo in quanto i fili di piccolo spessore non interagiscono con le clip.


Eclipse Plus self-ligating bracket can be "interactive", as its clip enters the slot, interacting with rectangular archwires; it can also be "passive" as the smaller wires do not interact with the clip.

Clip Interattiva:

- Passive: .012 - .013 - .014 - .016 - .016 x .016 - .018 - .018 x .018

- Interactive: .016 x .022 - .020 - .020 x .020

- Active: .014 x .025 - .016 x .025 - .018 x .025 - .019 x .025 - .021 x .025



Roth				.018		.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	11°	5°	2.9	103-11	103-21	113-11	113-21
U2	8°	9°	2.7	103-12	103-22	113-12	113-22
U3 w/hook	-2°	8°	2.95	103-13H	103-23H	113-13H	113-23H
U4 w/hook	-7°	0°	2.95	103-14H	103-24H	113-14H	113-24H
U5 w/hook	-7°	0°	2.95	103-15H	103-25H	113-15H	113-25H
LOWER							
L1/L2	0°	0°	2.5	103-41/42	103-31/32	113-41/42	113-31/32
L3 w/hook	-11°	7°	2.95	103-43H	103-33H	113-43H	113-33H
L4 w/hook	-17°	0°	2.95	103-44H	103-34H	113-44H	113-34H
L5 w/hook	-17°	0°	2.95	103-45H	103-35H	113-45H	113-35H
1 pc / pack							

Kit Roth

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3/4/5 w/hook	103-553	113-553
20 pcs / pack - 1 case		

MBT				.018		.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	2.9	123-11	123-21	133-11	133-21
U2	10°	8°	2.7	123-12	123-22	133-12	133-22
U3 w/hook	-0°	8°	2.95	123-13H	123-23H	133-13H	133-23H
U4 w/hook	-7°	0°	2.95	123-14H	123-24H	133-14H	133-24H
U5 w/hook	-7°	0°	2.95	123-15H	123-25H	133-15H	133-25H
LOWER							
L1/L2	-6°	0°	2.5	123-41/42	123-31/32	133-41/42	133-31/32
L3 w/hook	0°	3°	2.95	123-43H	123-33H	133-43H	133-33H
L4 w/hook	-12°	0°	2.95	123-44H	123-34H	133-44H	133-34H
L5 w/hook	-12°	0°	2.95	123-45H	123-35H	133-45H	133-35H
1 pc / pack							

Kit MBT

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3/4/5 w/hook	123-553	133-553
20 pcs / pack - 1 case		

Tool for self-ligating brackets

Tool for self-ligating brackets	110-000
1 pc / pack	

Attacchi Eclipse Smart Passive / Eclipse Smart Passive Brackets

Gli attacchi Eclipse Self Ligating autoleganti, realizzati con tecnologia MIM (Metal Injection Moulding), sono dotati di una chiusura scorrevole sullo slot che permette di posizionare l'arco in maniera pratica e veloce. Presentano una basetta romboidale per facilitare il posizionamento e sono disponibili nelle prescrizioni Roth - MBT 018 e 022.

Eclipse Self Ligating Brackets are endowed of a special clip that allows easy and fast archwires placement, avoiding the frictions usually generated between arch and ligatures ties; it reduces plaque accumulation. The brackets are realized with MIM (metal injection moulding) technology and nickel free steel. They have a rhomboid base to enable easy placement. Roth / MBT - .018 and .022 slots available.

Roth

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	12°	5°	3.0	211-11	211-21	221-11	221-21
U2	8°	9°	2.8	211-12	211-22	221-12	221-22
U3 w/hook	-2°	13°	3.0	211-13HK	211-23HK	221-13HK	221-23HK
U4 / U5	-7°	0°	3.0	211-14		221-14HK	
U4 w/hook	-7°	0°	3.0	211-14HK	211-24HK	221-14HK	221-24HK
U5 w/hook	-7°	0°	3.0	211-15HK	211-25HK	221-15HK	221-25HK
LOWER							
L1/L2	-1°	2°	2.6	211-31		221-31	
L3 w/hook	-11°	7°	3.0	211-43HK	211-33HK	221-43HK	221-33HK
L4	-17°	-1°	3.0	211-44		221-44HK	
L4 w/hook	-17°	-1°	3.0	211-44HK	211-34HK	221-44HK	221-34HK
L5	-22°	-1°	3.0	211-45		221-45HK	
L5 w/hook	-22°	-1°	3.0	211-45HK	211-35HK	221-45HK	221-35HK

1 pc / pack

Kit ROTH

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	211-00HK	221-00HK
U/L 3/4/5 w/hook	211-00BHK	221-00BHK

20 pcs / pack - 1 case

MBT

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018		.022	
			RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	311-11	311-21	321-11	321-21
U2	10°	8°	311-12	311-22	321-12	321-22
U3 w/hook	-7°	8°	311-13HK	311-23HK	321-13HK	321-23HK
U4 / U5	-7°	0°	311-14		321-14HK	
U4 w/hook	-7°	0°	311-14HK	311-24HK	321-14HK	321-24HK
U5 w/hook	-7°	0°	311-15HK	311-25HK	321-15HK	321-25HK
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	311-31		321-31	
L3 w/hook	-6°	3°	311-43HK	311-33HK	321-43HK	321-33HK
L4	-12°	2°	311-44		321-44HK	
L4 w/hook	-12°	2°	311-44HK	311-34HK	321-44HK	321-34HK
L5	-17°	2°	311-45		321-45HK	
L5 w/hook	-17°	2°	311-45HK	311-35HK	321-45HK	321-35HK

1 pc / pack

Kit MBT

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	311-00HK	321-00HK
U/L 3/4/5 w/hook	311-00BHK	321-00BHK

20 pcs / pack - 1 case



Attacchi Eclipse Smart Passive



Merce disponibile / Goods available

Merce a richiesta / Goods on request

Attacchi EasyClip Plus / EasyClip Plus Brackets

Gli attacchi EasyClip Plus, sono progettati da ortodontisti per un controllo totale ed il massimo comfort per il paziente. Design "gemellare" a basso profilo e forma romboidale per un posizionamento semplice. Il design del bracket permette una legatura passiva che riduce la frizione e migliora la meccanica di scorrimento. Non necessitano di strumenti speciali.

EasyClip Plus brackets are designed to get the highest comfort and the total control. "Twin" low profile design, with a rhomboid shape, to achieve an easy placement its design allows a passive ligature, which reduces friction and improves sliding. No special instrument is needed.

Damon				.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (MM)	RIGHT	LEFT
U1	15°	5°	.114"	300-72-1190	300-72-2190
U2	6°	9°	.110"	300-72-1290	300-72-2290
U3	7°	5°	.110"	300-72-1390	300-72-2390
U3 w/hook	7°	5°	.110"	300-72-1391	300-72-2391
U4 / U5	-11°	2°	.114"	300-72-1990	300-72-2990
U4 / U5 w/hook	-11°	2°	.114"	300-72-1991	300-72-2991
U4 / U5 w/hook & offset	-11°	2°	.114"	300-72-1930	300-72-2930
LOWER					
L1	-3°	2°	.102"	300-72-3190	300-72-4190
L2	-3°	4°	.102"	300-72-3290	300-72-4290
L3	7°	5°	.114"	300-72-3390	300-72-4390
L3 w/hook	7°	5°	.114"	300-72-3391	300-72-4391
L4 w/hook	-12°	4°	.114"	300-72-3492	300-72-4492
L4 w/hook & offset	-12°	4°	.114"	300-72-3493	300-72-4493
L5 w/offset	-17°	4°	.114"	300-72-3592	300-72-4592
L5 w/hook & offset	-17°	4°	.114"	300-72-3593	300-72-4593
1 pc / pack					

Kit Damon

UPPER / LOWER	.022
U/L 3/4/5 w/hook	6322-1345
20 pcs / pack - 1 case	

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.



Attacchi Eclipse Lingual / Eclipse Lingual Brackets

I brackets Eclipse Lingual, sono studiati per fornire al paziente il massimo comfort, rendendo il trattamento molto più delicato e sopportabile. Le caratteristiche principali sono: dimensioni ridotte, profilo più basso, superfici arrotondate per il massimo comfort del paziente. Mantiene l'igiene orale.

Eclipse lingual brackets are designed to offer the best comfort to the patient, making the treatment softer and tolerable. Their main characteristics are: - Small dimensions - Low profile - Rounded surface - Hygienic.

Kit Lingual brackets

UPPER / LOWER	LB-222-00
20 pcs / pack - 1 case	





Made in Italy

TRAZIONI DI SICUREZZA

Disponibili in 3 tipologie di forze / Available in 3 types of forces

Light 450gr - Medium 600gr - Heavy 750gr



Made in Italy





Bande Molari GX / Molar Bands

Le bande anatomiche Ortho World per molari e premolari, sono realizzate con il migliore acciaio medicale. Disponibili nelle misure da 1 a 32 per i molari mascellari e mandibolari e da 1 a 24 per i premolari (universali). La marchiatura a laser permette una facile identificazione delle misure mentre, l'interno sabbiato, permette un'ottima ritenzione ai cementi ortodontici. Garantiamo inoltre un'eccellente servizio di prepuntatura.

Anatomical bicuspid and molar bands, made with the best medical steel. Size 1 to 32 for molar bands; 1 to 24 for bicuspid bands (universal). Permanent laser identification markings and sandblasted for accurate cement adhesion. Dental World offers precision prewelding of bands.

Assortement Kit

band size	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Trial kit 80 pcs	-	-	-	-	-	2	2	4	4	4	6	6	10	10	10	6	6	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intro kit 100 pcs	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pro Kit.150 pcs	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	10	10	10	8	8	8	6	6	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Master Kit 300 pcs	4	4	6	6	6	8	8	14	14	16	16	18	18	18	18	16	16	14	14	8	8	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4

I Kit sono formati da 50% di bande destre e 50% di bande sinistre / 50 % right bands and 50% left bands

Molar Bands Kit

	Trial Kit 80 pcs.	Intro Kit 100 pcs.	Pro Kit 150 pcs.	Master Kit 300 pcs.
UPPER	KMBU180	KMBU1100	KMBU1150	KMBU1300
LOWER	KMBL180	KMBL1100	KMBL1150	KMBL1300

Bande Anatomiche GX / Anatomical bands



UL	MBUL1*
UR	MBUR1*

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25

* insert desired molar band size Ex. MBUL1 25



LL	MBLL1*
LR	MBLR1*

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25

* insert desired molar band size Ex. MBLL1 25

Bande Prepuntate GX / Prewelded bands



ROTH	Torque -10°	Offset 8°	.022"
UL	MBUL1* + WBT2210LG		
UR	MBUR1* + WBT2210RG		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25

* insert desired molar band size Ex. MBUL1 25



ROTH	Torque -25°	Offset 8°	.022"
LL	MBLL1* + WBT2225LG		
LR	MBLR1* + WBT2225RG		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25

* insert desired molar band size Ex. MBLL1 25



EDGEWISE	Torque 0°	Offset 0°	.022"
UL	MBUL1* + WBT2200LG		
UR	MBUR1* + WBT2200RG		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25

* insert desired molar band size Ex. MBUL1 25



EDGEWISE	Torque 0°	Offset 0°	.022"
LL	MBLL1* + WBT2200LG		
LR	MBLR1* + WBT2200RG		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25

* insert desired molar band size Ex. MBLL1 25



RICKETTS	Torque -10°	Offset 8°	.022"
UL	MBUL1* + WBT3810LG		
UR	MBUR1* + WBT3810RG		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25

* insert desired molar band size Ex. MBUL1 25



RICKETTS	Torque 0°	Offset 0°	.022"
LL	MBLL1* + WBT2800L		
LR	MBLR1* + WBT2800R		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25

* insert desired molar band size Ex. MBLL1 25

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Bande Premolari GX / Bicuspid Bands

Assortement Kit

UPPER																									
band size	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Intro kit 100 pcs	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	
Pro Kit.150 pcs	2	2	2	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8	8	6	4	4	2	2	

LOWER																										
band size	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Intro kit 100 pcs	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2		
Pro Kit.150 pcs	2	2	2	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8	8	6	4	4	2	2		

I Kit sono formati da 50% di bande destre e 50% di bande sinistre / 50 % right bands and 50% left bands

Bicuspid Bands Kit

	Intro Kit 100 pcs.	Pro Kit 150 pcs.
UPPER (size 1-24)	OUBBK100	OUBBK150
LOWER (size 3-26)	OLBBK100	OLBBK150

Ricambio 5pz.
OUBB*
OLBB*

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. OUBB 14

* insert desired premolar band size Ex. OUBB 14



Ortho World Tubi da puntare non convertibili / Non-convertible weldable tubes

I Tubi sono prodotti con tecnologia MIM di altissima qualità in confezioni da 10 pezzi. Possono essere forniti singolarmente o saldati sulle bande.

High quality and precision tubes realized with MIM technology. They can be purchased loose or pre-welded to our bands.



Single			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	0°	WBT1800R	WBT1800L	WBT1200R	WBT1200L
ROTH	-10°	8°	WBT1810R	WBT1810L	WBT1210R	WBT1210L
ROTH	-25°	8°	WBT1825R	WBT1825L	WBT1225R	WBT1225L
10 pcs / pack						



Double .045 Occlusal			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	0°	WBT2800RO	WBT2800LO	WBT2200RO	WBT2200LO
ROTH	-10°	8°	WBT2810RO	WBT2810LO	WBT2210RO	WBT2210LO
10 pcs / pack						



Double .045 Gingival			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	0°	WBT2800RG	WBT2800LG	WBT2200RG	WBT2200LG
ROTH	-10°	8°	WBT2810RG	WBT2810LG	WBT2210RG	WBT2210LG
ROTH	-25°	8°	WBT2825LG	WBT2825RG	WBT2225RG	WBT2225LG
10 pcs / pack						



Double Bioform			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
RICKETTS	0°	0°	WBT2800R	WBT2800L	-	-
10 pcs / pack						



Triple .045 gingival			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
RICKETTS	-10°	8°	WBT3810RG	WBT3810LG	-	-
10 pcs / pack						

Ortho World Tubi da puntare convertibili / *Convertible weldable tubes*



Single			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
ROTH	-10°	8°	WBT1810RC	WBT1810LC	WBT1210RC	WBT1210LC
ROTH	-25°	8°	WBT1825LC	WBT1825RC	WBT1225LC	WBT1225RC

10 pcs / pack



Single			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
MBT	-20°	0°	CS1-816	CS1-815	CS1-216	CS1-215

10 pcs / pack



Double auxiliary			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
ROTH	-25°	8°	WBT2825LC	WBT2825RC	WBT2225LC	WBT2225RC

10 pcs / pack



Double .045 occlusal			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	8°	WBT2800RCO	WBT2800LCO	WBT2200RCO	WBT2200LCO
ROTH	-10°	5°	WBT2810RCO	WBT2810LCO	WBT2210RCO	WBT2210LCO

10 pcs / pack



Double .045 gingival			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
ROTH	-25°	8°	WBT2825LCG	WBT2825RCG	WBT2225LCG	WBT2225RCG

10 pcs / pack



Doppio .045 gingival			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
MBT	-14°	10°	CC1-817	CC1-818	CC1-217	CC1-218

10 pcs / pack



Triple .045 occlusal			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
MBT	-14°	10°	CT1-807	CT1-808	CT1-207	CT1-208

10 pcs / pack



Triple .045 occlusal			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
ROTH	-10°	8°	WBT3810RCO	WBT3810LCO	WBT3210RCO	WBT3210LCO

10 pcs / pack

Ortho World Tubi da cementare non convertibili / *Bondable non-convertible tubes*

Prodotto di altissima qualità realizzato con tecnologia MIM, basetta ritentiva e con disegno anatomico, per adattarsi in maniera ottimale ai molari.

High quality product, manufactured with MIM technology. The bonding base are anatomically designed and contoured for positive adaptation to molars.



Single			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	8°	BBT18008R	BBT18008L	BBT12008R	BBT12008L
ROTH	-10°	8°	BBT18108R	BBT18108L	BBT12108R	BBT12108L
ROTH	-25°	5°	BBT18255R	BBT18255L	BBT12255R	BBT12255L
10 pcs / pack						



Double .045 occlusal			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	8°	BBT28008OR	BBT28008OL	BBT22008OR	BBT22008OL
ROTH	-10°	5°	BBT28108OR	BBT28108OL	BBT22108OR	BBT22108OL
10 pcs / pack						



Double Bioform			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
RICKETTS	0°	0°	BBT2800R	BBT2800L	-	-
10 pcs / pack						

Ortho World Tubi da cementare convertibili / *Bondable convertible tubes*



Single			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
ROTH	-10°	8°	BBT18108RC	BBT18108LC	BBT12108RC	BBT12108LC
ROTH	-25°	5°	BBT18255LC	BBT18255RC	BBT12255LC	BBT12255RC
10 pcs / pack						



Double			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
ROTH	-25°	5°	BBT28255LC	BBT28255RC	BBT22255LC	BBT22255RC
10 pcs / pack						



Double .045 occlusal			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
ROTH	-10°	8°	BBT28108ORC	BBT28108OLC	BBT22108ORC	BBT22108OLC
10 pcs / pack						



Double .045 gingival			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
ROTH	-10°	8°	BBT28108GRC	BBT28108GLC	BBT22108GRC	BBT22108GLC
10 pcs / pack						



Double .045 gingival			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
ROTH	-25°	5°	BBT28255GLC	BBT28255GRC	BBT22255GLC	BBT22255GRC
10 pcs / pack						

Tubi mini da cementare 1° & 2° molare / 1° & 2° molar bondable mini tube



Single non convertible			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	0°	61-711-11	61-711-21	61-712-11	61-712-21
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	61-721-11	61-721-21	61-722-11	61-722-21
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	61-721-31	61-721-41	61-722-31	61-722-41
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	61-731-11	61-731-21	61-732-11	61-732-21
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	61-731-31	61-731-41	61-732-31	61-732-41
10 pcs / pack						

Single			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	0°	NS2B-821	NS2B-822	NS2B-221	NS2B-222
10 pcs / pack						



Single			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
ROTH	-10°	0°	NS2B-831	NS2B-832	NS2B-231	NS2B-232
10 pcs / pack						

Single			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
MBT	-14°	0°	NS2B-835	NS2B-836	NS2B-235	NS2B-236
10 pcs / pack						

Single			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
ROTH / MBT	-25°	0°	NS2B-834	NS2B-833	NS2B-234	NS2B-233
10 pcs / pack						

BioLine Tubi da cementare nickel-free / Nickel free bondable tubes

I tubi BioLine Nickel-Free rappresentano l'unica alternativa per pazienti sensibili al Nickel.

Nickel-Free bondable tubes represent the alternative product for patients who experience sensitivity to Nickel products.



Single			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
MBT	-14°	8°	BBTM1814R	BBTM1814L	BBTM1214R	BBTM1214L
MBT	-20°	0°	BBTM1820L	BBTM1820R	BBTM1220L	BBTM1220R
5 pcs / pack						



Single			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
ROTH	-14°	10°	BBT1401	BBT1402	BBT1451	BBT1452
ROTH	-25°	4°	BBT1414	BBT1413	BBT1464	BBT1463
5 pcs / pack						

SENSITIVE
NICKEL-FREE
PATIENTS

Bande Molari TX / Molar Bands

Le bande anatomiche TX per molari, sono realizzate con il migliore acciaio medicale. Disponibili nelle misure da 29 a 44 per i molari mascellari e mandibolari. La marchiatura a laser permette una facile identificazione delle misure mentre, l'interno sabbiato, permette un'ottima ritenzione ai cementi ortodontici. Garantiamo inoltre un'eccellente servizio di prepuntatura.

Molar anatomical bands, made with the best medical steel. Sizes 29 to 44. Permanent laser identification markings and sandblasted for accurate cement adhesion. Dental World offers precision prewelding of bands.

Assortement Kit

band size	29.5	30	30.5	31	31.5	32	32.5	33	33.5	34	34.5	35	35.5	36	36.5	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44
Trial kit 80 pcs	-	-	-	-	-	2	2	4	4	4	6	6	10	10	10	6	6	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro Kit.150 pcs	2	2	2	2	2	2	4	4	6	8	10	10	10	12	12	12	10	8	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Master Kit 300 pcs	8	8	8	8	8	8	16	16	24	32	40	40	40	40	48	48	40	32	24	16	16	16	8	8	8	8	8	8	8	8

Molar Bands Kit

	Trial Kit 80 pcs.	Pro Kit 150 pcs.	Master Kit 300 pcs.
UPPER	KMBEU180	KMBEU1150	KMBEU1300
LOWER	KMBEL180	KMBEL1150	KMBEL1300

Bande Anatomiche TX / Anatomical bands



UL	MBEUL1*
UR	MBEUR1*

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBEUL1 29.5
* insert desired molar band size Ex. MBEUL1 29.5



LL	MBELL1*
LR	MBELR1*

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBELL1 29.5
* insert desired molar band size Ex. MBELL1 29.5

Bande Prepuntate TX / Prewelded bands

Le bande TX possono essere prepuntate a scelta con i tubi sotto elencati, nelle varie tecniche. Per i kit e i ricambi, basta aggiungere alla fine del codice il riferimento del tubo scelto.

(Es. MBEUL129 + 64-611-12)
banda + doppio tubo

Bands can be prewelded with different technique tubes. For kit and refills, add tube reference at the end of code
(Es. MBEUL129 + 64-611-12)
band + double tube



ROTH	Torque -10°	Offset 8°	.022"
UL	MBEUL1* + 64-622-22		
UR	MBEUR1* + 64-622-12		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBEUL1 29.5
* insert desired molar band size Ex. MBEUL1 29.5



ROTH	Torque -25°	Offset 5°	.022"
LL	MBELL1* + 64-622-32		
LR	MBELR1* + 64-622-42		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBELL1 29.5
* insert desired molar band size Ex. MBELL1 29.5



MBT	Torque -14°	Offset 10°	.022"
UL	MBEUL1* + 64-622-22		
UR	MBEUR1* + 64-622-12		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBEUL1 29.5
* insert desired molar band size Ex. MBEUL1 29.5



MBT	Torque -20°	Offset 0°	.022"
LL	MBELL1* + 64-632-32		
LR	MBELR1* + 64-632-42		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBELL1 29.5
* insert desired molar band size Ex. MBELL1 29.5

Eclipse Tubi da puntare / *Weldable tubes*



Single non convertible			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	0°	63-611-11	63-611-21	63-612-11	63-612-21
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	63-621-11	63-621-21	63-622-11	63-622-21
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	63-621-31	63-621-41	63-622-31	63-622-41
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	63-631-11	63-631-21	63-632-11	63-632-21
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	63-631-31	63-631-41	63-632-31	63-632-41
10 pcs / pack						



Single convertible			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	64-621-11	64-621-21	64-622-11	64-622-21
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	64-621-41	64-621-31	64-622-41	64-622-31
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	64-631-11	64-631-21	64-632-11	64-632-21
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	64-631-41	64-631-31	64-632-41	64-632-31
10 pcs / pack						



Double convertible .045 gingival			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	0°	64-611-12	64-611-22	64-612-12	64-612-22
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	64-621-12	64-621-22	64-622-12	64-622-22
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	64-621-32	64-621-42	64-622-32	64-622-42
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	64-631-12	64-631-22	64-632-12	64-632-22
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	64-631-32	64-631-42	64-632-32	64-632-42
10 pcs / pack						



Triple convertible .045 occlusal			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	64-621-13	64-621-23	64-622-13	64-622-23
MBT - MAXILLARY	-14°	0°	64-631-13	64-631-23	64-632-13	64-632-23
10 pcs / pack						

Eclipse Tubi da cementare / *Bondable tubes*



Single non convertible			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	0°	61-611-11	61-611-21	61-612-11	61-612-21
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	61-621-11	61-621-21	61-622-11	61-622-21
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	61-621-31	61-621-41	61-622-31	61-622-41
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	61-631-11	61-631-21	61-632-11	61-632-21
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	61-631-31	61-631-41	61-632-31	61-632-41
10 pcs / pack						



Double convertible .045 gingival			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
EDGEWISE	0°	0°	62-611-12	62-611-22	62-612-12	62-612-22
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	62-621-12	62-621-22	62-622-12	62-622-22
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	62-621-32	62-621-42	62-622-32	62-622-42
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	62-631-12	62-631-22	62-632-12	62-632-22
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	62-631-32	62-631-42	62-632-32	62-632-42
10 pcs / pack						



Triple convertible .045 occlusal			.018x.025		.022x.028	
	TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	62-621-13	62-621-23	62-622-13	62-622-23
MBT - MAXILLARY	-14°	0°	62-631-13	62-631-23	62-632-13	62-632-23
10 pcs / pack						

Accessori per bande / *Band attachments*

Lingual Sheaths



Realizzati per accettare Barre Palatali, Quad Helix o altri format removibili con diametri fino a .036" x .072". Devono essere assicurati con una legatura metallica o elastica per evitare che vengano ingeriti.

Designed to accept palatal bars, Quad Helix appliances and other removable appliances incorporating .036" x .072" distal engagement ends. To be locked with metal or elastomeric ligature ties.



W/Hook	
Lingual Sheaths left	WLS055L
Lingual Sheaths right	WLS055R

W/OHook	
Universal	WLS155
10 pcs / pack	



Lingual Cleat

Ideali per agganciare legature metalliche o elastiche.

Ideal for metal and elastomeric ligatures.



Cleat linguale short	WLCSHORT
Cleat linguale long	WLCLONG
10 pcs / pack	

Brackets da puntare / *Weldable brackets*

Brackets da puntare su bande evadibili nelle prescrizioni ROTH ed EDGEWISE.

Weldable Brackets - Roth and Edgwise technique.

Bicuspid Brackets

ROTH

	TORQUE	OFFSET	.018"	.022"
Upper	-7°	0°	WRRXU518	WRRXU522
Lower	-17°	0°	WRRXL418	WRRXL422
Lower, 2nd Bicuspid	-22°	10°	WRRXL518	WRRXL522
10 pcs / pack				

STANDARD

	TORQUE	OFFSET	.018"	.022"
Universal	0°	0°	WEDBR18	WEDBR22
10 pcs / pack				

Molar Brackets

STANDARD EDGEWISE

	TORQUE	OFFSET	.018"	.022"
Brackets Convertible	0°	0°	EDSWMBC018	EDSWMBC022
Brackets Non-Convertible	0°	0°	EDSWMB018	EDSWMB022
10 pcs / pack				



PUNTATRICE

ORTODONTICA


- PUNTATURA / *WELDING*
- BRASATURA / *BRAZE WELDING*
- PUNTATURA A FREQUENZA / *FREQUENCY WELDING*
- RISCALDAMENTO E TEMPRA DEI FILI / *WIRE HEAT TREATMENT*

Bande e Tubi / Bands and Tube



☒ Merce disponibile / Goods available

☐ Merce a richiesta / Goods on request



Ortho Flow™

Ortho Flow™, composito fotopolimerizzante per il bonding diretto di brackets in metallo o ceramica; particolarmente indicato anche per retainers. Questo prodotto non necessita dell'applicazione dell'adesivo sulla superficie dello smalto, riducendo così notevolmente i tempi alla poltrona.

Light Curing composite for ceramic and metal brackets bonding, also indicated for retainers. Ortho Flow™ doesn't require any bonding agent on enamel surface.




Ortho Flow™ viene usato senza l'ausilio dell'adesivo. Riducendo notevolmente i tempi di bonding alla poltrona.

Ortho Flow™ doesn't require any bonding agent on enamel surface.



Ortho Flow

Ric. 1 syringes x 2 gr.	00340174
Kit 4 syringes x 2 gr. + 40 tips	00340144



Vedi pubblicazioni: Angle orthodontic vol.75 n. 3, 2005 - Angle orthodontic vol.75 n. 4, 2005

Composito fotopolimerizzante Light curing composite

One Step Composito fotopolimerizzante, sistema adesivo per attacchi in metallo, ceramica e plastica. Il composito ha una fluidità che elimina il problema della fluttuazione dell'attacco.

One Step light curing composite for bonding plastic, metal or porcelain brackets. It flows well and eliminates bracket flotation.



Extreme Light curing composite

Kit syringes 4x5gr., bonding 7ml, etchant 7ml + acc.	OAO12-020
1 syringe 5gr.	OAO12-031
Light curing bonding 7ml	OAO12-032
Liquid Etch (no gel) 7ml	012-000

Composito Foto per bande BLU Light cure band cement (BLUE)

One Step Composito fotopolimerizzante indicato per la cementazione di bande, o altre applicazioni ortodontiche tipo rialzi. Molto resistente, si lega chimicamente allo smalto e ai metalli.

One Step light curing composite suited for cementing bands and other orthodontic appliance. Very resistant, it chemically bonds to enamel and metals.



Extreme Light cure band cement

Kit syringes 4x5 gr.	OAO13-031
1 syringe 5gr.	OAO15-036

A rilascio di Fluoro
Contains fluoride

Composito Auto One Step / Auto Curing Composite

One Step Composito autopolimerizzante, sistema adesivo per attacchi in metallo e ceramica. Il composito, altamente riempitivo, ha una viscosità e fluidità che elimina il problema della fluttuazione dell'attacco. La catalizzazione del composito avviene per contatto, garantisce 40 secondi per il posizionamento e indurisce completamente entro 5 minuti.

Auto Curing composite for bonding metal and ceramic brackets. The highly filled paste features a tacky viscosity that flows well and eliminates brackets flotation. The catalyst system sets on contact and gets maximum strength within five minutes.



Extreme One Step Kit capsule

Kit compules 40x0,35gr. OA011-CPS




Extreme One Step primer

Primer 12ml	AOA11-34
Liquid Etch (no gel) 7ml	012-000



Extreme One Step Kit syringe

syringes 4x5gr.	OA011-021
1 syringe 5 gr.	OA011-019



Extreme One Step brushes

long brushes 50 pcs / pack 030-020



Extreme One Step compules refill

Capsule 40 pcs da 0,35gr. OA011-CPSRIC

Cemento vetro ionomerico / Glass ionomer cement

Cemento vetro ionomerico progettato per la cementazione di applicazioni ortodontiche.

Glass ionomer cement designed as a multi-purpose final cement for the cementation of orthodontic applications.

Extreme Glass ionomer cement

Kit 18gr. powder + 17,5 liquid	010-020
18gr. powder	010-021
17,5ml. liquid	010-022



A rilascio di Fluoro

Contains fluoride

Mordenzante ortofosforico / Phosphoric acid etching agent

Over Etch (Acido ortofosforico al 35%) è un condizionatore smalto dentinale con una particolare viscosità ed una appropriata tissotropia. Over Etch è stato progettato per non causare alcun inconveniente durante la fase di mordenzatura, consentendone il posizionamento in maniera non invasiva, in qualsiasi punto, grazie alla sua particolare consistenza non gelatinosa.

Over Etch (35% Phosphoric acid) is a dental etching agent of viscous solution type, with thixotropic properties. Over Etch is designed to have a minimal cloggy effect during etching and to easily get all areas.



Over Etch

Over Etch 30ml x 1 syr.	0000172
Over Etch kit 1,2ml x 4 syr.	0000173



- Merce disponibile / Goods available
- Merce a richiesta / Goods on request

Aromatizzante per Alginato

Alginate Flavoring

Aromatizzante al sapore di frutta; aiuta a migliorare il gusto dell'alginato durante la presa delle impronte dentali.

Alginate flavoring, fruity; makes taking an impression more pleasant for the patients.



Alginate Flavoring

Banana	ALFLBN
Bubblegum	ALFLBB
Cola	ALFLCO
Lemon	ALFLLM
Orange	ALFLOR
Peppermint	ALFLPP
Strawberry	ALFLST
1 bottle 2oz.	

Alginboy alginato ortodontico

Orthodontic alginate

Alginboy alginato ortodontico di elevata resistenza per impronte dentali di precisione. E' possibile colare il modello anche dopo 5 giorni.

High resistant orthodontic alginate for precise impression, it is possible to braze the model even after 5 days.



Orthodontic alginate

Alginboy plastic tin	001060
Alginboy bag	001061
450 gr.	

Gel di Fluoro

Fluoride Gel

Gel di Fluoro, trattamento per la prevenzione della placca e delle carie; aiuta ad eliminare l'ipersensibilità dopo i trattamenti ortodontici.

Fluoride gel, intended for plaque and caries prevention; it helps eliminating hypersensitivity after orthodontic treatments.



Fluoride gel

Strawberry	004-0402-001
Mint	004-0102-001
1 pc / pack	

Kit ortodontico prevenzione

Orthodontic prophylaxis kit

Kit ortodontico con Spazzolino ortodontico + Specchietto + Filo Interdentale + Cera Ortodontica + Spazzolino da viaggio + Clessidra + Scovolino + Dental Floss

The kit contains orthodontic tooth brush + hand mirror + dental floss + orthodontic wax + travel tooth brush + hourglass + interproximal brushes



Orthodontic Kit

Orthodontic kit	KP5024
1 kit	

Spazzolino - Scovolino / Travel Tooth brushes - Interproximal brushes

1- Spazzolini da viaggio richiudibili, con manico in gomma. Confezione con colori assortiti: rosso-verde-viola-blu.

Resealable travel toothbrushes, rubber handle, mixed color: red-green-violet and blue.



Travel Tooth brushes

Red-Green-Violet-Blue	44003
12 pcs / pack	

2- Scovolino interprossimale con cappuccio e manico con impugnatura ergonomica. Disponibile nei colori Blu e Verde.

Interproximal brushes with cap, ergonomic handle. Available color: blue and green.



Interproximal brushes

Blue	20046
Green	20047
12 pcs / pack	

■ Merce disponibile / Goods available
■ Merce a richiesta / Goods on request



Fili e Tubi elastici / Elastomeric tubes and wires

Fili e tubi elastici progettati per massimizzare la funzionalità del prodotto e l'efficienza del trattamento ortodontico; sono realizzati in materiali di grado medicale superiore.

Medical grade elastomers, designed to heighten product functionality and efficiency of treatment.



Filo Liscio



Tubo Elastico



Filo Ruvido

Elastic Thread- Solid

Ø	.25"	.30"
Grey	ETGY025	ETGY030
Clear	ETCL025	ETCL030

1 pc / pack

Elastic Thread-Hollow

Ø	.25"	.30"
Grey	TBGY025	TBGY030
Clear	TBCL025	TBCL030

1 pc / pack

Slip-Not Thread-Solid

Ø	.25"	.30"
Grey	SNTGY025	SNTGY030
Clear	SNTCL025	SNTCL030

1 pc / pack

Fulcro di rotazione / Rotation wedge

Fulcro di rotazione, accessorio indispensabile per amministrare forze e rotazioni, là dove si desidera.

Rotation wedge fits beneath the archwire to administer rotation forces where desired.

Rotation wedge

Grey	RWPGY
Clear	RWPCL

100 pcs / pack



Tubo di protezione / Protective tubing

Tubo di protezione indispensabile per la protezione della mucosa.

Ideal for mucosa protection.

Protective tubing

Ø	.018"	.027"	.046"
Grey	ASPTG018	ASPTG027	ASPTG046
Clear	ASPTC018	ASPTC027	ASPTC046


1 pc / pack



Separatori elastici / Elastomeric separators

Separatori radiopachi impiegati prima dell'inserimento delle bande.

Radiopaque separators used before band insertion.



Elastomeric separators

Blue	044-01
------	--------

1000 pcs / pack



Separator Plier

Plier	PL-360
-------	--------



Safe-seps separators

Blue	500-004
------	---------

960 pcs / pack



Radiopaque separators


Blue	ROSP1000
------	----------

1000 pcs / pack

Ortho World Catenelle elastiche / Elastomeric Chains

Le catenelle elastiche hanno caratteristiche di precisione, memoria e stabilità del colore eccellenti, rispetto alle catenelle tradizionali. Disponibili oltre che nei colori classici (trasparente e grigio), anche in 31 colori diversi a scelta.

Elastomeric chains offer superior memory and precision with excellent colour stability. Clear, Grey or in 31 different colours.



SENSITIVE
PATIENTS
LATEX-FREE

.026" thickness

Continuous	Short	Long
CDL**	SDL**	LDL**
15 ft. spool (4,57mt.)		

** indicano il colore / add colour code

Ex. "CLEAR continuous chain": CDLCL

PEARL PL	GLOW GW	NEON GREEN NG	PEARL GREEN PG	GLOW BLUE GB	PEARL BLUE PB	LAVENDER LV	MAROON MA
CLEAR CL	DARK GREY GY	MET. SILVER SV	MET. GOLD GD	MET. PURPLE PP	MET. RED MR	MET. BLUE MB	ROYAL BLUE RB
LT. SKY BLUE LS	DEEP SKY BLUE DS	NAVY BLUE NB	GREEN GR	TRANS. GREEN TG	RUBY RED RR	TURQUOISE TQ	WHITE WT
	FUCHSIA FU	BLACK BK	ORANGE OR	YELLOW YW	HOT PINK PK	TOOTH TC	SMOKE SM



SLIM .018" thickness

	Continuous	Short	Long
Clear	CDLCLT	SDLCLT	LDLCLT
Grey	CDLSVT	SDLSVT	LDLSVT
15 ft. spool (4,57mt.)			

SENSITIVE
PATIENTS
LATEX-FREE

Eclipse Catenelle elastiche / Elastomeric Chains

Realizzate in materiale di ottima qualità, garantiscono una lunga durata nel tempo, sia nella stabilità del colore, che nella resistenza alle macchie. Sono disponibili nelle classiche colorazioni trasparente e grigia.

Made with high quality material, Eclipse chains grant long time durability and colour stability. Grey and Clear colour available.



.026" thickness

	Continuous	Short	Long
Clear	003-01	002-01	001-01
Grey	003-02	002-02	001-02
Light Pink	003-03	002-03	001-03
Green Lime	003-06	002-06	001-06
Bordeaux	003-11	002-11	001-11
Pink Bubble	003-13	002-13	001-13
Aqua	003-17	002-17	001-17
Metal Purple	003-29	002-29	001-29
15 ft. spool (4,57mt.)			

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Ortho World legature elastiche / Elastomeric ligature Ties

Legature Ortho World, realizzate con un polimero di grado medicale privo di lattice; sono confezionate in buste da 46 sticks, da 22 legature. Il design si caratterizza per la forma arrotondata, che rende la legatura estremamente confortevole. E' un prodotto che non assorbe macchie e non sbiadisce nel tempo. Il diametro delle legature è da .120.

Made with a latex-free medical polymer, packed in 46 sticks/bag - 22 ties per stick. Round design for extreme comfort. Diameter .120.



SENSITIVE
LATEX
FREE



Ligature Gun

Gun	EI-850
-----	--------

Elastomeric Ligatures

VT ** 46

46 sticks bag

** indicano il colore / add colour code

Ex. "CLEAR ligature" : VTCL46

PEARL PL	GLOW GW	NEON GREEN NG	PEARL GREEN PG	GLOW BLUE GB	PEARL BLUE PB	LAVENDER LV	MAROON MA
CLEAR CL	DARK GREY GY	MET. SILVER SV	MET. GOLD GD	MET. PURPLE PP	MET. RED MR	MET. BLUE MB	ROYAL BLUE RB
LT. SKY BLUE LS	DEEP SKY BLUE DS	NAVY BLUE NB	GREEN GR	TRANS. GREEN TG	RUBY RED RR	TURQUOISE TQ	WHITE WT
MIXED AS	FUCHSIA FU	BLACK BK	ORANGE OR	YELLOW YW	HOT PINK PK	TOOTH TC	SMOKE SM

Legature elastiche / Elastomeric ligatures Ties

Legature elastiche, dotate di una eccellente capacità elastica; prodotte con un ottimo elastomero per garantire prestazioni di lunga durata. Sono disponibili nei classici colori: trasparente e grigio.


Excellent elastomeric property, for long time durability. Clear and Grey.

MIXED 00	CLEAR 27	SILVER 26	LIGHT PINK 28	GREEN LIME 29
RED 34	LIGHT BLUE 32	MET. BLUE 30	ORANGE 31	YELLOW 33

Made in Italy

Eclipse Ligatures Ties

Silver	AA01326
Clear	AA01327
Light Pink	AA01328
Green Lime	AA01329
Metal Blue	AA01330
Orange	AA01331
Light Blue	AA01332
Yellow	AA01333
Assorted	AA01300
26 ties for 40 sticks	



OverTie Ligature Ties

Silver	AA01326W
Clear	AA01327W
Light Pink	AA01328W
Green Lime	AA01329W
Metal Blue	AA01330W
Orange	AA01331W
Light Blue	AA01332W
Yellow	AA01333W
Assorted	AA01300W
100 ties for 10 circle	



Legature elastiche precaricate / Pre-loaded ligatures

Legature elastiche precaricate, possono essere sostituite alle legature metalliche e vengono distribuite in due misure.

Pre-loaded elastic ligatures may replace metal ligatures. Available in two sizes.

Pre-loaded ligatures

	.110	.120
Clear	CCL10	CCL20
Grey	CGY10	CGY20
1000 pcs / pack		



Merce disponibile / Goods available

Merce a richiesta / Goods on request

Elastici Intraorali - Extraorali / Intraoral and Extraoral latex elastics

Elastici intra/extra orali, prodotti in puro lattice di grado chirurgico, per avere un'alta elasticità ed assicurare forze precise e costanti. Per un'immediata identificazione, ogni diametro ha un colore identificativo sulla bustina, mentre la misura e la forza sono identificabili mediante un'immagine e un nome. Sono fornibili in un dispenser da 50 bustine o da confezioni da 10 bustine.

Intraoral and extraoral latex elastics, manufactured from the finest surgical grade latex to ensure reliable force delivery. 100 elastics in a pouch, also available in 50 packs or 10 packs carton.

Intraoral Elastics

		1/8" (3,18mm) Orange Bag		
		Figures	Amber - 50pz.	Amber - 10pz.
Light	2.5 oz. (70,88g)	Leprechaun	18LTAM	18LTAM-10pz.
Medium	4.5 oz. (127,58g)	Dragon	18MDAM	18MDAM-10pz.
Heavy	6.5 oz. (184,28g)	Wizard	18HVAM	18HVAM-10pz.

		3/16" (4,77mm) Blue bag		
		Figures	Amber - 50pz.	Amber - 10pz.
Light	2.5 oz. (70,88g)	Frog Prince	36LTAM	36LTAM-10pz.
Medium	4.5 oz. (127,58g)	Genie	36MDAM	36MDAM-10pz.
Heavy	6.5 oz. (184,28g)	Unicorn	36HVAM	36HVAM-10pz.
Extra Heavy	8.5 oz. (240,98g)	Gnome	36XHAM	36XHAM-10pz.

		1/4" (6,35mm) Green bag		
		Figures	Amber - 50pz.	Amber - 10pz.
Light	2.5 oz. (70,88g)	Giant	14LTAM	14LTAM-10pz.
Medium	4.5 oz. (127,58g)	Sprite	14MDAM	14MDAM-10pz.
Heavy	6.5 oz. (184,28g)	Pegasus	14HVAM	14HVAM-10pz.
Extra Heavy	8.5 oz. (240,98g)	Minotaur	14XHAM	14XHAM-10pz.

		5/16" (7,95mm) Red bag		
		Figures	Amber - 50pz.	Amber - 10pz.
Light	2.5 oz. (70,88g)	Centaur	56LTAM	56LTAM-10pz.
Medium	4.5 oz. (127,58g)	Trumpeter	56MDAM	56MDAM-10pz.
Heavy	6.5 oz. (184,28g)	Knight	56HVAM	56HVAM-10pz.
Extra Heavy	8.5 oz. (240,98g)	Jester	56XHAM	56XHAM-10pz.

		3/8" (9,52mm) Purple bag		
		Figures	Amber - 50pz.	Amber - 10pz.
Light	2.5 oz. (70,88g)	Pirate	38LTAM	38LTAM-10pz.
Medium	4.5 oz. (127,58g)	Barbarian	38MDAM	38MDAM-10pz.
Heavy	6.5 oz. (184,28g)	Roman Soldier	38HVAM	38HVAM-10pz.



Elastic placement tool

EPT100
100 pcs/pack



Extraoral Elastics

	1/4 (6,35mm)	5/16 (7,9mm)	3/8 (9,5mm)	1/2 (12,7mm)
8 oz.	AX014B	AX056B	AX038B	AX012B
16 oz.	AX114B	AX156B	AX138B	AXH12B
1000 pcs / pack				

Elastici LATEX FREE / Non-latex elastics

Elastici privi di lattice, ideali per pazienti allergici. Preconfezionati in bustine monopaziente da 100 pezzi; forniti in cartoni dispenser da 100 bustine o disponibili in confezioni da 10 bustine.

Non-latex elastics are ideal for avoiding patient sensitivity to latex. Pouches contain 100 pieces. Available 100 pouches carton dispenser, or 10 pouches per pack.

Non-latex elastics

	3/16 (4,77mm)	1/4 (6,35mm)
4.5 oz. Medium - 10 bag	LFM36-10	LFM14-10
6.5 oz. Heavy - 10 bag	LFH36-10	LFH14-10
4.5 oz. Medium - 100 bag	LFM36	LFM14
6.5 oz. Heavy - 100 bag	LFH36	LFH14
1 bag = 100pcs.		



Dinamometri / Safety release modules

Trazioni di sicurezza usate con le cuffie o con le trazioni cervicali; le molle situate all'interno, permettono di esprimere forze costanti da 450 gr. a 750 gr.

Safety release modules for headcaps or cervical neckpads use. Specially retention springs release 450 to 750 gr. outward force.



Safety release modules

	450 gr.	600 gr.	750 gr.
Black	AA0K450	AA0K600	AA0K750
Fucsia	AA0F450	AA0F600	AA0F750
Light Blue	AA0B450	AA0B600	AA0B750
10 pcs / pack			



Safety release modules

	450 gr.	600 gr.	750 gr.
Blue denim	SRDB450	SRDB600	SRDB750
Black	SRBK450	SRBK600	SRBK750
10 pcs / pack			

Fascia per trazioni cervicali Cervical neckpads

Fasce per trazioni cervicali, impiegate per la trazione bassa.

Cervical neckpads used for low tractions.



Cervical neckpads

Royal Blue	CPRB10
Blu Denim	CPDB10
Rosa	CPPK10
5 pcs / pack	

Cuffia con mentoniera Chin cup headcap

Cuffia con mentoniera; confortevole con regolazione in velcro.

Comfortable headcap with chincups attached with Velcro.



Chin cup headcap

Chin cup	SO FCC
Junior	SO FCCJ
Regular	SO FCCR
1 pc / pack	

Lip Bumpers

Lip Bumpers con gancio in acciaio, rivestito in resina colorata, disponibile in cinque misure più una universale. Il diametro del filo è di .045. La confezione è da 2 pezzi.

Lip Bumpers with steel hook and coloured lip pad, available in five sizes plus universal. .045 diameter, 2 per pack.



	Size 1 83mm	Size 2 90mm	Size 3 97mm	Size 4 104mm	Size 5 111mm	Universal
White	CCLB103	CCLB203	CCLB303	CCLB403	CCLB503	CCLB003
Orange	CCLB104	CCLB204	CCLB304	CCLB404	CCLB504	CCLB004
Pink	CCLB110	CCLB210	CCLB310	CCLB410	CCLB510	CCLB010
2 pcs / pack*						

* Confezione economia Universali da 10 pezzi (aggiungere alla fine del codice la lettera E)
* 10 pieces pack Universal (add E to the end of code)

Available colours:

Cuffia per trazioni di sicurezza

High pull headcaps

Cuffie per trazioni di sicurezza, sulle quali vengono montati i dinamometri che possono applicare forze da 450 gr. a 750 gr.

High pull headcaps for 450 gr. to 750 gr. forces



High pull headcaps

	Small	Large
Black	HPSBK5	HPLBK5
Red	HPSRD5	HPLRD5
Royal blue	HPSRB5	HPLRB5
5 pcs / pack		

Custodia in Tessuto

Storage case

Pratica custodia colorata per archi, con chiusura a velcro per protegge e custodire l'arco.

Velcro closures conveniently store facebow to protect and organize.



Storage case

Red	HGSTRD
Blue	HGSTRB
5 pcs / pack	


Archi extraoral / Facebows

Archi extraorali in acciaio, saldati a laser per assicurare nessun distacco tra arco interno ed esterno. Disponibili in cinque differenti misure, più una universale. Il diametro dell'arco è .045. La confezione è da 1 pezzo.

Stainless Steel facebows with laser welding. Available in five different sizes, plus universal size .045 diameter, 1 piece pack.

Facebows


	Short	Medium	Medium with bite
Size 1 (83mm)	STFBOSH01	STFB01	STFB01B
Size 2 (90mm)	STFBOSH02	STFB02	STFB02B
Size 3 (97mm)	STFBOSH03	STFB03	STFB03B
Size 4 (104mm)	STFBOSH04	STFB04	STFB04B
Size 5 (111mm)	STFBOSH05	STFB05	STFB05B
Universal	STFBOSH00	STFB00	STFB00B
1 pc / pack			



Maschera facciale / Face Mask

Dispositivo di III^a classe; maschera indicata per le retrusioni mascellari, prognatismi mandibolari e schisi palatali. Completamente costruita in acciaio, regolabile per tutte le necessità verticali e orizzontali.

III class appliance for maxillary retrusions, mandibular prognathisms and palatal cleft. Stainless Steel frame, bilateral and bilongitudinal adjustability for patient customization.



Face mask

Small	903012
Universal	903013
1 pc / pack	

I colori in foto sono indicativi / The colors in the photos are indicative

- Merce disponibile / Goods available
- Merce a richiesta / Goods on request

Maschera Facciale Dinamica / Dinamic face mask




La Maschera regolabile Dinamica (Petit), è realizzata con appoggi, in plastica stampata, rivestiti con morbidi cuscinetti lavabili e intercambiabili. Gli appoggi per la fronte e per il mento sono completamente regolabili e permettono di adattare comodamente le parti anatomiche dei pazienti. L'angolo di trazione viene poi determinato regolando la barra di aggancio degli elastici, per fornire forze orizzontali, verso l'alto o verso il basso a seconda di quanto necessario. La regolazione della maschera facciale viene effettuata con una chiave esagonale inclusa nella confezione. Si consiglia l'applicazione di elastici 1/2 " con forze da 8 once o da 16oz.

Petit dynamic face mask, is made with plastic rests, coated with washable and changeable soft pads. Fully adjustable forehead and chin rests allow for adaptation to must patient's anatomic structure. The angle of traction is then determined by adjusting the elastics engagement bar to deliver horizontal, upward or downward force as necessary. Face mask adjustments are made with a wrench (included) 1/2" elastics with 8 or 16 oz. are recommended.

Supporto per la fronte / Forehead Rest

Realizzato in plastica stampata, con morbido rivestimento sul lato interno, per un maggior confort del paziente; può essere inclinato e ruotato rispetto alla struttura verticale in acciaio e permette di adattare comodamente le parti anatomiche al paziente.

Made with plastic, softly coated inside. It may be rotated in respect to the vertical bar, to fully adapt to the patient's anatomy




Struttura acciaio inox di grado medico
Medical Stainless Steel vertical bar

Vite di raccordo
Adjustment screws

Per adattare il dispositivo al volto del paziente.

To adapt the device to the patients



Mentoniera / Chin Rest

Realizzato in plastica stampata con morbido rivestimento sul lato interno, regolabile, permette di adattare comodamente le parti anatomiche al paziente.

Made with plastic and softly coated inside; adjustable according to the patient's anatomic features.



Dynamic Face Mask

Blue	AA05000B
Fuchsia	AA05000F
Green	AA05000G
Purple	AA05000P
White	AA05000W
1 pc / pack	

Merce disponibile / Goods available

Merce a richiesta / Goods on request



Gli Ortho Control sono dei dispositivi preformati per l'ortodonzia intercettiva. Essi vengono indicati per pazienti in età evolutiva dagli 8 ai 12 anni, per guidare l'eruzione ed il posizionamento dei canini e dei premolari, restituendo un rapporto occlusale idoneo, e nel contempo allineando i denti frontali garantendo un overbite/overjet ideale.

Gli Ortho Control possono essere usati anche in età adulta, ma si otterrà solo un movimento dentario e non scheletrico.

Inoltre possono essere impiegati come regolatori miofunzionali riequilibrando le forze muscolari.

Ortho Control are preformed appliances for intercepting orthodontics. They are indicated for patients from 8 to 12 years to guide erupting canines and bicuspid, to guide front teeth to solve overjet or overbite problems. Ortho Control can be also used in adults, provided that malformation is dental and not skeletal.

- **SHAPE A** valida per un'età compresa tra i 5 anni e i 7 anni / *5-7 years old patients.*

- **SHAPE B** per un'età compresa tra gli 8 e i 12 anni e per adulti / *8-12 years old and adults patients.*

Indicazioni Cliniche / Recommended for:

- Affollamento / *Crowding*
- Overjet
- Over-bite
- Malocclusioni di I e II classe / *I and II class malocclusion*
- Curva di spee accentuata / *Accentuated spee's curve*
- Ipertonicità delle labbra / *Hypertonic lips*
- Open bite
- Rotazioni / *Rotation*
- Cross bite Premolari / *Bicuspid cross bite*
- Coordina le Arcate / *Arcate coordination*

Vantaggi / Benefits:

- Preformati per un veloce piazzamento / *Preformed for a quick placement*
- Maggiore efficacia nel trattamento / *Highest treatment efficacy*
- Risparmio di tempo / *Time saving*
- Costi ridotti / *Cost reduction*
- Procedure più spedite / *Quick procedures*
- Sterilizzabile / *Sterilizable*
- Comfort nell'utilizzo / *Comfortable use*




Ortho Control KIT

Ortho Control Assortiti	AB010
6 pcs / pack	




Metodo di misurazione
Measuring method



Ruler	AB011
10 pcs / pack	

SHAPE B



SHAPE A



Nicchie per forze estrusive e
come guide eruttive per molari

Erupting molars guideline



Ortho Control Refill

Ortho Control Shape B	BB040	Ortho Control Shape A	AA050
Ortho Control Shape B	BB050	Ortho Control Shape A	AA055
Ortho Control Shape B	BB055	1 pc / pack	
Ortho Control Shape B	BB060		
1 pc / pack			

Indicati per dentizione permanente / *Indicated for permanent dentition*

■ Merce disponibile / Goods available
■ Merce a richiesta / Goods on request

Bite - Bumper™

Bite Bumper™ viene adoperato per casi di morso aperto o profondo, consentendo di scavalcare il morso inverso. Sono prodotti con un polimero di composito che assicura una biocompatibilità per tutti i soggetti sensibili al Nickel. Per il fissaggio dei Bite possono essere usati i metodi tradizionali, poiché la basetta è a ritenzione meccanica.

Bite Bumper™ works to open deep bite cases by allowing the anteriors to ride up and out of occlusion. Bite-Bumper is made of a composite polymer that ensures biocompatibility in nickel sensitive patients. It can be bonded in traditional manner thanks to its mechanical bonding base.



Bite Bumper	BB-00-01
10 pcs / pack	



- 1- Posizionare la dima contro il bordo incisale. 1- Put the placement-jig against the incisal edge.
- 2- Rimuovere la dima. 2- Remove the jig.
- 3- Bite-Bumper™ è pronto 3- Bite-Bumper™ ready

Bite-Bumper è un marchio registrato da Gastenco International AB, Svezia. / Bite-Bumper is a registered trademark of Gastenco International AB, Sweden.

Mini-Mold

Gli stampi vengono riempiti con composito fotopolimerizzante per la costruzione in studio di bottoni, bite, brackets temporanei, tubi per molari, ecc; una valida soluzione per risolvere esigenze ed urgenze particolari.

The various molds can fabricate buttons, bites, temporary brackets, molar tubes, etc. using a light curing composite. A valid solution for main urgency.



3 tip ogni modello + 2 manici / 3 of each mold + 2 applicatoion handles

Mini Mold KIT

Starter Kit	MMASSTK
8 pcs / pack	

Mini Mold

Wire Bonder Small	MMWBKSM
Wire Bonder Large	MMWBKLG
Button Bonder	MMBTNK
Bracket Bonder	MMBRKTK
Habit Control Bonder	MMHCK
Bite Ramp Bonder (3mm)	MMBITEK
Bite Ramp Bonder (5mm)	MMBITE5K
Tube Bonder	MMTBK
Molar Pad Tip	MMMPTK
Handle Only	MMH
10 pcs / pack	



Stampo per il filo - Piccolo e Grande / Wire Bonder Tips - Small and Large

Paradenti Sportivo Sport mouthguards

Paradenti, deformabile in acqua calda. Protegge i denti e le labbra da traumi provocati da agenti esterni.

Anallergic, plastic mouthguards, can be deformed in hot water. It protects teeth and lips from traumas. Available in different colours and with box.



Sport mouthguards

Clear	TGP-C
Red	TGP-R
Green	TGP-G
1 pc / pack	

- Merce disponibile / Goods available
- Merce a richiesta / Goods on request

Bruxo - Bite

Bruxo-Bite, previene il digrignamento e l'abrasione dentale. Il dispositivo viene montato anche durante il trattamento ortodontico con apposite alette per l'aggancio sui brackets.

High quality Bruxo-Bite, prevent tooth grinding. This appliance can also be used during orthodontic treatments thanks to its design.



Bruxo - Bite

Clear	S2-BS
Pink	S2-BSBGI
1 pc / pack	

Archetto e Strisce per Stripping

Stripping instrument and lightning strips

Archetto per stripping, strumento interamente in acciaio, sterilizzabile in autoclave, comodo e preciso nelle manovre di utilizzo.


Interproximal stripping instrument, full stainless steel, sterilizable, comfortable and precise.



Stripping instrument

Stripper handle	EI-820
1 pc / pack	

Diamonds



Lightning strips

	Single-sided	Dual-sided
	0.21 mm	0.30 mm
4 mm	LSSSM4M	LSDSM4M
6 mm	LSSSM6M	LSDSM6M
8 mm	LSSSM8M	LSDSM8M
12 pcs / pack		

Disco Diamantato per Stripping

Interproximal diamond disc

Disegnato per ridurre lo smalto nelle zone interprossimali. Confezionato in un singolo pezzo, completo di mandrino.

Designed for effective enamel reduction, interproximal stripping; sold individually mounted on mandrel.



Diamond discs

Single-sided	Dual-sided
DISCSSUM	DISCDSM
1 pc / pack	



Safety diamond discs

DISCGD
5 pcs / pack

Strisce per splintaggio

Orthodontic splinting strips

Strisce da .027" x .011": intrecciato a 8 strati, piatto, morbido, senza memoria, facile da adattare alla faccia palatale del dente, indicato per il lingual retainer. Confezione da 10 pezzi.

8 strands wire, .027" x .011", plain, soft, without memory; easy to adapt, indicated for lingual retainer. 10 pieces pack.



Orthodontic splinting strips

Lingual retainer	BAB2
10 pcs / pack	

Stainless Steel



Frese per composito

Removal and finishing burs

Frese adatte per la rimozione di residui di compositi, dopo il debonding o per la rifinitura di eccessi. Confezionati singolarmente.

Burs for removing residuals and for finishing. Sold individually.

Frese in acciaio / Stainless Steel Burs



RSB 118S
1 pc / pack



RSBL 118L
1 pc / pack



RSB2 218
1 pc / pack

Frese in fibra di vetro autorigeneranti / Self-healing glass fiber burs



00400168
6 pcs / pack




00400169
6 pcs / pack

Made in Italy

Specchi per foto diagnostiche / Photographic Mirrors

Specchi per foto, insuperabili nella qualità, offrono agli utilizzatori delle immagini perfette senza distorsioni. La superficie è coperta da due strati di cromo per restituire la massima qualità di riflesso. Gli specchi riflettono ambo i lati.

Unsurpassed in quality, our photographic mirrors offer the finest possible image transfer. Double-side coated with chromium for maximum reflective qualities.



Photographic mirrors

Extra large Occlusal	PRMRXL
Adulto Occlusal	PRMRAD
Child Occlusal	PRMRCH
Lingual	PRMRLG
Buccal	PRMRBC
1 pc / pack	



Mirror handle	SGPR
1 pc / pack	

Cera Ortodontica Orthodontic Wax

Cera ortodontica, garantisce maggiore protezione dal contatto diretto degli attacchi e archi.

Our Wax provides higher protection from contact during orthodontic treatment.



Orthodontic wax

Cera	24654100
30 pcs / pack	

Fogli in acetato per tracciati Acetate tracing paper

Fogli in acetato per tracciati cefalometrici. Formati: 203x254 mm. Confezione 100 fogli.

Cephalometric acetate tracing paper.
Size 203x254 mm. 100 sheets.



Acetate tracing paper

Fogli in acetato	ATP100810
100 pcs / pack	

Retrattore per guance Cheek & tongue retractor

Apribocca Dabliu Retractor, permette un'ottima retrazione labiale e blocca la lingua per evitare interferenze sul lavoro dell'operatore.

Dabliu Retractor offers cheek retraction while blocking the tongue.



Adults	00340264
Children	00340263
10 pcs / pack	

Autoclavabile 125°

Retrattore per guance Cheek & tongue retractor

Il divaricatore, permette un'ottima retrazione labiale, grazie alla sua elasticità. Sterilizzabile in autoclave.

Cheek retractor ensures an optimum labial retraction, thanks to its elasticity. Autoclavable.



Large	00340266
Medium	00340267
Small	00340276
2 pcs / pack	

Autoclavabile 121°

Retrattore per guance Cheek & tongue retractor

Il divaricatore, permette un'ottima retrazione labiale, grazie alla sua elasticità, con manici divaricatori. Sterilizzabile in autoclave.

Cheek retractor ensures an optimum labial retraction, thanks to its elasticity; with handles. Autoclavable.




Retrattore	CR-00-01
1 pc / pack	

Autoclavabile 121°

Retrattore labiale Lip retractor

Apribocca studiato per divaricare le labbra frontalmente, usato soprattutto per foto diagnostiche.

Designed to provide vertical lip retraction.



Adult	LR-00-01
Children	LR-00-02
2 pcs / pack	

Autoclavabile 160°

Retrattore per guance / labbra Lip & cheek retractor

Apribocca TLC permette una retrazione labiale e blocca la lingua per evitare interferenze sul lavoro dell'operatore.

TLC Cheek retractor, made with soft material, offers cheek retraction while blocking the tongue.



Retrattore TLC	TLC
2 pcs / pack	

Autoclavabile 127°

Apribocca Dry Field Dry Field retractor

Apribocca Dry Field composto da: apribocca - Tubo connettore asp. - fermalingua - connettore a V.

Dry Field system retractor consist of: cheek retractor - connector tubing - tongue guard - V-connector.



Adult	300-401
Children	300-400
1 pc / pack	

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Retrattore per guance *Cheek & tongue retractor*

Il divaricatore, permette un'ottima retrazione labiale, grazie all'asta metallica. Consigliati durante l'applicazione di attacchi, bande e sbiancamenti. Sterilizzabile in autoclave.

Cheek retractor ensures an optimum labial retraction, thanks to metal bow. Ideal during brackets, bands application and bleaching treatment. Autoclave sterilizable.



Adult	CH1
Children	CH2
1 pc / pack	

Autoclavabile 177°

Retrattore labiale *Lip retractor*

Apribocca autoclavabile, non riflettente con manico extra lungo che permette un ampio campo visivo, non ostruito dalla mano. Ideale per iniezioni e fotografie diagnostiche.

Autoclavable lip retractor, with extra-long handle for a wide visive field. Ideal for injections and photos.



Adult	00340268
Children	00340269
2 pcs / pack	

Autoclavabile 121°

Dispenser per attacchi / *Brackets dispenser*



3P1102
1 pc / pack



3P1100
10 pcs / pack



3P1103
1 pc / pack

Zoccolatori per modelli *Plastic model bases*



Plastic model bases

Model - 10pcs	3P1010
Model - 100pcs	3P1000

Porta Pinze *Plier Dispenser*



Porta Pinze 19 fori / Plier Dispenser 19 holes

Plier Dispenser

Dispenser	EI-000
1 pc / pack	

Porta Pinze *Plier Rack*



Porta Pinze per 20 strumenti / Plier Rack 20 instruments

Plier Rack

Dispenser	PLRK020
1 pc / pack	

Ortho Box - Ortho Bite



Ortho box & Ortho bite sono contenitori originali pratici e funzionali per trasportare placche ortodontiche bite o apparecchi funzionali. Costruiti in materiale plastico non tossico, garantiscono resistenza e durabilità. Disponibili in una vasta gamma di bellissimi colori. Realizzati in due misure: 40mm o 30mm di altezza.

Ortho box and Ortho bite are original, functional, easy containers to carry out orthodontic plaques, bite or functional appliances. Manufactured with no toxic material, they guarantee hardness and durability. Available in a wide range of beautiful colours. Two sizes: 40 mm and 30 mm.

VIOLET	RED	GREEN	WHITE	YELLOW	FUXIA	SILVER
LIGHT BLUE	YELLOW NEON	FUXIA NEON	ORANGE NEON	BLUE	ORANGE	GREEN NEON



Ortho Bite

30mm



Ortho Bite

Blue	00340235
White	00340230
Violet	00340234
Orange	00340227
Fuxia Neon	00340228
Yellow Neon	00340233
Fuxia	00340232
Green	00340231
Red	00340236
Light Blue	00340229
Yellow	00340237
1 pc / pack	



Ortho Box

40mm



Ortho Box

Violet	00340210
Red	00340205
Green	00340202
White	00340201
Yellow	00340209
Light Blue	00340207
Yellow Neon	00340203
Fuxia Neon	00340204
Orange Neon	00340212
Blue	00340206
Fuxia	00340211
Silver	00340208
Orange	00340199
Green Neon	00340213
1 pc / pack	

Porta Protesi / Protheses Case



Vaschetta ortodontica e porta protesi per la pulizia di tutti i tipi di protesi ed apparecchi. Può contenere contemporaneamente una protesi superiore ed una inferiore ed inoltre dotata di un filtro interno. Disponibile in un'ampia gamma di bellissimi colori.

Orthodontic basin and prostheses case ideal for cleaning all type of prostheses and orthodontic appliance. It can contain superior prostheses and inferior one. Filter for impurity endowed. Available in a wide range of beautiful colors.

WHITE	ORANGE	BLUE	SKY BLUE	LIGHT BLUE	
FUXIA	YELLOW	RED	VIOLET	GREEN	FUXIA NEON




Protheses Case

White	00771469
Orange	00771470
Blue	00771472
Sky Blue	00771472A
Light Blue	00771472C
Fuxia	00771472F
Yellow	00771472G
Red	00771472R
Violet	00771472V
Green	00771472VR
Fuxia Neon	00771472FN
1 pc / pack	



Packagin Case


Case	00771472BOX
1 pc / pack	



IIª Classe su filo ortodontico
IIª Class on orthodontic wire



IIª Classe su bande
IIª Class on bands



IIIª Classe su bande
IIIª Class on bands



Il Second e il Third Class Resolver (S&TCR)

S&TCR sono degli apparecchi ortopedici fissi funzionalizzanti a stimolo propriocettivo; utilizzano gli stessi principi di altri apparecchi ortopedici, ma funzionando 24 ore/die, permettono di ottenere, in tempi medi più rapidi, il risultato terapeutico a prescindere dalla collaborazione del paziente.

I dispositivi, agiscono da sistemi funzionalizzanti in quanto lavorano durante le funzioni proprie dell'apparato stomatognatico (masticazione, deglutizione, fonazione).

S&TCR are two fixed orthopaedic devices functioning with proprioceptive stimulus, using the same principles as other orthopaedic devices, but thanks to their 24 hours-a-day action, they get the therapeutical result independently from the patient cooperation, in shorter time. The two devices act as functional systems because of their work, simultaneous to the stomatognathic apparatus functions (mastication, deglutition, phonation).



S&TCR

SCR (IIª Class)	000010
TCR (IIIª Class)	000011


S&TCR per la risoluzione delle latero-deviazioni

S&TCR for the latero-deviation solution

L'S&TCR, in particolare nella versione SCR può essere utilizzato con molta facilità di impiego e con successo per la risoluzione delle seconde Classi latero-deviate, potendo agire con attivazione asimmetrica.

Agendo 24 ore/die sarà possibile correggere la latero-deviazione, in quanto lo stimolo continuo proveniente dai recettori muscolari avrà il massimo delle possibilità di cambiare l'engramma neuro-muscolare, grazie alla caratteristica della plasticità del tessuto neuronale.

S&TCR, in particular the SCR version, can be easily used with a successful result in the latero-deviation Second Class resolution, acting through an asymmetrical activation. Working 24 hours-a-day, this device corrects the latero-deviation problem thanks to the continuous stimulus coming from the muscular receptors that have the maximum possibility to change the neuromuscular engram, helped by the neuronal tissue plasticity.



Utilizzo dell'SCR su filo .021 x .025 per correzione latero deviazione

Use of SCR on .021 x .025 to correct a lateral deviation

L'S&TCR, in particolare nella versione SCR può essere utilizzato con molta facilità di impiego e con successo per la risoluzione delle seconde Classi latero-deviate, potendo agire con attivazione asimmetrica, sfruttando apparecchiature multibrackets, montando il dispositivo su fili in acciaio .021 x .025 o in alternativa su fili .019 x .025.

Agendo 24 ore/die sarà possibile correggere la latero-deviazione in quanto lo stimolo continuo proveniente dai recettori muscolari avrà il massimo delle possibilità di cambiare l'engramma neuro-muscolare, grazie alla caratteristica della plasticità del tessuto neuronale.

SCR version is highly indicated for the resolution of second class latero-deviation, through an asymmetrical activation and working with multibrackets devices when setted on .021 x .025 or .019 x .025 wires. Working 24 hours-a-day, this device corrects the latero-deviation taking advantage of the continuous stimulus from the muscular receptors which has, thanks to the neuronal tissue plasticity, the maximum possibility to modify the engram.



Second Class Resolver (SCR) per la risoluzione delle II^a classi




Il Second Class Resolver (SCR) per le seconde classi, non obbliga la mandibola nella stessa posizione (come succede con l'Herbst), in quanto, le arcate rimangono indipendenti l'una dall'altra e soprattutto, lo stimolo che viene indotto a carico della mandibola, è di tipo propriocettivo. Grazie al contatto propriocettivo tra i 2 piani di scivolo (superiore Skibar e inferiore Blockrun) presenti sull'apparecchiatura, e considerando che il condilo ed i muscoli masseteri vengono distratti di circa due millimetri, l'SCR consente di orientare sia i vettori muscolari che quelli della crescita condilare. Il risultato terapeutico si concretizza in un aumento della lunghezza del ramo mandibolare ed una crescita della mandibola in ante rotazione mandibolare.

- L'apparecchio risulta molto confortevole per il paziente, infatti dopo un periodo di adattamento di 4-7 giorni, il paziente convive tranquillamente.

- Quest'ultimo nelle sue 3 varianti (su multibrackets; sezionale 4-6 sui 4 quadranti; ferula vestibolare da 6 a 6 superiore e inferiore) è collocato nel vestibolo del paziente lasciando il cavo orale libero.

- Ciò risulta vantaggioso sia nei confronti della masticazione, deglutizione e fonazione sia nei casi in cui dovesse essere necessario abbinare una terapia riabilitativa logopedica o fisioterapica. Tale possibilità configura una delle novità assolute del dispositivo, ovvero il fatto di poter utilizzare contestualmente un apparecchio ortopedico vero per la correzione del rapporto di classe scheletrica e la terapia miofunzionale e/o logopedia. Il tutto compatibile, con il contemporaneo impiego di apparecchiature specificamente ortodontiche (attacchi, bande, etc.). La riattivazione dell'SCR è semplice, dovendo agire esclusivamente su una vite di serraggio per mobilizzare il Blockrun. Lo scorrimento verso distale del Blockrun consentirà l'attivazione dell'apparecchio. Infatti, il nuovo modo di interfacciarsi del piano di scivolo inferiore con quello superiore, determina l'avanzamento mandibolare.




Third Class Resolver (TCR) per la risoluzione delle III^a classi

- Il Third Class Resolver (TCR) per le terze classi scheletriche, è un apparecchio ortopedico fisso, funzionalizzante, che non obbliga la mandibola nella stessa posizione e viene usato in età evolutiva. Esso utilizza gli stessi principi di tutti gli altri apparecchi ortopedici, ovvero la stimolazione delle suture circum-mascellari al fine di promuovere l'avanzamento del mascellare superiore.

- La peculiarità di questo dispositivo è triplice:

1. Funzionando 24 ore/die, permette di ottenere il risultato terapeutico a prescindere dalla collaborazione del paziente ed in tempi medi più rapidi.
2. Gli stimoli per promuovere l'avanzamento del mascellare, grazie al disegno che caratterizza il TCR, partono dagli atti deglutitori; per quest'ultimo motivo, probabilmente, saranno caratterizzati da forze leggere;
3. La biomeccanica dell'apparecchio fa sì che la dinamica che porta a trasmettere la forza al mascellare per stimolarlo ad avanzare, ovvero la forza di azione e quella di reazione viene confinata in massima parte all'interno del dispositivo. Ciò si traduce in un trasferimento veramente minimo della forza di reazione, a carattere retrusivo, a carico della mandibola. Grazie al contatto propriocettivo tra i 2 piani di scivolo presenti sull'apparecchiatura, il TCR consente di riorientare sia i vettori muscolari che quelli della crescita condilare. In funzione del fatto che la struttura portante dell'S&TCR non invade il cavo orale, il TCR, si propone come uno degli strumenti terapeutici più validi per la risoluzione delle III Classi scheletriche in pazienti in fase di crescita, quando fosse necessaria anche la terapia miofunzionale. Tale possibilità, configura la novità assoluta del dispositivo, ovvero il fatto di poter utilizzare contestualmente un apparecchio ortopedico vero per la correzione del rapporto di classe scheletrica e la terapia miofunzionale e/o logopedia. Il tutto, compatibile, con il contemporaneo impiego di apparecchiature specificamente ortodontiche (attacchi, bande, etc). Stimolante, dunque, per l'ortodontista la scelta di diverse combinazioni terapeutiche, in funzione delle reali esigenze del paziente, consentendo, tra l'altro, un notevole abbattimento dei tempi terapeutici. L'apparecchio risulta confortevole per il paziente, infatti dopo un periodo di adattamento di 4-7 giorni, il paziente convive tranquillamente con il TCR. Quest'ultimo nelle sue 2 varianti (sezionale 4-6 sui 4 quadranti; ferula vestibolare da 6 a 6 superiore e inferiore) è collocato nel vestibolo del paziente lasciando il cavo orale libero. La riattivazione del TCR è semplice, dovendo agire esclusivamente su uno stop posto dietro la coilspring collocata dietro al blockrun nella struttura inferiore dell'apparecchio. Lo scorrimento verso mesiale dello stop produrrà l'avanzamento di tutto il sistema consentendo l'attivazione dell'apparecchio.




Second Class Resolver (SCR)



The Second Class Resolver (SCR) does not force the mandible to keep the same position (as the Herbst does), because the arches stay independent of each other and very important factor: the stimulus inducted to the mandible is proprioceptive. Thanks to the proprioceptive contact between the two sliding planes of the device (upper Skibar and lower Blockrun) and to the fact that the condyle and the masseters are displaced of about 2 mm, the SCR succeeds in orientating either the muscular or the condylar growth vectors. The therapeutical result concretizes the mandibular branch advancement and the growth of the mandibular ante-rotation.


- The device results very comfortable for the patient; after 4-7 days the patient adapts to it easily.
- The device in its 3 different variants (on multibrackets, sectional 4-6 on the 4 quadrants, buccal splint from 6 to 6, upper and lower) is placed in the patient vestibule, leaving the oral cavity free.
- The oral cavity free is advantageous for mastication, deglutition and phonation, even when the logopaedic rehabilitative therapy or the physiotherapy are requested. This situation represents the innovation of this device: the possibility of using an orthopaedic device for the correction of the skeletal class and at the same time the performance of myofunctional and/or logopaedic therapies. All perfectly compatible with the use of orthodontic appliances (brackets, bands, etc.). The activation of SCR is easy: it is enough to act only on the tightening screw to mobilize the Blockrun. The Blockrun distal sliding activates the device. The brand new way of interfacing of both planes determines the mandibular advancement.



Third Class Resolver (TCR)






The Third Class Resolver is a fixed orthopaedic device which does not force the mandible to keep the same position, to be used in growth age. It uses the same orthopaedic devices principles as the stimulation of the circum-maxillary sutures with the aim of promoting the upper mandibular advancement. The characteristics of this device are:

1. Working 24 hours-a-day it enables the therapeutic result independently from the patient cooperation, in shorter time.
2. Thanks to the TCR design, the stimuli, promoting the mandibular advancement, are activated by the act of deglutition; for this reason, probably, they are characterized by light forces;
3. The device biomechanics enables the dynamic which transmits the force to the maxilla to stimulate its advancement. This action/reaction force is mostly confined inside the device. This is summarized by a slight reaction retrusive force, loading on the mandible. Thanks to the proprioceptive contact between the two sliding planes of the device, the TCR enables the orientation of the muscular and the condylar growth vectors. Considering that the main body of the device S&TCR does not invade the oral cavity, the TCR is one of the most valid therapeutical instruments to resolve the skeletal Class III in patients in growth age, even contemporarily at a myofunctional therapy. This situation portrays the innovation of the device: the possibility of using an orthopaedic device for the correction of the skeletal class and at the same time the performance of myofunctional and/or logopaedic therapies. All perfectly compatible with the use of orthodontic appliances (brackets, bands, etc.). Stimulating, then, for the orthodontist who can chose several therapeutical combinations, in order to satisfy all patients needs, shortening treatment times. The device results comfortable for the patient; after 4-7 days the patient adapts to it easily. The device, in its 2 variants (sectional 4-6 on the 4 quadrants; buccal splint from 6 to 6, upper and lower) is placed behind the coilspring, which is placed behind the Blockrun, in the lower part of the device. The mesial sliding of the stop enables the whole system advancement activating the device.











Viti per espansione standard / *Standard expansion screws*

		codice	confezione
  	5 mm	1006 A-10	10 pcs
		1006 A-100	100 pcs
  	7.5 mm	1006 C-14	10 pcs
		1006 A-140	100 pcs

Viti per espansione media / *Medium expansion screws*

		codice	confezione
  	5 mm	1005 C-12	10 pcs
		1005-120	100 pcs
  	6 mm	1005 C-14	10 pcs
		1005-140	100 pcs

Viti per espansione micro / *Micro expansion screws*

		codice	confezione
  	4 mm	3005-7	10 pcs
		3005-70	100 pcs
  	6 mm	3005-14	10 pcs
		3005-140	100 pcs

Chiavetta snodata di sicurezza / *Swivel key safety*



Swivel key safety

1080

10 pcs/pack

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Viti per espansione nano / Nano expansion screws

		codice	confezione
 	4 mm	2005-7	10 pcs
		2005-70	100 pcs
 	4 mm	2009 G	10 pcs
		2009 G-100	100 pcs




Viti monolaterali con guida a U micro / U-Shape guide micro monolateral screws

		codice	confezione
 	3 mm	3009 KG	10 pcs
		3009 KG-100	100 pcs
 	3 mm	3009 KS	10 pcs
		3009 KS-100	100 pcs
 	3 mm	3009 KSO	10 pcs
		3009 KSO-100	100 pcs








Viti monolaterali con guida a U medie / U-Shape guide medium monolateral screws

		codice	confezione
 	5 mm	1009 G	10 pcs
		1009 G-100	100 pcs

Viti monolaterali con guida a U medie / *U-Shape guide medium monolateral screws*

		codice	confezione
   13.5 mm	5 mm	1009-S	10 pcs
		1009-S-100	100 pcs
   13.5 mm	5 mm	1009-SO	10 pcs
		1009-SO-100	100 pcs

Viti tridirezionali Bertoni / *Bertoni screws*

		codice	confezione
 15.5 mm 17 mm attivazione a 2 punti	 5.5 mm  7 mm	3016-2	1 pc
		3016-20	5 pcs
 15.5 mm 17 mm attivazione a 3 punti	 5.5 mm  2x3,5 mm	3015-3	1 pc
		3015-30	5 pcs
 15 mm 15 mm attivazione a 2 punti	 5 mm  9 mm	4016-2	1 pc
		4016-20	5 pcs
 15 mm 15 mm attivazione a 3 punti	 5 mm  2x4,5 mm	4015-3	1 pc
		4015-30	5 pcs

Viti a ventaglio / *Fan - type screws*

		codice	confezione
 15 mm 17 mm	8 mm	1018 FA	1 pc
		1018 FA-100	5 pcs


■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Tubo per extraorale attivatore / *Extraoral tube activator*


		codice	confezione
	1,15 mm .045"	315 AR	10 pcs
		315 AR-100	100 pcs

Viti ad arco per inferiori / *Mandibular bow screws*

		codice	confezione
	8 mm	1016	1 pc
		1016-100	5 pcs

Micro viti / *Micro screws*





	descrizione	codice	confezione
 < 5.3 mm >	micro vite a molla <i>micro spring screw</i>	2004	10 pcs
 < 6.5 mm >	micro vite a molla <i>micro spring screw</i>	2006	10 pcs
 < 8.5 mm >	micro vite a molla <i>micro spring screw</i>	2008	10 pcs
 < 13 mm >	vite di montaggio <i>positioning screws</i>	2009	10 pcs
 < 3.3 mm >	bussola zigrinata per resina <i>Serrated housing nut</i>	2010	10 pcs
 < 3.3 mm >	bussola liscia da saldare <i>Solderable plain nut</i>	2011	10 pcs
	filettatore per vite a molla <i>Spring screw reamer</i>	2012	1 pcs
	cacciavite per microvite <i>Screw driver</i>	2013	1 pcs
STARTED KIT	Contiene: 5 pcs. x 2004/06/08/09 5 pcs. x 2010 5 pcs. x 2011 1 pc x 2012 1 pc x 2013	2014	32 pcs

■ Merce disponibile / Goods available



■ Merce a richiesta / Goods on request

Disgiuntore palatale rapido / Palatal expansion screws

Braccetti saldati a laser / laser-welded arms

		codice	confezione
 ← 10 mm → 10.4 4.0		1114-10	1 pc
		1114-100	100 pcs
 ← 10 mm → 10.4 4.0		1114-13	1 pc
		1114-130	100 pcs
 ← 15 mm → 10.4 4.0		1114-15	1 pc
		1114-150	100 pcs
 ← 17.6 mm → 10.4 4.0		1114-17	1 pc
		1114-170	100 pcs
 ← 22 mm → 10.4 4.0		1114-22	1 pc
		1114-220	100 pcs


Disgiuntore per arcata inferiore / Expander for lower arch

 ← 13 mm → 6.7 3.1		1214-13	1 pc
		1214-130	100 pcs
 ← 15 mm → 6.7 3.1		1214-15	1 pc
		1214-150	100 pcs

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Viti monolaterali con guida a U medie / *U-Shape guide medium monolateral screws*

			codice	confezione
  	7 mm		4050VDP	1 pc
			4050VDP-5	5 pcs
 	6 mm		4060UK	1 pcs
			4060UK-5	5 pcs

Filo per ganci / *Dental Wire*

Filo per ganci, viene realizzato con acciaio Nickel Cromo e trafilato al diamante; si distingue per l'inalterabilità nel cavo orale, l'elevata elasticità e la resistenza. Il Filo possiede tutti i requisiti qualitativi richiesti in ortodonzia e in protesi, offrendo all'operatore risultati di elevata qualità.

These dental wires are made from high strenght Chrome - Nickel alloys. Diamond finished wires, that offer the professional high quality results, thanks to their resistance and elasticity characteristics.


Dental wire 1800/2000 N/mm²

	m	inch	mm		gr.	inch	mm
STS400-05	50	.020	0,5	STS450-05	500	.020	0,5
STS400-06	40	.024	0,6	STS450-06	500	.024	0,6
STS400-07	30	.028	0,7	STS450-07	500	.028	0,7
STS400-08	20	.032	0,8	STS450-08	500	.032	0,8
STS400-09	10	.036	0,9	STS450-09	500	.036	0,9
STS400-10	10	.040	1,0	STS450-10	500	.040	1,0
STS400-11	10	.044	1,1	STS450-11	500	.044	1,1
STS400-12	10	.048	1,2	STS450-12	500	.048	1,2
Spool				Spool			

Ganci a palla / *Ball Claps*

Ganci a Palla sono eccellenti accessori per applicazioni removibili; prodotti in acciaio inossidabile. Confezione da 100pz.

Ball claps are excellent accessories for removable and fixed appliance. Stainless Steel, 100 pcs / pack.



Ball claps

	mm	inch
SSBC024	0,6	.024
SSBC028	0,7	.028
SSBC032	0,8	.032
SSBC036	0,9	.036
SSBC040	1,0	.040
100 pcs / pack		

- Merce disponibile / Goods available
- Merce a richiesta / Goods on request

Saldatura in argento / Silver Solder

Saldatura in argento, è un prodotto specifico per saldature in campo odontoiatrico, spoletta da .031 / 0.79 mm, lung. 1.90m peso 8gr. circa.

Specific product for dental applications, spool .031 / .079 mm, 1.90 m lenght, 8gr.



Silver Solder	SLVSLD
Spool	

Flux

Flux pasta per saldatura, 4oz. 113g

In paste, for solders.



Ultra Flux	75012
1 pc / pack	

Pomice Extra Fine Pumice Extra Fine

Pomice naturale per la lucidatura di manufatti protesici. Fusto da 5kg.

Natural Pumice for polishing prostheses. 5 kg. drum.



Pumice Extra Fine	00280030
5 kg. drum	

Gesso tipo III Ortodontico Bianco Orthodontic white gypsum - type III

Gesso di tipo III, per modelli ortodontici di alta qualità. Fusto da 15kg.

Type III chalk, for high quality orthodontic models. 15 kg. drum.



Orthodontic - type III	00280026
15 kg. drum	

Resina ortodontica autopolimerizzante Self curing orthodontic resin

Resina a freddo per uso ortodontico, indicata per la costruzione di placche. Si consiglia l'uso di idromuffola o pentola a pressione 2-2,5 bar.

Self curing orthodontic resin designed for making dental plaques. Hydroflask or pressure pot 2-2,5 bar recommended.



Self curing orthodontic resin

KIT 500 gr. + 250 ml.	00990004
1 Kg. powder	02-016P
500 ml. liquid	02-016L

Gesso tipo IV Extra Duro Orto Bianco Extra hard white gypsum - type IV

Gesso tipo IV Extra duro, per modelli ortodontici di alta qualità. Fusto da 5kg.

Extra hard chalk, type IV 5 kg. drum.




Extra hard - type IV	00280017
5 kg. drum	

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Ampia gamma di dischi termoplastici rigidi e morbidi, quadrati (12,5 x 12,5 cm) e rotondi (Ø 120); per ottenere qualsiasi lavorazione come: mascherine per lo sbiancamento, bite per bruxismo, applicazioni per ATM, mascherine di contenzione, ecc.

Wide range of thermal discs: hard, soft, square (12,5 x 12,5 cm), round (Ø 120). Suitable to make: bleaching masks, bite, ATM appliances, contention masks, etc.



Soft Form

Etilvinilacetato (EVA), indicato per mascherine per sbiancamento, fluoro profilassi docce morbide per Bruxismo, patologie ATM.

Eva material, recommended for bleaching masks, ATM pathologies, fluoride prophylaxis, Bruxism.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø 120	ROUND Ø 125	ROUND Ø 134
1 mm	24 pcs	001817	001817R	001817RS	001817RB
1,5 mm	20 pcs	001835	001835R	001835RS	001835RB
2 mm	20 pcs	001836	001836R	001836RS	001836RB
3 mm	10 pcs	001837	001837R	001837RS	001837RB
4 mm	10 pcs	001837	001837R	001837RS	001837RB

Dura Form

Polietilene teraftelato glicole-copoliestere, indicato per matrici provvisorie, docce dure per Bruxismo e sbiancamento, cucchiai chirurgici ed applicazioni in ortodonzia.

Polyethylene terephthalate recommended for temporary matrix, Bruxism and bleaching bites, surgical trays and orthodontic appliances.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø 120	ROUND Ø 125	ROUND Ø 134
0,5 mm	24 pcs	001828	001828R	001828RS	001828RB
0,8 mm	24 pcs	001827	001827R	-	-
1 mm	24 pcs	001823	001823R	001823RS	001823RB
1,5 mm	24 pcs	001824	001824R	001824RS	001824RB
2 mm	20 pcs	001825	001825R	001825RS	001825RB
3 mm	10 pcs	001833	001833R	001833RS	001833RB

Dual Form

Piastra due strati, strato duro SBS e strato morbido EVA; indicato per docce rigide per Bruxismo, patologia ATM ed applicazioni in ortodonzia.

Plate with two layers, SBS hard layer and EVA soft layer. Suitable for Bruxism, ATM pathologies, orthodontic appliances.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø 120
2 mm	10 pcs	001943	001943R
3 mm	10 pcs	001939	001939R

Base Plate Form

Stirene ad alta compressione, indicato per cucchiai per montaggi in protesi totale, supporti rinforzati per valli di cera (masticoni).

High compression styrene. Recommended for trays and reinforced supports to fit complete dentures.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø 120
1,5 mm	20 pcs	001819	001819R
2 mm	20 pcs	001818	001818R
2,5 mm	10 pcs	001820	001820R

Coping Form

Polipropilene opaco, indicato per ponti e corone provvisori, cappette calcinabili.

Opaque polypropylene suitable for temporary bridges and crowns, castable copings.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø 120
0,5 mm	24 pcs	001830	001830R
0,8 mm	24 pcs	001831	001831R
1 mm	24 pcs	001832	001832R



Tray Form

Stirene ad alta compressione, indicato per porta impronta individuali.

Recommended for individual impression trays.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø 120
3 mm	10 pcs	001822	001822R

Buste Portalavori / Work brings envelopes



* Anche con tasca anteriore portadocumenti
Even with front pocket for documents

Work brings envelopes

N°1	BS1010
N°2	BS1117
N°3	BS1515
N°4	BS1524
N°4	BS1524T
N°5	BS1929
100 pcs/pack	

Perfect
LINE



Ergoplus



Perfect Line PL-001 inserti TC
Tronchese Miniature per legature
Ø max .014"

*Miniature Cutter TC insert light ligature
and wire Ø max .014"*



Perfect Line PL-002 inserti TC
Tronchese Miniature per legature
Ø max .014" angolata 15°

*Miniature Cutter TC insert light
ligature and wire Ø max .014"
angled 15°*



Perfect Line PL-010 inserti TC
Tronchese per filo duro Ø max .028"

*Hard wire cutter TC with cut angle
max .028"*



Perfect Line PL-011 inserti TC
Tronchese per filo duro Ø max .028"
angolata 15°

*Hard wire cutter TC with cut angle
Ø max .028", angled 15°*



Perfect Line PL-015
Tronchese Heavy-Duty Cutter Ø max
.042"

Heavy-Duty cutter hard wire Ø max .042"



Perfect Line PL-020 inserti TC
Tronchese per legature Ø max .020"

*Ligature cutter TC insert hard wire Ø
max .020"*



Perfect Line PL-040 inserti TC
Tronchese Distale con trattenuta filo
Ø max .021" x .025"

*Distal end cutter, safety hold TC
Ø max .021" x .025"*



Perfect Line PL-045 inserti TC
Tronchese Distale con trattenuta filo
MANICO LUNGO Ø max .021" x .025"

*Distal end cutter safety hold TC
Ø max .021" x .025" **LONG HANDLE***



Perfect Line PL-080
Pinza di Adams Ø max .028"

Adam's plier Ø max .028"



Perfect Line PL-090
Pinza Angle a becco di uccello **CORTA**
Ø max .028"

*Bird Beak plier Angle **SHORT**
Ø max .028"*



Perfect Line PL-100
Pinza Angle a becco di uccello
LUNGA Ø max .028"

*Bird Beak plier Angle **LONG**
Ø max .028"*



Perfect Line PL-110
Pinza a becco di uccello Ø max 0.24"

Bird Beak plier Ø max 0.24"



Perfect Line PL-120
Pinza a becco di uccello **CORTA** Ø max
.028"

*Bird Beak plier **SHORT** Ø max .028"*



Perfect Line PL-125
Pinza concava / convessa a becchi
stretti Ø max .016"

*Concave / convex plier with narrow
beaks Ø max .016"*



Perfect Line PL-140
Pinza di Aderer a 3 becchi Ø max .024"
(mm 120) **PUNTA LUNGA**

*Aderer plier 3 beaks **LONG** tip
Ø max .024" (mm 120)*



Perfect Line PL-145
Pinza di Aderer a 3 becchi Ø max .024"

*Aderer plier 3 beaks short tip
Ø max .024"*



Perfect Line PL-150
Pinza di Nance Ø max .028"

Nance plier Ø max .028"



Perfect Line PL-160
Pinza Tweed
Ø max .021" x .028" **PUNTA LUNGA**

*Tweed plier **LONG TIP**
Ø max .021" x .028"*



Perfect Line PL-165
Pinza Tweed Ø max .021" x .028"
PUNTA CORTA

*Tweed plier **SHORT TIP**
Ø max .021" x .028"*



Perfect Line PL-170
Pinza per archi linguali Ø max .028"

Lingual arch plier Ø max .028"



Perfect Line PL-175

Pinza di Nance per formare ganci di Adams e piccoli stop da laboratorio

Laboratory Adams clasp forming plier Nance style



Perfect Line PL-290

Pinza per Omega Loop Ø max .028"

Omega Loop plier Ø max .028"



Perfect Line PL-180

Pinza De la Rosa concava / convessa Ø max .020"

BECCO CON SCANALATURE

De la Rosa plier concave / convex Ø max .020"



Perfect Line PL-300

Pinzetta di Young Ø max .020"

Young plier Ø max .020"



Perfect Line PL-190

Pinza De la Rosa concava / convessa Ø max .020" **BECCO LISCIO**


De la Rosa plier concave / convex smooth beaks Ø max .020"



Perfect Line PL-330

Pinza per formare angoli retti su fili in nickel, titanio e acciaio Ø max .028"

Plier for right angles (Ni-Ti and steel wires) Ø max .028"



Perfect Line PL-195

Pinza di Hollow Chop concava / convessa

Concave / convex Hollow Chop Plier



Perfect Line PL-340

Pinza Jarabak Ø max .024"

Jarabak plier Ø max .024"



Perfect Line PL-200

Pinza togli bande

Band remover plier with pads



Perfect Line PL-350

Pinza per formare stop a "V" Ø max .024"

Plier for "V" stop Ø max .024"



Perfect Line PL-220

Pinza togli brackets **PUNTA STRETTA**

*Brackets remover plier **NARROW TIP***



Perfect Line PL-360

Pinza per separatori

Separator plier



Perfect Line PL-225

Pinza togli brackets **CURVA**

*Brackets remover plier **CURVED***



Perfect Line PL-370

Strumento per la piegatura distale degli archi Ø max .022"

Distal plier for arches Ø max .022"



Perfect Line PL-250

Pinza Weingart Ø max .020"

Weingart plier Ø max .020"



Perfect Line PL-510 inserti TC

Pinza Universale

UNIVERSAL plier (classic)



Perfect Line PL-265

Pinza di How curva Ø max .028" **PUNTA CORTA**

*How curved plier **SHORT TIP** Ø max .028"*



Perfect Line PL-580

Pinza di Mathieu per legature

Mathieu ligature positioner



Perfect Line PL-275

Pinza di How dritta Ø max 0.28" **PUNTA CORTA**

*How straight plier **SHORT TIP** Ø max 0.28"*



Perfect Line PL-633

Pinza per Grippare ganci chirurgici

Surgical hook Crimping Plier



Perfect Line PL-640

Pinzetta dritta per attacchi

Brackets straight plier



Perfect Line PL-755

Spingibande - Sterilizzabile a caldo
(puno di contatto in teflon)


*Heat sterilizable band carrier
(Teflon contact point)*



Perfect Line PL-650

Mosquito

Mosquito Hemostat



Perfect Line PL-780/785

Altimetro per brackets (Alluminio)

Altimeter for brackets (Alluminium)


Ø max .018" (PL-780)
Ø max .022" (PL-785)



Perfect Line PL-660

Pinzetta per posizionare tubi

Tubes positioner plier



Perfect Line PL-790

Strumento per posizionare brackets
e tubi

Posterior bond placer



Perfect Line PL-680

Applicatore per legature elastiche

Elastic ligatures positioner



Perfect Line AFTR200

Torretta per formare archi

Torque O

*Arch forming Turret
without Torque*



Perfect Line PL-690

Strumento di utilità

Utility instrument



Perfect Line DIGICALIP

Calibro Digitale

Digital Gauge



Perfect Line PL-700

Direzionatore per legature

Orthodontic instrument for ligatures



Perfect Line PL-810

Calibro Digitale


Digital Gauge



Perfect Line PL-740

Altimetro per brackets

Brackets altimeter



Perfect Line PL-870

Calibro Boley

Boley Gauge



Perfect Line PL-750

Spingibande - Sterilizzabile a caldo

Heat sterilizable band carrier



Perfect Line ZDGL10

Altimetro con graffite
misure 3.5 - 4 - 4.5 - 5 mm

*Zand Gauge
measures 3.5 - 4 - 4.5 - 5 mm*



Ergoplus EI-001 inserti TC
Mini tronchese per legature e fili leggeri.
Miniature Cutter TC insert light ligature and wire



Ergoplus EI-130
Pinza Tweed per formare loop
Tweed's plier for loop



Ergoplus EI-010
Tronchese per filo duro Ø max .020"
Hard wire cutter TC with Ø max .020"



Ergoplus EI-140
Pinza di Aderer a 3 becchi
Aderer plier 3 beaks



Ergoplus EI-020 inserti TC
Tronchese per filo duro
Hard wire cutter TC



Ergoplus EI-150
Pinza di Nance per formare anse
Nance plier for dimpling



Ergoplus EI-040 inserti TC
Tronchese distale con trattenuta filo, a manici lunghi 14 cm
Long handle 14 cm



Ergoplus EI-160
Pinza Tweed per formare archi
PUNTA LUNGA 10mm
Tweed pliers LONG TIP for arches



Ergoplus EI-080
Pinza di Adams
Adam's plier



Ergoplus EI-170
Pinza per archi linguali
Lingual arch plier



Ergoplus EI-090
Pinza Angle a becco di uccello **CORTA**
Bird Beak plier Angle SHORT



Ergoplus EI-180
Pinza de la Rosa per formare e contornare archi
De la Rosa plier for arches shaping and contouring



Ergoplus EI-100
Pinza Angle a becco di uccello **LUNGA**
Bird Beak plier Angle LONG



Ergoplus EI-190
Pinza de la Rosa Concava / Convessa
De la Rosa plier concave / convex



Ergoplus EI-110
Pinza a becco di uccello **LUNGA**
Bird Beak plier LONG



Ergoplus EI-200
Pinza togli bande, punta in telfon
Band remover plier with pads, telfon tip



Ergoplus EI-120
Pinza a becco di uccello **CORTA**
Bird Beak plier SHORT



Ergoplus EI-210
Pinza togli brackets, punta in telfon
Brackets remover plier with pads, telfon tip



Ergoplus EI-125
Pinza Concava/Convessa a becchi stretti
Concave / convex plier with narrow beaks



Ergoplus EI-220
Pinza togli brackets, **PUNTA STRETTA**
Brackets remove plier NARROW TIP



Ergoplus EI-240

Pinza per bande

Band plier



Ergoplus EI-330

Pinza per formare angoli retti su fili Ni-Ti e Acciaio

*Plier for right angles
(Ni-Ti Stainless Steel)*



Ergoplus EI-250

Pinza Weingart

Weingart Plier



Ergoplus EI-340

Pinza Jarabak per piegare fili con diametro sottile

Jarabak plier for thin wires bending



Ergoplus EI-265

Pinza di How curva, **PUNTA SMALL**

*How curved plier, **SMALL TIP***



Ergoplus EI-350

Pinza per formare stop simmetrici a "V"

Plier for "V" stop



Ergoplus EI-275

Pinza di How dritta, **PUNTA SMALL**

*How straight plier, **SMALL TIP***



Ergoplus EI-360

Pinza per separatori radiopachi

Radiopaque Separator plier



Ergoplus EI-290

Pinza per Omega Loop a torretta

Omega Loop plier



Ergoplus EI-580

Pinza di Mathieu, posizionamento legature

Mathieu ligature positioner



Ergoplus EI-300

Pinzetta di Yang

Yang plier



Ergoplus EI-633

Pinza per ganci chirurgici

Surgical Hooks plier



Ergoplus EI-320

Pinza per formare stop

Plier for stop shaping



Ergoplus EI-640

Pinzetta dritta per attacchi

Brackets straight plier

PINZE DA LABORATORIO / LABORATORY PLIERS



Ergoplus EI-015

Tronchesino per fili pesanti da laboratorio

Laboratory Heavy duty cutter



Ergoplus EI-365

Pinza per creare Omega su archi extraorali da laboratorio

Laboratory pliers to create Omega if extraoral arches



Ergoplus EI-087

Pinza di Adams da laboratorio

Laboratory Adam's plier



Ergoplus EI-510 inserti TC

Pinza Universale, per tagliare fili e ganci da laboratorio

Laboratory Universal Plier, for hooks and wires cutting



Ergoplus EI-305

Pinza di Young per fili pesanti da laboratorio

Young plier for laboratory heavy wire



Ergoplus EI-520

Pinza **UNIVERSALE** da laboratorio

*Laboratory **UNIVERSAL** Plier*

EASYFORM

Termoformatrice



Evolution

Pinze / Pliers



Termoformatrice Easy Form / Thermoforming machine Easy Form

Le termoformatrici Easy Form, permettono di realizzare ogni tipo di dispositivo termostampato con la massima precisione. Il design moderno ed ergonomico completa l'efficacia di questi apparecchi, che assolvono ad ogni esigenza dell'odontoiatra e dell'odontotecnico. Il perfetto risultato del vuoto avviene per mezzo di una potente e silenziosa pompa di ultima generazione, azionata da un processore che gestisce tutte le funzionalità dell'apparecchiatura. Il pozzetto con le sfere di acciaio permette di eseguire tutte le tecniche di termoformatura; inoltre possono essere usati fogli sia quadrati che tondi. La resistenza riscalda i fogli 2-3" pronti per la formatura sotto vuoto. Le termoformatrici sono interamente prodotte in Italia e coperte da garanzia di tre anni.

The thermoforming machine Easy Form allow the realization of highly precise thermoformed device; the modern and ergonomic design enhances the efficiency of these devices, which respond to all professionals exigences. The perfect result is due to the silent and powerful vacuum pump, driven by a processor which manages the whole device. The steel beads well allows any type of thermoforming technique roth round and square discs can be used, even thicker ones. The machines are completly manufactured in Italy and covered by a 3 years warranty.

Con Easyform è possibile realizzare / Easyform is capable to realize the following parts:

- mascherine di trasferimento per brackets / brackets transfer templates;
- mascherine per sbiancamento / whitening teeth masks;
- docce morbide o rigide / hard and soft discs;
- paradenti per apparecchi fissi - sport / fixed mouthguards for sport equipment;
- contenzioni / retainers;
- bite / bites;
- placche / plates;
- duplicazioni / duplications;
- cappette / caps;
- portaimpronta individuali / individual trays;
- provvisori / provisionals;
- basi per mascherine e per protesi totali / basis for chews and dentures.



 Made in Italy



Thermoforming machine

Easy Form ASPY	00340080
Easy Form EVOLUTION	00340720
1 pc / pack	

Puntatrice HL-WDII / Welder machine HL-WDII

La Puntatrice HL-WDII è un apparecchio estremamente versatile, grazie alle sue caratteristiche e alle sue dimensioni contenute. La HL-WDII può essere impiegata per PUNTATURA, BRASATURA, PUNTATURA A FREQUENZA, TRATTAMENTO TERMICO DI ACCIAI. Con il display digitale si evincono tutte le informazioni di impostazione e parametri. Dotata di 4 elettrodi superiori ed inferiori, ruotabili a 360° per avere tutte le combinazioni possibili per una corretta puntatura.

A very versatile machine, thanks to its characteristics and dimensions. It can be used for welding, braze welding, frequency welding, stainless steel wire heat treatment. Endowed of 4 upper and lower 360° rotatable electrodes, to get all possible combinations for a correct welding.



welder machine	HL-WDII
1 pc / pack	

Pentola a pressione / Pressure pot

Pentola a pressione per la polimerizzazione delle resine a freddo.

Pressure pot used to cure cold resin.

Capienza / Capacity: 5lt

Dimensione Interna / Size: altezza 14cm - Ø 22cm



Pressure pot	160.000
1 pc / pack	

Negativoscopio da tavolo a LED LED Negatoscope

Negativoscopio da tavolo a LED. Dimensioni: 432 mm x 304 mm x 102 mm. Indicato per cefalometrie e panoramiche.

LED Negatoscope. Size: 432mm x 304mm x 102mm. Indicated for cephalometric and panoramic radiographs



LED Negatoscope	7080740
1 pc / pack	

Servomobile per ortodonzia Orthodontic service unit


Servomobile per ortodonzia, comodo per immagazzinare tutti i prodotti ortodontici e gestire con facilità il paziente.

This service unit allows to keep all orthodontic products and a better patient's management.




Orthodontic service unit	SERVORTHO
1 pc / pack	


Superelastici Ni-Ti / Superelastic Ni-Ti




Termici Ni-Ti / Thermal Ni-Ti





Titanio Molibdeno / Titanium Molybdenum



Acciaio / Stainless Steel



Fili intrecciati / Multi-strand



Tavole di comparazione pollici/millimetri>>> 1 inch= 25,4 mm / 1 mm= 0,0394 inch

Inch / Millimeters comparison tables >>> 1 inch= 25,4 mm / 1 mm= 0,0394 inch

INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM
.001	0,03	.032	0,81	.063	1,60	.094	2,39
.002	0,05	.033	0,84	.064	1,63	.095	2,41
.003	0,08	.034	0,86	.065	1,65	.096	2,44
.004	0,10	.035	0,89	.066	1,68	.097	2,46
.005	0,13	.036	0,91	.067	1,70	.098	2,49
.006	0,15	.037	0,94	.068	1,73	.099	2,51
.007	0,18	.038	0,96	.069	1,75	.100	2,54
.008	0,20	.039	0,99	.070	1,78	.110	2,80
.009	0,23	.040	1,02	.071	1,80	.115	2,92
.010	0,25	.041	1,04	.072	1,83	.120	3,05
.011	0,28	.042	1,07	.073	1,85	.125	3,18
.012	0,30	.043	1,09	.074	1,88	.130	3,30
.013	0,33	.044	1,12	.075	1,90	.135	3,43
.014	0,36	.045	1,14	.076	1,93	.140	3,56
.015	0,38	.046	1,17	.077	1,96	.145	3,68
.016	0,41	.047	1,19	.078	1,98	.150	3,81
.017	0,43	.048	1,22	.079	2,01	.155	3,94
.018	0,46	.049	1,24	.080	2,03	.160	4,06
.019	0,48	.050	1,27	.081	2,06	.165	4,19
.020	0,51	.051	1,30	.082	2,08	.170	4,32
.021	0,53	.052	1,32	.083	2,11	.175	4,44
.022	0,56	.053	1,35	.084	2,13	.180	4,57
.023	0,58	.054	1,37	.085	2,16	.185	4,70
.024	0,61	.055	1,40	.086	2,18	.190	4,83
.025	0,64	.056	1,42	.087	2,21	.195	4,95
.026	0,66	.057	1,45	.088	2,23	.200	5,08
.027	0,69	.058	1,47	.089	2,26	.210	5,33
.028	0,71	.059	1,50	.090	2,29	.220	5,59
.029	0,74	.060	1,52	.091	2,31	.230	5,84
.030	0,76	.061	1,55	.092	2,34	.240	6,10
.031	0,79	.062	1,57	.093	2,36	.250	6,35

Unità di peso / *Unit of weight*


1 mg	=0,0154 grani
1 g	=0,0353 oz
1 kg	=2,2046 lb
1 oz	=28,35 g
1 lb	=16 oz =0,45 kg

Unità di forza / *Unit of force*

1 N/mm2	=14,223 psi
1 psi	=0,070 N/mm2

INCH	MM	
1/64"	=0.0156	0,04
1/32"	=0.0312	0,79
1/16"	=0.0625	1,59
1/8"	=0.125	3,18
1/4"	=0.25	6,35
3/8"	=0.375	9,52
1/2"	=0.5	12,70
5/8"	=0.625	15,88
3/4"	=0.75	19,05
7/8"	=0.875	22,22
1"	=1.0	25,40

Sistema FDI / FDI System



Indice / Index

-- A --

- E9 Accessori per bande / *Band attachments*
B4 A.J. Wilcock filo australiano / *A.J. Wilcock Australian wire*
F4 Alginboy alginato ortodontico / *Alginboy orthodontic alginate*
H6 Apribocca Dry Field / *Dry Field retractor*
H4 Archetto e strisce per stripping / *Stripping instrument & lightning strips*
B6 Archi con post a palla / *Ball Post Archwires*
B6 Archi con post dritto / *Straight Post Archwires*
B2 Archi e Fili dritti in acciaio / *Stainless Steel archwires and wires*
B3 Archi e Fili in acciaio intrecciati / *Multi-strand stainless steel archwires*
C2 Archi Estetici / *Ultraesthetic archwires*
G7 Archi Extraoral / *Facebows*
B6 Archi in acciaio looped, posted / *SS looped, posted archwires*
A7 Archi linguali Ni-Ti e Acciaio / *Ni-Ti & SS lingual archwires*
A7 Archi linguali universali / *Universal lingual archwires*
A4 Archi Ni-Ti superelastici / *Ni-Ti superelastic archwires*
F4 Aromatizzante per alginato / *Alginate Flavoring*
D3 Attacchi BioLine / *BioLine brackets*
D6 Attacchi Bright Alexander / *Bright Alexander brackets*
D6 Attacchi Bright V-slot / *Bright V-slot brackets*
D9 Attacchi EasyClip Plus / *EasyClip Plus brackets*
D2 Attacchi Eclipse / *Eclipse brackets*
D9 Attacchi Eclipse Lingual / *Eclipse Lingual brackets*
D7 Attacchi Eclipse Smart Active / *Eclipse Smart Active brackets*
D8 Attacchi Eclipse Smart Passive / *Eclipse Smart Passive brackets*
D4-D5 Attacchi Elysium / *Elysium brackets*
C3 Attacchi in Ceramica / *Ceramic brackets*
C4 Attacchi in Ceramica Self Ligating / *Ceramic brackets Self Ligating*
C6 Attacchi in Resina Mimetic / *Mimetic Resin brackets*
C5 Attacchi in Zaffiro / *Sapphire brackets*

-- B --

- E2 Bande Anatomiche GX / *Anatomical Bands*
E7 Bande Anatomiche TX / *Anatomical Bands*
B8 Barre Palatali / *Palatal Bars*
E7 Bande Prepuntate TX / *Prewelded Bands*
E3 Bande Premolari GX / *Bicuspid Bands*
E2 Bande Prepuntate GX / *Prewelded bands*
E2 Bande Molari GX / *Molar Bands*
E7 Bande Molari TX / *Molar Bands*
H3 Bite Bumper
E6 BioLine tubi da cementare nickel-free / *Nickel free bondable tubes*
B5 BioTitan archi e fili / *BioTitan arches and wires*
B8 Bottone per estrusione / *Extrusion button*
B8 Bottoni Linguali / *Lingual Buttons*
E9 Brackets da puntare / *Weldable brackets*
H3 Bruxo-Bite
J10 Buste portavori / *Work brings envelopes*

-- C --

- F3 Cemento Vetro ionomerico / *Glass ionomer cement*

- H5 Cera Ortodontica / *Orthodontic Wax*
J2 Chiavetta di sicurezza / *Swivel key safety*
B10 Componenti Kit / *Kit components*
F3 Composito Auto One Step / *Auto Curing Composite*
F2 Composito Foto per bande Blu / *Light cure band cement (BLUE)*
F2 Composito Fotopolimerizzante / *Light curing composite*
A10 Cucchiari porta impronte per ortodonzia / *Disposable impression tray*
G6 Cuffia con mentoniera / *Chin cup headcap*
G7 Cuffia per trazioni di sicurezza / *High pull headcaps*
G7 Custodia in tessuto / *Storage case*

-- D --

- G6 Dinamometri / *Safety release modules*
H4 Disco diamantato per stripping / *Interproximal diamond disc*
H7 Dispenser per attacchi / *Brackets dispenser*

-- E --

- B2 Eclipse archi in acciaio / *Eclipse Stainless Steel archwires*
A3 Eclipse archi Cu-NiTi / *Cu-NiTi archwires*
A2 Eclipse archi Ni-Ti / *Ni-Ti archwires*
A2 Eclipse archi termici Ni-Ti / *Thermal Ni-Ti archwires*
G3 Eclipse catenelle elastiche / *Elastomeric chains*
E8 Eclipse Tubi da cementare / *Bondable tubes*
E8 Eclipse Tubi da puntare / *Weldable tubes*
G5 Elastici Intraorali - Extraorali / *Intraoral and Extraoral latex elastics*
G5 Elastici Latex Free / *Non-latex elastics*

-- F --

- G6 Fascia per trazioni cervicali / *Cervical neckpads*
A5 Fili dritti e spolette in Ni-Ti / *Ni-Ti spools and straight wires*
G2 Fili e Tubi elastici / *Elastomeric tubes and wires*
B4 Filo dritto pulse A.J. Wilcock / *Pulse A.J. Wilcock straight wire*
B9 Filo in matassa per legature / *Spooled bulk ligature wire*
J7 Filo per ganci / *Dental wire*
J8 Flux
H5 Fogli in acetato per tracciati / *Acetate tracing paper*
H4 Frese per composito / *Removal and finishing burs*
G2 Fulcro di rotazione / *Rotation wedge*

-- G --

- B7 Ganci chirurgici da grippare / *Surgical Hooks*
J7 Ganci a palla / *Ball claps*
F4 Gel di Fluoro / *Fluoride Gel*
J8 Gesso tipo III Ortodontico Bianco / *Orthodontic white gypsum - type III*
J8 Gesso tipo IV extra duro orto bianco / *Extra hard white gypsum - type IV*

-- K --

- F4 Kit ortodontico prevenzione / *Orthodontic prophylaxis kit*

Indice / Index

-- L --

- G4 Legature elastiche / *Elastomeric ligatures ties*
- G4 Legature elastiche precaricate / *Pre-loaded ligatures*
- B9 Legature metalliche Kobayashi / *Kobayashi ligature ties*
- B9 Legature metalliche Kobayashi Estetiche / *Kobayashi ties tooth colour*
- B9 Legature metalliche preformate / *Pre-cut ligature ties*
- B9 Legature metall. preformate Estetiche / *Tooth colour pre-cut ligatures ties*
- B9 Legature preformate lunghe / *Stainless Steel ligature ties*
- B9 Legature preformate lunghe Estetiche / *Tooth colour SS ligatures ties*
- B8/E9 Lingual Sheaths
- G6 Lip Bumpers

-- M --

- G7 Maschera facciale / *Face mask*
- G8 Maschera facciale Dinamica / *Dinamic Face mask*
- B7 Micro stop da grippare / *Crimpable Micro-Stops*
- B10 Mimetic mini viti ortodontiche / *Orthodontic mini screws*
- H3 Mini-Mold
- B7 Molle in Acciaio / *Stainless Steel springs*
- A8 Molle Ni-Ti aperte / *Ni-Ti open coil springs*
- A8 Molle Ni-Ti aperte per distallizzare / *Distalizing open coil springs*
- A9 Molle Ni-Ti chiuse / *Ni-Ti closed coil springs*
- B10 Molle per microviti Ni-Ti / *Micro-screws Ni-Ti*
- F3 Mordenzante ortofosforico / *Phosphoric acid etching agent*

-- N --

- L3 Negativoscopio da tavolo a LED / *LED Negatoscope*
- A6 Ni-Ti curva inversa / *Reverse curve Ni-Ti*
- A6 Ni-Ti curva inversa compatibile Damon* / *Ni-Ti reverse curve Damon**
- A5 Ni-Ti termici / *Thermal Ni-Ti*

-- O --

- B8 Occhielli in composito / *Composite Eyelets*
- H8 Ortho Box - Ortho Bite
- H2 Ortho Control
- F2 Ortho Flow
- B5 Ortholoy archi e fili Blu / *Blue Ortholoy wires and archwires*
- G3 Ortho World catenelle elastiche / *Elastomeric chains*
- G4 Ortho World legature elastiche / *Elastomeric ligature ties*
- E5 Ortho World tubi da cementare convertibili / *Bondable convertible tubes*
- E5 Ortho World tubi da cementare non conver. / *Bondable non-conv. tubes*
- E4 Ortho World tubi da puntare convertibili / *Convertible weldable*
- E3 Ortho World tubi da puntare non convertibili / *Non-convertible weldable*

-- P --

- H3 Paradenti sportivo / *Sport mouthguards*
- L3 Pentola a pressione / *Pressure pot*

- B7 Pinza per grippare / *Crimping Plier*
- K5-K6 Pinze e Strumenti Ergoplus / *Ergoplus pliers and instruments*
- K1-K4 Pinze e Strumenti Perfect Line / *Perfect Line pliers and instruments*
- J9 Placche Termoformabili / *Thermal discs*
- J8 Pomice extra fine / *Pumice extra fine*
- H7 Porta pinze / *Plier dispenser*
- H8 Porta protesi / *Prostheses case*
- L3 Puntatrice HL-WDII / *Welder machine HL-WDII*

-- R --

- H6-H7 Retrattore labiale / *Lip retractor*
- J8 Resina ortodontica autopolimerizzante / *Self curing orthodontic resin*
- H6 Retrattore per guance - labbra / *Lip & cheek retractor*
- H6-H7 Retrattore per guance / *Cheek & tongue retractor*

-- S --

- J8 Saldatura in argento / *Silver Solder*
- G2 Separatori elastici / *Elastomeric separator*
- L3 Servomobile per ortodonzia / *Orthodontic service unit*
- F4 Spazzolino / *Travel Tooth brushes*
- F4 Scovolino / *Interproximal brushes*
- H5 Specchi per foto diagnostiche / *Photographic mirrors*
- I1-I4 S&TCR
- H4 Strisce per splintaggio / *Orthodontic splinting strips*

-- T --

- L2 Termoformatrice Easy Form / *Thermoforming machine Easy Form*
- E6 Tubi mini da cement. 1°&2° molare / *1°&2° molar bondable mini tubes*
- G2 Tubo di Protezione / *Protective tubing*
- J5 Tubo per extraorale attivatore / *Extraoral tube activator*

-- V --

- J1-J7 Viti ortodontiche e disgiuntori / *Screws and expansion screws*

-- Z --

- H7 Zoccolatori per modelli / *Plastic model bases*

