

La sutura ottimale per ogni esigenza chirurgica

suturas Aragó

odontes
DENTAL & MEDICAL PRODUCTS

III EDIZIONE

SUTURE ARAGÓ® BRAIDED SILK (Seta)

Plurifilamento naturale in seta non riassorbibile, intrecciato, rivestito in silicone per ridurne la capillarità e limitare il trauma per i tessuti. Elevata flessibilità e resistenza alla trazione, facile realizzazione del nodo e tenuta dello stesso ne fanno una sutura maneggevole e adatta in tutte le situazioni chirurgiche. L'accurata scelta della fibra naturale ed i particolari processi produttivi garantiscono un prodotto di ottima biocompatibilità con moderata inerzia tissutale.

Rocchetto in plastica - Ago in acciaio AISI 300/X-FLEX® siliconato - Sterilizzazione: Raggi Gamma.


 CE
0318

SETA

● Ago Cilindrico "BRAIDED SILK" - Filo Nero da 75 cm


06052	1/2 Cerchio - USP 5/0 - Ago 15 mm	Pz. 12
06581	1/2 Cerchio - USP 4/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
06567	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
06551	1/2 Cerchio - USP 2/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
06056	1/2 Cerchio - USP 4/0 - Ago 20 mm	Pz. 12
06057	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago 20 mm	Pz. 12
06060	1/2 Cerchio - USP 4/0 - Ago 22 mm	Pz. 12
06061	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago 22 mm	Pz. 12
06062	1/2 Cerchio - USP 2/0 - Ago 22 mm	Pz. 12
06067	1/2 Cerchio - USP 2/0 - Ago 26 mm	Pz. 12

▼ Ago Triangolare "BRAIDED SILK" - Filo Nero da 75 cm

06090	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago 20 mm	Pz. 12
06094	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago 22 mm	Pz. 12
06095	1/2 Cerchio - USP 2/0 - Ago 22 mm	Pz. 12
06101	1/2 Cerchio - USP 2/0 - Ago 26 mm	Pz. 12
06126	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago 16 mm	Pz. 12
06127	3/8 Cerchio - USP 3/0 - Ago 16 mm	Pz. 12
06132	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago 19 mm	Pz. 12
06133	3/8 Cerchio - USP 3/0 - Ago 19 mm	Pz. 12
06134	3/8 Cerchio - USP 2/0 - Ago 19 mm	Pz. 12

◻ Ago Trocar "BRAIDED SILK" - Filo Nero da 75 cm

06479	1/2 Cerchio - USP 5/0 - Ago 15 mm	Pz. 12
06598	1/2 Cerchio - USP 4/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
06565	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
06494	1/2 Cerchio - USP 2/0 - Ago 20 mm	Pz. 12
06492	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago 26 mm	Pz. 12
06175	1/2 Cerchio - USP 2/0 - Ago 26 mm	Pz. 12
06766	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
06566	3/8 Cerchio - USP 3/0 - Ago 18 mm	Pz. 12



Seta Aragó
(Cortesia della Dott.ssa D. Bove
Bareggio - MI)

SUTURE ARAGÓ® SUPOLENE (Poliestere)

Plurifilamento sintetico non riassorbibile in poliestere intrecciato. E' biologicamente più inerte e più resistente della seta. Il rivestimento in teflon (PTFE - politetrafluoretilene) impedisce alla placca di aderire all'intreccio dei fili. Scorrevole, evita il trascinarsi e l'accumulo di placca. Il filo attraversa delicatamente i tessuti senza staccare e trascinare particelle. E' molto compatto, morbido, maneggevole e con limitata inerzia chimica e tissutale.

Gli elevati valori di resistenza tensile, uniti alla facilità ed alla tenuta del nodo, ne fanno una sutura particolarmente adatta alla chirurgia odontoiatrica e alla parodontologia.

Rocchetto in plastica - Ago in acciaio AISI 300/X-FLEX® siliconato - Sterilizzazione: Raggi Gamma.


 CE
0318

POLIESTERE




Ago Triangolare "SUPOLENE" - Filo Verde da 75 cm

30128	1/2 Cerchio - USP 5/0 - Ago 15 mm	Pz. 12
30357	1/2 Cerchio - USP 4/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
30370	3/8 Cerchio - USP 5/0 - Ago 12 mm	Pz. 12
30365	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago 16 mm	Pz. 12
30076	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago 19 mm	Pz. 12
30047	3/8 Cerchio - USP 3/0 - Ago 19 mm	Pz. 12



Ago Trocar "SUPOLENE" - Filo Verde da 75 cm

30358	1/2 Cerchio - USP 4/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
30356	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
30362	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
30363	3/8 Cerchio - USP 3/0 - Ago 18 mm	Pz. 12



Supolene Aragó
(Cortesia del Dott. G. Folegatti
e del Dott. S. Zandonella Necca
Legnano - MI)

SUTURE ARAGÓ® SUPRAMID (Poliammide)

Multifilamento sintetico in poliammide, non riassorbibile, ritorto e ricoperto con una guaina dello stesso materiale per tutta la sua lunghezza. Riunisce le qualità di un monofilamento, ossia scorrevolezza e atraumaticità con quelle dei plurifilamenti, per cui resistenza tensile e buona tenuta del nodo.

Mostra ridotta reattività tissutale e scarso ristagno di placca; pertanto trova indicazione in chirurgia implantare e maxillo-facciale.

Rocchetto in plastica - Ago in acciaio AISI 300/X-FLEX® siliconato - Sterilizzazione: Raggi Gamma.



CE
0318

POLIAMMIDE

Ago Cilindrico "SUPRAMID" - Filo Nero da 75 cm

26178	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago 20 mm	Pz. 12
-------	-----------------------------------	--------

Ago Triangolare "SUPRAMID" - Filo Nero da 75 cm

26010	1/2 Cerchio - USP 5/0 - Ago 15 mm	Pz. 12
-------	-----------------------------------	--------

26020	3/8 Cerchio - USP 5/0 - Ago 12 mm	Pz. 12
-------	-----------------------------------	--------

26039	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago 16 mm	Pz. 12
-------	-----------------------------------	--------


26022	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago 19 mm	Pz. 12
-------	-----------------------------------	--------

26023	3/8 Cerchio - USP 3/0 - Ago 19 mm	Pz. 12
-------	-----------------------------------	--------

Ago Trocar "SUPRAMID" - Filo Nero da 75 cm

26125	1/2 Cerchio - USP 4/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
-------	-----------------------------------	--------

26126	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago 18 mm	Pz. 12
-------	-----------------------------------	--------



Supramid Aragó
(Cortesia del Dott. S. Batia
Riozzo - MI)

SUTURE ARAGÓ® POLYPROPYLENE (Polipropilene)

Monofilamento sintetico in polipropilene, non riassorbibile, particolarmente adatto alla chirurgia odontoiatrica. Le caratteristiche sono: la scorrevolezza attraverso i tessuti, l'eccellente plasticità, l'ottima compatibilità e tenuta nel nodo. Il polipropilene, grazie alla levigatezza della superficie, alla sua elevata impermeabilità ed inerzia tissutale, riduce al minimo le reazioni infiammatorie non degradandosi all'azione degli enzimi presenti nella cavità orale. Sutura indicata per la chirurgia implantare, parodontale e micro-chirurgia.

Ago in acciaio AISI 300/X-FLEX® siliconato - Sterilizzazione: Ossido di Etilene.




CE
0318

POLIPROPILENE

▼ Ago Triangolare "POLYPROPYLENE" - Filo Blu da 75 cm

37159	3/8 Cerchio - USP 6/0 - Ago 12 mm	Pz. 12
37054	3/8 Cerchio - USP 5/0 - Ago 12 mm	Pz. 12
37058	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago 16 mm	Pz. 12



Polypropylene Aragó
(Cortesia del Dott. F. Martelli
Microdentistry Firenze - FI)

SUTURE ARAGÓ® NOREFIL (Polivinilidene Fluoruro)

Monofilamento sintetico in polivinilidene fluoruro, non riassorbibile, particolarmente adatto per la chirurgia odontoiatrica. Le caratteristiche sono: elevatissima resistenza alla trazione, eccellente manipolazione, sicurezza nel nodo, effetto memoria minimo e superficie uniforme e atraumatica. Grazie alla levigatezza della superficie e alla sua elevata impermeabilità ed inerzia tissutale, riduce al minimo le reazioni infiammatorie non degradandosi all'azione degli enzimi presenti nella cavità orale. Con queste prerogative si consiglia l'utilizzo in chirurgia implantare, parodontale e micro-chirurgia in genere.

Ago in acciaio AISI 300/X-FLEX® siliconato - Sterilizzazione: Raggi Gamma.



CE
0318


POLIVINILIDENE FLUORURO

▼ Ago Triangolare Punta di Precisione "NOREFIL" - Filo Blu da 45 cm

39215	3/8 Cerchio - USP 6/0 - Ago 13 mm	Pz. 12
39013	3/8 Cerchio - USP 5/0 - Ago 13 mm	Pz. 12
39064	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago 15 mm	Pz. 12

▼ Ago Triangolare "NOREFIL" - Filo Blu da 75 cm

39037	3/8 Cerchio - USP 5/0 - Ago da 12 mm	Pz. 12
39019	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago da 16 mm	Pz. 12
39004	3/8 Cerchio - USP 3/0 - Ago da 19 mm	Pz. 12



Norefil Aragó
(Cortesia del Dott. G. Schiatti
Desio - MI)

SUTURE ARAGÓ® PGA Rapid (Acido Poliglicolico)

Sutura sintetica, riassorbibile, intrecciata, composta da acido poliglicolico e ricoperta con una miscela che le conferisce una superficie liscia ed uniforme e, pertanto, atraumatica, facilità di annodamento e sicurezza del nodo. Questa miscela è composta da stearato di calcio, etere di acido grasso di saccarosio e policaprolattone. Il rivestimento a contatto dei liquidi si trasforma in un lubrificante che facilita il passaggio del filo attraverso i tessuti, riducendo il rischio di inglobare la placca. Il trattamento con raggi gamma facilita il riassorbimento attraverso l'idrolisi con riduzione della resistenza tensile. Degrada in 5/7 gg, non necessaria la rimozione dei punti, completo riassorbimento in 40 gg. Indicata in tessuti a veloce rigenerazione ed in combinazione con membrane riassorbibili.

Rocchetto in plastica - Ago in acciaio AISI 300/X-FLEX® siliconato - Sterilizzazione: Raggi Gamma.



CE
0318

ACIDO POLIGLICOLICO

● Ago Cilindrico "PGA Rapid" - Filo Bianco da 70 cm


42099	1/2 Cerchio - USP 4/0 - Ago da 18 mm	Pz. 12
42032	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago da 18 mm	Pz. 12

▼ Ago Triangolare "PGA Rapid" - Filo Bianco da 70 cm

42019	3/8 Cerchio - USP 5/0 - Ago da 12 mm	Pz. 12
42136	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago da 16 mm	Pz. 12
42001	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago da 19 mm	Pz. 12

■ Ago Trocar "PGA Rapid" - Filo Bianco da 70 cm

42128	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago da 18 mm	Pz. 12
42158	3/8 Cerchio - USP 3/0 - Ago da 18 mm	Pz. 12



PGA Rapid Aragó
(Cortesia del Prof. N. Pasi
Milano - MI)

SUTURE ARAGÓ® PGA (Acido Poliglicolico)

Sutura sintetica, riassorbibile, intrecciata, composta da acido poliglicolico e ricoperta con una miscela che le conferisce una superficie liscia ed uniforme e, pertanto, atraumatica, facilità di annodamento e sicurezza del nodo. Questa miscela è composta da stearato di calcio, etere di acido grasso di saccarosio e policaprolattone. Il rivestimento a contatto dei liquidi si trasforma in un lubrificante che facilita il passaggio del filo attraverso i tessuti, riducendo il rischio di inglobare la placca. Elevata forza tensile e assorbimento prolungato per idrolisi. La resistenza diminuisce a partire da 28/30 gg ed il riassorbimento viene completato in 90 gg. Indicata in tessuti delicati ed in combinazione con membrane riassorbibili.

Rocchetto in plastica - Ago in acciaio AISI 300/X-FLEX® siliconato - Sterilizzazione: Ossido di Etilene.



CE
0318

ACIDO POLIGLICOLICO



Ago Cilindrico "PGA" - Filo Viola da 70 cm

38030	1/2 Cerchio - USP 4/0 - Ago da 18 mm	Pz. 12
38031	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago da 18 mm	Pz. 12




Ago Triangolare "PGA" - Filo Viola da 70 cm

38106	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago da 22 mm	Pz. 12
38185	3/8 Cerchio - USP 5/0 - Ago da 12 mm	Pz. 12
38019	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago da 19 mm	Pz. 12
38023	3/8 Cerchio - USP 3/0 - Ago da 19 mm	Pz. 12



Ago Trocar "PGA" - Filo Viola da 70 cm

38105	1/2 Cerchio - USP 4/0 - Ago da 18 mm	Pz. 12
-------	--------------------------------------	--------



PGA Aragó
(Cortesia del Dott. A. Scala
Brescia - BS)

SUTURE ARAGÓ® POLYGLECAPRONE (Acido Poliglicolico - Caprolattone)

Sutura sintetica, riassorbibile, monofilamento, composta da acido poliglicolico e poliglecaprone. Elevata resistenza alla trazione durante il periodo critico di cicatrizzazione, mantiene la forza tensile fino a 28 gg e il totale riassorbimento avviene per idrolisi da 90/110 gg. Le caratteristiche generali sono: maneggevolezza, basso effetto memoria, elevata resistenza tensile iniziale e facilità di annodamento, ottima scorrevolezza e bassissima capacità di infiltrazione e reazione tissutale. indicata in tutti i casi si richieda una sutura riassorbibile che non provochi reazioni tissutali.

Rocchetto in plastica - Ago in acciaio AISI 300/X-FLEX® siliconato - Sterilizzazione: Ossido di Etilene.



CE
0318

ACIDO POLIGLICOLICO - CAPROLATTONE

● Ago Cilindrico "POLYGLECAPRONE" - Filo Viola da 70 cm


47005	1/2 Cerchio - USP 4/0 - Ago da 18 mm	Pz. 12
47006	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago da 18 mm	Pz. 12

▼ Ago Triangolare Punta di Precisione "POLYGLECAPRONE" - Filo Neutro da 45 cm

48019	3/8 Cerchio - USP 6/0 - Ago da 11 mm	Pz. 12
48020	3/8 Cerchio - USP 5/0 - Ago da 11 mm	Pz. 12
48023	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago da 15 mm	Pz. 12
48024	3/8 Cerchio - USP 3/0 - Ago da 15 mm	Pz. 12

▼ Ago Triangolare "POLYGLECAPRONE" - Filo Viola da 70 cm

47061	1/2 Cerchio - USP 3/0 - Ago da 22 mm	Pz. 12
47068	3/8 Cerchio - USP 4/0 - Ago da 19 mm	Pz. 12



Polyglecaprone Aragó
(Cortesia del Dott. M. Mingardi
Bresso - MI)

ARAGÓ® è una ditta di lunga tradizione (1914) nella produzione di suture chirurgiche di altissima qualità. Le suture selezionate nel catalogo ODONTES rispondono a precisi criteri di ottimizzazione nel rapporto tra dimensione dell'ago e calibro del filamento.

AGHI / SIMBOLOGIA



Ago Cilindrico

Presenta un corpo circolare dalla punta alla metà dell'ago. Questa morfologia migliora la stabilità sul porta-aghi. Indicato in parodontologia, in tessuti sottili e per suturare a punti larghi e lembi a mezzo spessore. Utilizzato per tessuti morbidi e facilmente penetrabili.



Ago Triangolare

Presenta il terzo vertice tagliente sulla curva esterna con sezione triangolare sia sulla punta che nel corpo. Ha le stesse indicazioni dell'ago cilindrico, rispetto al quale è più resistente e con maggiore penetrazione. Utilizzato per attraversare i tessuti più resistenti. Consigliato per la sutura di membrane.



Ago Triangolare Punta di Precisione

Punta tagliente levigata 24 volte più del normale. Sono aghi superaffilati, particolarmente adatti per la delicata chirurgia, soprattutto per la parodontologia.



Ago Trocar

Presenta punta tagliente, corpo cilindrico. Questa particolare geometria permette una buona capacità di taglio senza lacerazioni e una buona stabilità nel porta-aghi. Particolarmente apprezzato in chirurgia odontoiatrica. Capacità di penetrazione ottima nei tessuti cheratinizzati. Utilizzato per i tessuti resistenti; è come disporre di due aghi in uno.

SIMBOLOGIA SECONDO LA DIRETTIVA COMUNITARIA DEI PRODOTTI SANITARI

SIMBOLI	SIGNIFICATO
	Lotto
	Riferimento
	Non risterilizzare
	Scadenza yyy-mm anno/mese
	Vedere le istruzioni
	Sterilizzato a raggi gamma
	Sterilizzato a ossido di etilene
	Tenere lontano dalla luce e dal calore
	Non utilizzare se il contenitore è danneggiato
	Un solo uso
	Produttore
	Marchio CE e n° di identificazione dell'organismo notificato. Prodotto conforme alle esigenze essenziali della Direttiva 2007/47/CEE e il nuovo regolamento d'etichettatura EN 980:2008 relativo ai prodotti sanitari

ETICHETTA ESTERNA SCATOLA

Descrizione Ago

4/0 TB15 - CT 19 mm 3/8

USP —

Calibro Metrico (EP) **1,5**

Farmacopea Europea

Lunghezza filo **75 cm**

Codice **REF 26022**

Lotto **LOT F03712**

Scadenza **2017-03**

Colore Filo **nero - torcida, no absorbible / black - twisted, non absorbable / noire - tordu, non résorbable / nera - ritorto, non assorbibile**

unidades/ sachets/ unités/ pezzi **12**

Punta Ago

Profilo Forma Ago

Quantità Scatola

Etichettatura 4 lingue

SUPRAMID ARAGÓ

Poliamida recubierta / coated polyamide / polyamide gainé / poliammide inguainato

sutura / suture

Laboratorio Aragó

Salvador Mundi, 11

08017 Barcelona-Spain

CE 0318

Monouso

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato

Tenere lontano dalla luce e dal calore

Non risterilizzare

Metodo di Sterilizzazione

Vedere le istruzioni

EUROSURG® sono strumenti chirurgici di altissima qualità, prodotti con il migliore acciaio inox, e vengono scrupolosamente controllati e verificati durante le fasi lavorative. Garantiti con i più severi standards internazionali.

PORTA AGHI CHIRURGICI



Needle Holders Castroviejo Tc (diritto cm 17)

Porta-Aghi Castroviejo con punta in tungsteno particolarmente leggero, preciso e bilanciato. Presenta una forma arrotondata e zigrinata molto pratica e sicura. Indicato per aghi da 12 a 16 mm e calibri da 4/0 a 6/0.

G 731-17



Needle Holders Mathieu Tc (cm 14)

Porta-Aghi Mathieu con punta in tungsteno. Strumento particolarmente adatto per le suture più comunemente usate, grazie alla praticità del manico anatomico. Indicato per aghi da 15 a 20 mm e calibri fino a 4/0.

G 787-14



Needle Holders Crile-Wood Tc (cm 15)

Porta-Aghi Crile-Wood con punta in tungsteno. Strumento di riferimento per tutte le tecniche di sutura: leggero, maneggevole e bilanciato. La particolare forma arrotondata, liscia e senza fessure, impedisce alle suture di impigliarsi durante la fase di annodamento. Indicato per aghi da 16 a 24 mm e calibri fino a 4/0.

G 749-15

suturas Aragó

Laboratorio Aragó S.L.
Barcelona - ESPAÑA



odontes

DENTAL & MEDICAL PRODUCTS

ODONTES s.r.l. - 20016 Pero - Milano
Via F.lli Bandiera, 5/A (ang. Via Don Sturzo, 6)
Tel. 02.38.10.30.89 (4 linee r.a.) - Fax 02.33.91.08.88
<http://www.odontes.it> - E-mail: info@odontes.it