





Tipo di materiale: Copolimero con il 90% di glycolide e il 10% di L-lactide		Multifilamento Sintetico		Indicazioni: - Sutura in copolimero di acido glicolico e acido lattico intrecciata, riassorbibile. Eccellente maneggiabilità assicura un controllo del filo, e un' ottima annodabilità. Resistenza alla trazione: 14 gg. 75% 21 gg. 50% 28 gg. 25%	
Tipo / Colore materiale: Intrecciato / Viola		Riassorbimento: 60 - 70 gg.			
Metodo di sterilizzazione: Raggi gamma (CO-60) o con ossido di etilene					

Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - C fz.	DW E / A / R
1/2	20 mm	Cilindrico	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPK0020 V310H / - / 38030
			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPK0021 V311H / - / 38031
	27 mm	Cilindrico	2/0	3	70 cm - 12 pz.	PPK0040 V317H / 833H / -
	17 mm	Tapercut	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPK0091 V994H / 4363 / -
3/8			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPK0092 V272H / 4364 / -
	22 mm	Tapercut	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPK0101
			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPK0102
	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - C fz.	DW E / A / R
	12 mm	Tagliente	6/0	0,7	45 cm - 12 pz.	PPK0050 - / 45201F / -
			5/0	1	45 cm - 12 pz.	PPK0051 V493H / 45202F / 38185
	16 mm	Tagliente	5/0	1	45 cm - 12 pz.	PPK0060 JV500 / - / -
	20 mm	Tagliente	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPK0071 V397H / 4553 / 38019
			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPK0072 V398H / - / 38023
	22 mm	Tagliente	3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPK0075 - / - / 38106
	22 mm	Tapercut	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPK0131
			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPK0132




Tipo di materiale: Copolimero con il 90% di glycolide e il 10% di L-lactide		Multifilamento Sintetico		Indicazioni: - Sutura intrecciata riassorbibile con rapida perdita di resistenza, indicata per tessuti molli prossimali. Il trattamento di superficie garantisce al filo una fluidità e scorrevolezza. Resistenza alla trazione: 3 gg. 80% 5 gg. 50% 10 gg. 0%	
Tipo / Colore materiale: Intrecciato / Viola		Riassorbimento: fra 42 - 56 gg.			
Metodo di sterilizzazione: Raggi gamma (CO-60) o con ossido di etilene					

Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - C fz.	DW E / A / R
1/2	20 mm	Cilindrico	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPF0020 W9971 / - / 42099
			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPF0021 VRI311H / - / 42032
	17 mm	Tapercut	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPF0101
			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPF0102
3/8	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - C fz.	DW E / A / R
	12 mm	Tagliente	5/0	1	45 cm - 12 pz.	PPF0051 V4930H / - / 42019
			4/0	1,5	45 cm - 12 pz.	PPF0052 VRI290H / - / 42136
	19 mm	Tagliente	4/0	1,5	45 cm - 12 pz.	PPF0070 V4960H / - / 42001



Tipo di materiale: Sterato di calcio e poliglicaprone		Monofilamento Sintetico	Indicazioni: - Sutura sintetica monofilamento dall'elevata maneggevolezza ed elasticità. Garantisce una proprietà di annodamento e una minima reazione tissutale. Resistenza alla trazione: 7 gg. 50-60% 14 gg. 20-30% 27 gg. 0%
Tipo / Colore materiale: Monofilamento / Viola		Riassorbimento: fra 90 - 120 gg.	
Metodo di sterilizzazione: Ossido di etilene			

Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - C fz.	DW E / A / R
1/2	20 mm	Cilindrico	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPC0020 W3660 / - / 47005
			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPC0021 W3661 / - / 47006
	17 mm	Tapercut	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPC0101
			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPC0102
3/8	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - C fz.	DW E / A / R
	12 mm	Tagliente	6/0	0,7	45 cm - 12 pz.	PPC0050 Y492H / - / 48019
			5/0	1	45 cm - 12 pz.	PPC0051 Y493H / - / 48020
			4/0	1,5	45 cm - 12 pz.	PPC0052 Y494H / - / 48023
	19 mm	Tagliente	4/0	1,5	45 cm - 12 pz.	PPC0070 Y496H / - / 47068
	20 mm	Tagliente	3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPC0082 - / - / 48024
	22 mm	Tagliente	3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPC0085 - / - / 47061
	17 mm	Tapercut	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPC0131
			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPC0132



Tipo di materiale: Acido poliglicolico rivestito in sterato di calcio e polycaprolattone		Multifilamento Sintetico	Indicazioni: - Sutura sintetica riassorbibile, intrecciata e rivestita con policaprolattone e sterato di calcio ritenuto inerte ed apirogeno. Resistenza alla trazione: 7 - 15 gg. 65% 21 gg. 35%
Tipo / Colore materiale: Intrecciato / Viola		Riassorbimento: 60 - 90 gg.	
Metodo di sterilizzazione: Raggi gamma (CO-60) o con ossido di etilene			

Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - C fz.	DW E / A / R
1/2	17 mm	Tapercut	5/0	1	70 cm - 12 pz.	PPA0100
	22 mm	Tapercut	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPA0111
			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPA0112
3/8	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - C fz.	DW E / A / R
	17 mm	Tapercut	5/0	1	70 cm - 12 pz.	PPA0130
			4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPA0131
	22 mm	Tapercut	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPA0141
			3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPA0142




Dental World S.r.l. Via Antichi Pastifici,15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17
www.dental-world.it / info@dental-world.it



CATALOGO SUTURE






Tipo di materiale: Polyammide nylon 6 - 6.6	Monofilamento Sintetico	Indicazioni: - Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento in nylon, dalla elevata resistenza alla trazione ed ottima elasticità. Superficie morbida con ottima scorrevolezza. Resistenza alla trazione: Riduzione del 15-20% anno
Tipo / Colore materiale: Monofilo / Nero - Blu	Riassorbimento: Non riassorbibile	
Metodo di sterilizzazione: Raggi gamma (CO-60) o con ossido di etilene		

Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - Czf.	DW E / A / R
1/2	20 mm	Cilindrico	3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPN0070 - / - / 26178
	15 mm	Tagliente	5/0	1	70 cm - 12 pz.	PPN0080
	19 mm	Tapercut	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPN0010 - / - / 26125
	22 mm	Tapercut	3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPN0011 - / - / 26126

Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - Czf.	DW E / A / R
3/8	12 mm	Tagliente	6/0	0,7	45 cm - 12 pz.	PPN0030
	16 mm	Tagliente	5/0	1	45 cm - 12 pz.	PPN0031 668H / - / 26020
	19 mm	Tagliente	5/0	1	45 cm - 12 pz.	PPN0032
	19 mm	Tagliente	4/0	1,5	45 cm - 12 pz.	PPN0040 F3209 / - / 26039
	19 mm	Tagliente	3/0	2	45 cm - 12 pz.	PPN0049
	19 mm	Tagliente	3/0	2	45 cm - 12 pz.	PPN0050
	19 mm	Tagliente	3/0	2	45 cm - 12 pz.	PPN0051
	19 mm	Tagliente	5/0	1	70 cm - 12 pz.	PPN0060
	19 mm	Tagliente	4/0	1,5	70 cm - 12 pz.	PPN0061
	19 mm	Tagliente	3/0	2	70 cm - 12 pz.	PPN0062



Tipo di materiale: Polytetrafluoro etilene	Monofilamento Sintetico	Indicazioni: - Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento in politetrafluoro etilene. Superficie morbida ed elastica, con minima reazione tissutale.	
Tipo / Colore materiale: Monofilo / Neutro	Riassorbimento: Non riassorbibile	Resistenza alla trazione:	Riduzione del 15-20% anno
Metodo di sterilizzazione: Raggi gamma (CO-60) o con ossido di etilene			

Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - Czf.	DW O
3/8	13 mm	Tagliente	6/0	0,7	45 cm - 12 pz.	PPT0011 -
	16 mm	Tagliente	5/0	1	45 cm - 12 pz.	PPT0010 Z3252
	16 mm	Tagliente	4/0	1,5	75 cm - 12 pz.	PPT0012 Z3141
	19 mm	Tagliente	4/0	1,5	75 cm - 12 pz.	PPT0013 Z3240
	19 mm	Tagliente	3/0	2	75 cm - 12 pz.	PPT0014 Z3130
	19 mm	Tagliente	3/0	2	75 cm - 12 pz.	PPT0014 Z3130



Tipo di materiale: 100% fibra di proteine ricavate da bozzoli di bachi da seta	Multifilamento Biologico	Indicazioni: - Sutura ottenuta da fili di seta derivati dalla filatura di bozzoli di baco chiamato Bombyx Mori, maneggevole e di facile annodabilità con ottima biocompatibilità. Resistenza alla trazione: 1 anno Most% 2 anni 100%
Tipo / Colore materiale: Multifilamento / Nero	Riassorbimento: Non riassorbibile	
Metodo di sterilizzazione: Raggi gamma (CO-60) o con ossido di etilene		

Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - Czf.	DW E / A / R
1/2	15 mm	Cilindrico	5/0	1	70 cm - 36 pz.	PPS0010 N266H / - / 06052
	17 mm	Cilindrico	4/0	1,5	75 cm - 36 pz.	PPS0011
	22 mm	Cilindrico	5/0	1	75 cm - 36 pz.	PPS0020 K870H / 603 / -
	25 mm	Cilindrico	4/0	1,5	75 cm - 36 pz.	PPS0021 K871H / 604 / 06581
	25 mm	Cilindrico	3/0	2	75 cm - 36 pz.	PPS0022 K872H / 605 / 06567
	25 mm	Cilindrico	2/0	3	75 cm - 36 pz.	PPS0023 K873H / 6235 / 06551
	25 mm	Cilindrico	5/0	1	75 cm - 36 pz.	PPS0030 7342H / 606 / 06060
	25 mm	Cilindrico	4/0	1,5	75 cm - 36 pz.	PPS0031 7343H / 607 / 06061
	25 mm	Cilindrico	3/0	2	75 cm - 36 pz.	PPS0032 7344H / 6245 / 06062
	25 mm	Cilindrico	2/0	3	75 cm - 36 pz.	PPS0033 7344H / 6245 / 06062


Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - Czf.	DW E / A / R
3/8	17 mm	Tagliente	4/0	1,5	75 cm - 36 pz.	PPS0050 18501G / - / -
	20 mm	Tagliente	3/0	2	75 cm - 36 pz.	PPS0051
	22 mm	Tagliente	2/0	3	75 cm - 36 pz.	PPS0052
	22 mm	Tagliente	4/0	1,5	45 cm - 36 pz.	PPS0060 632H / 66844F / 06090
	22 mm	Tagliente	3/0	2	75 cm - 36 pz.	PPS0061 737H / 66845F / 06095
	22 mm	Tagliente	2/0	3	75 cm - 36 pz.	PPS0062 737H / 66845F / 06095
	22 mm	Tagliente	3/0	2	75 cm - 36 pz.	PPS0065 - / - / 06094
	25 mm	Tagliente	4/0	1,5	75 cm - 36 pz.	PPS0070 K951H / 621 / 06479
	25 mm	Tagliente	4/0	1,5	75 cm - 36 pz.	PPS0071 K952H / 622 / 06598
	25 mm	Tagliente	3/0	2	75 cm - 36 pz.	PPS0072 K953H / 63554 / 06565



Tipo di materiale: Tereftalato etilenico rivestita in PTFE	Multifilamento Sintetico	Indicazioni: - Sutura compatta, morbida e maneggevole ottima scorrevolezza, facile da annodare, con minima reazione tissutale non riassorbibile
Tipo / Colore materiale: Multifilamento / Verde	Riassorbimento: Non riassorbibile	
Metodo di sterilizzazione: Raggi gamma (CO-60) o con ossido di etilene		Resistenza alla trazione: Eccellente

Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - Czf.	DW E / A / R
1/2	18 mm	Tapercut	4/0	1,5	75 cm - 12 pz.	PPY0010 EH7384H / 3363 / 30358
	27 mm	Tapercut	3/0	2	75 cm - 12 pz.	PPY0011 E6953H / 3364 / 30356
	15 mm	Tagliente	5/0	1	75 cm - 12 pz.	PPY0020 6963H / 3374 / -
	18 mm	Tagliente	3/0	2	75 cm - 12 pz.	PPY0028 - / - / 30357

Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - Czf.	DW E / A / R
3/8	17 mm	Tapercut	5/0	1	75 cm - 12 pz.	PPY0032 - / 3362 / -
	12 mm	Tagliente	4/0	1,5	75 cm - 12 pz.	PPY0030 E6942H / 3363 / -
	16 mm	Tagliente	3/0	2	75 cm - 12 pz.	PPY0031 E6943H / 3364 / -
	12 mm	Tagliente	5/0	1	75 cm - 12 pz.	PPY0035 6698H / - / 30370
	16 mm	Tagliente	4/0	1,5	75 cm - 12 pz.	PPY0038 EH7760H / - / 30365
	19 mm	Tagliente	3/0	2	75 cm - 12 pz.	PPY0040 PE6683H / 35554 / -
	19 mm	Tagliente	4/0	1,5	75 cm - 12 pz.	PPY0041 E6683H / - / 30076
	19 mm	Tagliente	3/0	2	75 cm - 12 pz.	PPY0040 PE6683H / 35554 / -
	19 mm	Tagliente	4/0	1,5	75 cm - 12 pz.	PPY0041 E6683H / - / 30076
	19 mm	Tagliente	3/0	2	75 cm - 12 pz.	PPY0040 PE6683H / 35554 / -



Tipo di materiale: Polypropilene	Monofilamento Sintetico	Indicazioni: - Sutura sintetica composta a base di polipropilene, non aggredibile da micro-organismi non presenta interstizi che la rendono particolarmente resistente alle complicanze da infezioni grazie alla mancanza di aderenza ai tessuti. Resistenza alla trazione: Ottima
Tipo / Colore materiale: Monofilamento / Blu	Riassorbimento: Non riassorbibile	
Metodo di sterilizzazione: Raggi gamma (CO-60) o con ossido di etilene		

Curvatura	Ago		Filo		Codici	
	Grandezza Ago	Tipo di Punta	USP	EP	Lungh. - Czf.	DW E / A / R
1/2	18 mm	Tapercut	5/0	1	75 cm - 12 pz.	PPP0010 - / 9362 / -
	18 mm	Tapercut	4/0	1,5	75 cm - 12 pz.	PPP0011 8952H / 9363 / -
	18 mm	Tapercut	3/0	2	75 cm - 12 pz.	PPP0012

