

OFFERTA *Dental*

2025

NC

Linea Enamel plus Bio Function

CHR6BFD



Trial Kit Enamel Plus HRi Bio Function da 2,5gr
4 dentine BD1 (A1), BD2 (A2), BD3 (A3), BD4 (A4)
2 smalti "Bio Function" BF2, BF3

a soli
324 € + iva

listino 346 € + iva

- + **CPZZ*** (Ena Bond 2ml, Ena Bond Catalizzatore 2ml, Ena Etch 2ml, EnaCem^{HF} 3g)
- + **CS040** Kit Shiny (Shiny41-Shiny42-Shiny15-ShinySF)
- + **COSZ10-2 Ena Seal Sigillante 2,5ml omaggio**
- + **Minikit perni canalari con fresa omaggio**
- + **Portasiringhe omaggio**
- + **Flow UD3 1g omaggio**

(valore omaggi 200 €)

*In alternativa a CPZZ e Minikit perni e COSZ10-2 è possibile richiedere:
CS...LV 1 Kit frese Vanini a scelta oppure CHSB Kit accessori con Ena Bond SE

CHR4BFD



Trial Kit 4 colori x 2,5g
3 dentine BD2-BD3-BD4
1 Smalto Bio Function BF2

a soli
171 € + iva

valore listino 231 €

+ **OMAGGIO**
Flow HRi UD3 1g



minimo ordine per depositi 12 Kit

OFFERTA *Dental*

2025

Linea Enamel plus Bio Function



CR3FB



Trial Kit 3 smalti x 2,5g

3 Smalti Bio Function
BF1-BF2-BF3

a soli
116 € + iva
valore listino 157 €

Linea Enamel plus Shiny

COSSHINY-Y+G



Mini Kit per lucidatura

Pasta diamantata SHINY A 3 micron 0,5g
Pasta diamantata SHINY B 1 micron 0,5g
Pasta brillantante SHINY C 4g
2 Spazzolini di capra RA Shiny S
1 Mandrino RA
2 Feltrini a ruota SHINY F
1 Gommino SHINY 14
Air Block SHINY G 2 tips
1 Spazzolino per posteriori SHINY 4 ...
2 Strisce diamantate SHINY 5 ...
2 Strisce di carta SHINY M...

a soli
86 € + iva
valore listino 107 €

OFFERTA *Dental*

2025

Linea **Enamel plus HRi**

CHR15



+ Video Dr. Vanini

«Direct restorations on vital incisor using Enamel plus HRi composite» e «Cementation of Ceramic Veneers»

omaggio



Kit Completo 15 colori x 5g

9 dentine UD0-UD0,5-UD1-UD2-UD3-UD3,5-UD4-UD5-UD6

3 Smalti Universali UE1, UE2, UE3

3 Smalti Intensivi IM, IW, IWS

+ 2 Opalescenti 2,5g OA, OBN omaggio (inclusi nel kit)

+ CR3FB Trial Kit 3 smalti Bio Function BF1, BF2, BF3 da 2,5g

+ CHA^S (Shiny A, B, C, spazzolino, feltrino, Ena Bond 2ml, EnaEtch 2ml) **omaggio**

+ CSG15* scala colori HRi **omaggio**

+ Portasiringhe omaggio

+ Ena Flow Sealant

+ 1 Flow HRi UD3 1g omaggio

*In alternativa CSG15 è possibile richiedere:

EMK3Z Trial Kit matrici sezionali (Cunei in plastica opzionali € 10,50 extra)

oppure

CHC3 scaldasiringhe

oppure

CS...LV+ CS...LV 2 Kit frese Vanini a scelta

oppure

CHSA Kit accessori con Ena Bond SE

§ in alternativa a CHA si può scegliere CHSA con Ena Bond SE

*** E' possibile sostituire il kit di siringhe con 2 Kit di Tips CHR15T**

a soli

1.154 € + iva

valore 1.400 €

OFFERTA *Dental*

2025

Linea Enamel plus HRi

CHR6B



Trial Kit 6 colori HRi da 2,5 gr.

4 Dentine: UD1, UD2, UD3, UD4

2 Smalti universali: UE2, UE1

a soli

346 € + iva

+ **CHB2** (Shiny A, B, C, spazzolino, feltrino, EnaBond 2ml,

Catalizz. 2ml, EnaEtch 2ml, EnaCem^{HF} 3g)

+ **COSZ10-2 Ena Seal Sigillante 2,5ml omaggio**

+ **Minikit perni canalari con fresa omaggio**

(valore omaggi 227 €)

+ **Portasiringhe omaggio**

+ **Flow UD3 1g omaggio**

*In alternativa CHB2 e Minikit perni e COSZ10-2 è possibile richiedere:

CS...LV 1 Kit frese Vanini a scelta oppure CHSB Kit accessori con Ena Bond SE

E' possibile sostituire il Kit CHR6B con il kit CHR6 che contiene UE3 al posto di UE1

CHR4



Trial Kit 4 colori x 2,5g

3 dentine: UD2-UD3-UD4

1 Smalto Universale: UE2

a soli

171 € + iva

valore listino 231 €

minimo ordine per depositi 12 Kit

CR3E



Trial Kit 3 Smalti x 2,5g

3 Smalti Universali: UE1-UE2-UE3

a soli

139 € + iva

valore listino 198 €

minimo ordine per depositi 12 Kit

CHC3



Scaldasiringhe ENA HEAT CHC3

+ **Kit 4 colori x 2,5g CHR4** oppure **CHR4BFD** omaggio oppure

+ **1 siringa** di composito da 5 g a scelta

oppure

+ **Kit 3 smalti x 2,5g CR3E** oppure **CR3FB** omaggio

minimo ordine per depositi 3 offerte

a soli

346 € + iva

valore listino 403,40 €

OFFERTA

Dental

2025

Linea Enamel plus HFO

CHF15-OF



Kit completo

15 colori x 5g con supporto in plexiglass
7 dentine: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3),
UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6
3 smalti generici: GE1, GE2, GE3
3 smalti opalescenti: OBN, OW, OA
2 smalti intensivi: IM, IW

+ **COSSCALA 15N scala** 15 colori

+ **Glass connector**

+ **5 Ena Post 2% - 1 mm con fresa**

a soli

1.130 € + iva

+ **COSSHINY-Y+G** Shiny A, B, C con spazzolino e
feltrino **in omaggio**

+ **CPZZ** Kit accessori (Adesivo Ena Bond con cat. e
acido, Cemento duale Ena Cem^{HF}) **in omaggio**

C0207

Trial Kit

7 colori x 2,5g
4 dentine: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5
2 smalti generici: GE2, GE3
1 smalto opalescente: OBN

+ **Supporto in plexiglass**

+ **Shiny A, B, C** con spazzolino e feltrino

+ **5 Ena Post 2% - 1 mm con fresa**

+ **ENA BOND** 2,5 ml (COSM300A2)

+ **ENA ETCH** etching gel 2 ml

a soli

298 € + iva

OFFERTA

Dental

2025

Linea Enamel plus HRi Flow

CHR5F



Enamel plus HRi Flow Mini Kit

5x2 g siringhe:

UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4).

a soli

116 € + iva

valore 188 € + iva

minimo ordine per depositi 6 Kit

OFFERTA

Dental

2025

Linea Ena Bond

COSM101A



Ena Etch Acido Ortofosforico 2ml

4 siringhe x 2ml

offerta 34,60 €

4 al prezzo di 2

(listino 69,20 € + iva)

minimo ordine per depositi 10 confezioni

COSM300K



Ena Bond ETCH & RINSE

Kit Ena Bond+Two Bottle

ENA ETCH 2 ml

ENA BOND light curing 5 ml

Ena Seal 5 ml

122 €

valore listino 163 €

OFFERTA

Dental

2025

Linea Ena Cem HV

Sistema estetico per la cementazione di faccette
dal provvisorio all'elemento definitivo



ENA CEM^{HV} è un composito flow, fotopolimerizzabile, ad alta viscosità, messo a punto dal Dr. Lorenzo Vanini, che valorizza l'estetica delle faccette sia in ceramica che composito. L'alta viscosità e tissotropia garantiscono una perfetta manipolazione per una facile applicazione e rimozione degli eccessi.

CARATTERISTICHE

- Altamente viscoso (600 Psa)
- Altamente riempito (80% in peso)
- Privo di Bis-GMA
- Fluorescente
- Radiopaco



VANTAGGI

- Alte caratteristiche fisiche
- Facile applicazione
- Facile rimozione degli eccessi
- Spessore minimo 26 µm
- Totalmente biocompatibile
- Altamente estetico



CPCBDK



Ena Cem HV Kit

3 dentine BD1 (A1) - BD2 (A2) - BD3 (A3) da 2g
1 Ena Soft Flow da 1g

a soli
130 € + iva
valore listino 185 €

+ Video Dr. Vanini
«Cementation
of Ceramic Veneers»

omaggio



RICAMBI



Ricambi Ena Cem HV

Disponibile nei colori:

CPCBD0: BD0
CPCBD1: BD1 (A1)
CPCBD2: BD2 (A2)
CPCBD3: BD3 (A3)
CPCBD4: BD4 (A4)
CPCBDU: BDU Universale trasparente da 2g

offerta
3+1 omaggio
(listino 46,20 € + iva)

OFFERTA

Dental

2025

Linea Ena Post

Nuovi perni Enapost a maggiore resistenza, senza sbavature di resina, senza fibre esposte.
Con anello colorato per codifica misure.

CP0200



**Kit perni canalari estetici
Ena Post conicità 2%**
20 perni e 4 frese

+Kit accessori CPZZ in omaggio contenente:
Adesivo Ena Bond con catalizzatore e acido
Cemento duale Ena Cem^{HF}

a soli
199,8 € + iva
(valore listino 263 €)

minimo ordine per depositi
3 confezioni

CPZZ



CP1000




**Kit perni canalari estetici
Ena Post conicità 10%**
20 perni e 4 frese

+Kit accessori CPZZ in omaggio contenente:
Adesivo Ena Bond con catalizzatore e acido
Cemento duale Ena Cem^{HF}

a soli
266 € + iva
(valore listino 398 €)

Linea Tender Fiber

TF21



Tender Fiber DUE in vetro
preimpregnate fotopolimerizzabili
12 cm per splintaggi parodontali

offerta
3 +1 omaggio

(listino 125 € + iva)

OFFERTA

Dental

2025

Ena Flow Sealant

Pit & Fissure Sealant

Sigillante fotopolimerizzabile fluido

Sigillatura di superfici di denti naturali

Sigillatura di margini di restauri in composito

- Fluorescente per controllo con luce UV
- Buona resistenza all'abrasione
- Elevata Biocompatibilità non contiene Co-monomeri né Bis-GMA (monomero che può decomorsi in Bisphenol-A (BPA))



EHFS




Sigillante Ena Flow Sealant
siringa da 2 g

offerta
3+1 omaggio
(listino 37,80 € + iva)

Cemento per zirconia Ena Cem Z

Sistema di adesione di elementi protesici in zirconia sia su denti naturali che su impianti

Primer speciale da utilizzare sia in studio che in laboratorio per ottenere un legame chimico con le superfici in zirconia da abbinare a cementi compositi. Può essere abbinato ad altri compositi (o ad opachi in laboratorio) per l'esecuzione di elementi in composito su zirconia o per cementazione sul dente naturale. Può essere abbinato al cemento autopolimerizzabile Ena Cem Z per cementare zirconia a zirconia o metallo.



CPCZK



ENA CEM Z per zirconio

Kit introduttivo

Cemento autopolimerizzabile 8g CPCZ

Primer 5 ml CPCZP

a soli

135 € + iva
(valore listino 178 €)

OFFERTA

Dental

2025

Matrici circolari **Safe Matrix**

Applicazione universale

SafeMatrix è adatto per tutte le cavità MO/OD e MOD, così come per le ricostruzioni delle cuspidi come schermo protettivo per il dente vicino durante la preparazione.

Compatibilità

Può essere utilizzato con tutti i materiali da restauro e con cunei e dighe di gomma.

Adattamento ottimale

Il meccanismo di tensionamento e l'adattamento conico al dente assicurano uno stretto contatto interprossimale.

Design facile da usare

Il collo stretto e i bordi arrotondati garantiscono un accesso sicuro e facile durante il trattamento.

Igienico

Ogni matrice è confezionata singolarmente essendo un prodotto monouso.

Risparmio di tempo

Non c'è bisogno di un lungo assemblaggio di banda e supporto.

Delicato

Elimina il rischio di lesioni alla gengiva e alle guance spesso causate da bordi affilati o superfici corrosive sui supporti metallici.

**E19000
E19005**



Matrici circolari SafeMatrix monouso

disponibili in due misure:

E19000 50 matrici Narrow verde 4,5 mm per premolari e decidui

oppure

E19005 50 matrici Wide blu 6 mm per molari

a soli

104 € + iva

3 confezioni + 1 omaggio

minimo ordine per depositi 9+3

**E19001
E19006**



Matrici circolari SafeMatrix monouso

Anatomiche Contour

disponibili in due misure

E19001 50 matrici Narrow giallo 4,5 mm per premolari e decidui

oppure

E19006 50 matrici Wide arancio 6 mm per molari

a soli

116 € + iva

3 confezioni + 1 omaggio

minimo ordine per depositi 9+3

3 STEP per un filling perfetto

1.

Preparare la banda SafeMatrix spingendo il perno sul lato in cui si vuole restringere la banda fino a quando il perno è a filo con il supporto. Questo lato deve essere posizionato verso la gengiva. La banda si adatta conicamente all'anatomia del dente.




2.

Posizionare la banda della matrice intorno al dente e guidarla attentamente in posizione. Stringere la banda girando la vite in senso orario. La banda può essere brunita se necessario. Utilizzare cunei se necessario.



3.

Crea la tua otturazione restaurativa e curala come al solito. Rimuovi la fascia girando la vite in senso antiorario per allentarla e il gioco è fatto!



OFFERTA

Dental

2025

Linea Sabbiatrice

COSRIP1



Kit riparazione Tender per ceramica e metallo

contiene:

Tender Bond metalceramic primer 2,5ml
Tender Paste Opaque Light per metallo 3g
Tender Paste Opaque Clear per ceramica 3g
1 Pennello Enamel plus M

a soli
327 € + iva
(listino 385 € + iva)

C04R1



Offerta Sabbiatrice + Kit riparazione

Sabbiatrice DENTOPREP RON1900 (listino 670 €)

+ 1 connettore a scelta (listino 190 €)

+ Sabbia ossido di alluminio RON1906 (listino 64 €)

+ Kit riparazione Tender COSRIP1 (listino 385 €)

a soli
999 € + iva

RON1900



Sabbiatrice DENTOPREP

+ Sabbia ossido di alluminio RON1906 **in omaggio**

+ 1 connettore a scelta **in omaggio**

a soli
670 € + iva

OFFERTA

Lab

2025

Linea Tender

TENDER1H-OF




Kit introduttivo Enamel plus HRi

Tender: T2, T3, T4, T5
Dentine HRi: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5
Smalto universale HRi: UE2
Smalti Bio Function: BF1, BF2, BF3
Smalto opalescente: IWS
Smalto opalescente: OBN
Opachi in pasta: light, clear
Tender bonding metal primer

+ **TEMPSEAL e TEMPSEP**
+ **TEMPF** liquido per riparazione
+ **COSSTAIN** flow trasparente
+ **TSY** Kit rifinitura e lucidatura
in omaggio

a soli

999 € + iva
(valore listino 1.070 €)



Linea Tender Pink

Sistema per caratterizzazione gengivale di protesi

TENDERPKIT



Kit Tender Pink

1 Opaco Tender Pink
3 Supercolori Flow (blu, rosso, bianco)
4 Colori Tender Pink

a soli

289 € + iva
(listino 357 €)

+ **ETFP** Tender Pink Flow **in omaggio**
+ **Supercolor Flow** viola **in omaggio**



minimo ordine 2 confezioni


OFFERTA

Lab


2025

Linea Shiny

Sistema per rifinitura e lucidatura



TSY



Kit rifinitura e lucidatura composito:

Paste SHINY A,B, C - Tip Glicerina
Cono di carta con mandrino
Spazzolino di capra Shiny S-HP
Feltrino Shiny F-HP / Fresa Carbide FG
Punta Montata verde HP
Diamantate HP (D717-D725-D727)
Disco diamantato 2 lati 0,15mm D751

a soli

122 € + iva

listino 153 € + iva

ES-YL



Kit rifinitura Shiny per laboratorio

Pasta shiny A 0,5g
Pasta shiny B 0,5g
Pasta shiny C 4g
Tip Glicerina
Spazzolino di capra Shiny S-HP
Feltrino Shiny F-HP

a soli

99,90 € + iva

listino 140 € + iva

OFFERTA

Lab

2025

Linea **Enamel plus Temp**

Masse fluorescenti per provvisori estetici
con alta luminosità ed eccellente integrazione

TEMP1N-OF



Offerta Kit introduttivo

4x50g nuove dentine fluorescenti Enamel plus Temp:
UD2 (A2) - UD3 (A3) - UD3,5 (A3,5) - UD4 (A4)
1x50g smalto fluorescente Enamel Plus Temp UE2
1x50g smalto opalescente Enamel Plus Temp Blue OB
100ml liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp

+ 6x10g altri colori fluorescenti Enamel plus Temp

1x10g Dentina UD1 (A1)
5 x10g Smalti: UE1 - UE3 - Clear - White - Grey
1 TEMP99 Pasta lucidante Temp Stick Micerium
1 Spazzolino HP

a soli

289 € + iva

minimo ordine 3 confezioni

TEMP10N



Offerta Mini kit

4 dentine Enamel plus Temp:
UD2 (A2) - UD3 (A3) - UD3,5 (A3,5) - UD4 (A4)
1 smalto Enamel plus Temp UE2
1 liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp

a soli

99,80 € + iva

+TEMP10OB (10g smalto blu) in omaggio

OFFERTA

Lab

2025

Linea **Tender Fiber**

TF41




Tender Fiber QUATTRO in vetro
preimpregnate fotopolimerizzabili
12 cm per rinforzi protesici

offerta
3 +1 omaggio

(listino 136 € + iva)

TF01



Tender Fiber ZERO in polietilene
17 m per rinforzi mobile

offerta
3 +1 omaggio

(listino 136 € + iva)

OFFERTA

Lab

2025

Linea **Lame**

TX018B

100 Nuove lame 0,18 mm blu
per seghetto Pindex/Tender Tray

a soli
91 € + iva
(listino 109 € + iva)

TX025B

100 Nuove lame 0,25 mm oro
per seghetto Pindex/Tender Tray

a soli
91 € + iva
(listino 109 € + iva)

minimo ordine per depositi 5 conf. assortite

TX018

12 Nuove lame 0,18 mm blu
per seghetto Pindex/Tender Tray


a soli
12,10 € + iva
(listino 14,80 € + iva)

TX025

12 Nuove lame 0,25 mm oro
per seghetto Pindex/Tender Tray

a soli
12,10 € + iva
(listino 14,80 € + iva)

minimo ordine per depositi 12 conf. assortite



OFFERTA

Lab

2025

Linea **Apparecchi**

Laboratorio

WD700



Miscelatore sottovuoto

400 RPM 0,8 BAR
dotato di tazza da 500 cc, supporto da banco
e staffa da muro

sc.30%

1.484 € + iva

(listino 2.120 € + iva)

PX801-CE



Rifinitore per modelli Rutex

con fresa cilindrica e supporto rialzato per split-cast

sc.20%

1.560 € + iva

(listino 1.950 € + iva)

+ 1000 TWIN TRAY totali con accessori
(valore € 2.429) omaggio

PX901A



Seghetto elettrico per monconi

con morsa orientabile e supporto per perni

sc.20%

2.824 € + iva

(listino 3.530 € + iva)

+ 1000 TWIN TRAY totali con accessori
(valore € 2.429) omaggio

OFFERTA

Lab

2025

Linea **Lampade Laboratorio**

LABORLUX3



Lampada fotopolimerizzatrice

Potenza 300 watt
con timer e piatto girevole
(310-500 nm)

a soli

1.999 € + iva

(valore listino 2.398 €)

Linea **Apparecchi**

Laboratorio

F200



Apparecchio scaldacera

ibrido con Bunsen
ad induzione e spatola elettrica

a soli

450 € + iva

(valore listino 594 €)

ad esaurimento scorte